

ZAODIĐITE ČESTE PROBLEME I KOREKCIJE U ARTIKULACIJI !!!



TEHNODENT
www.sakota.biz

ARTEX® - OBRAZNI LUK


U funkciji dijagnostike i lečenja, obrazni luk je neophodan alat koji znatno smanjuje vreme artikulacije u stomatološkoj ordinaciji. Artex obrazni luk je vrlo jednostavan za rukovanje. Takođe, omogućava brz i ekonomičan rad: za samo dva minuta tačno se određuje i fiksira pozicija obraznog luka u odnosu na anatomiju pacijenta.



AMANNGIRRBACH

SVI ARTEX® ARTIKULATORI NA JEDNOM MESTU

Non-Arcon-Design



Arcon-Design



TEHNIČKI PODACI	Artex® BN	Artex® CN	Artex® CT	Artex® CPR	Artex® CR
Sagitalna kondilarna inklinacija	35°	35°	-15° do +60°	-20° do +60°	-20° do +60°
Benetov ugao	15°	0° do +20°	0° do +20°	-5° do +30°	-5° do +30°
Protruzija	-	-	-	-	0 do 6 mm
Retruzija	-	-	-	0 do 2 mm	0 do 2 mm
ISS (Pomeranje kondila u stranu)	-	-	-	-	0 do 1,5 mm
Distrakcija-odvajanje	-	-	-	0 do 3 mm	0 do 3 mm
Dizajn centralne pozicije	Centrični klik	Centrični klik	Centrični klik	Centrična poluga	Centrična poluga
Slučajno razdvajanje gornjeg i donjeg rama artikulatora u otvorenoj poziciji sprečava se:	Centralnom pločicom	Centralnom pločicom	Centralnom pločicom	Arkon klipom	Arkon klipom
Proizvoljni pinovi za direktni transfer sa Artex® - Obraznim lukom	ne	ne	da	da	da