



# TEHNODENT

## VAŠ STABILAN I POUZDAN PARTNER

## ŠIROKA PALETA PROIZVODA ZA VAŠU STOMATOLOŠKU PRAKSU



KaVo. Dental Excellence.

**GENDEX**

KaVo Group

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

**VOCO**



**DMP LTD**

**DENTAL MARKET**

design and manufacturing of dental articles

[www.sakota.biz](http://www.sakota.biz)

# KaVo PRIMUS 1058 Life

Dokazan kvalitet.  
Nova definicija.  
Uvek pouzdan.

Bez obzira šta se dešava u toku dana, znate da uvek možete računati na Primus 1058 Life.

Uživajte u pouzdanosti u vašoj praksi svakoga dana. Primus 1058 Life karakteriše vrhunski kvalitet i funkcionalna pouzdanost.

## SVE NOVINE NA PRVI POGLED!

- Moderan i novi dizajn stomatološke stolice, visoka estetika, povećana izdržljivost težine do 185 kg
- Dostupna u verziji sa visećim bičevima i bičevima od gore
- Istovremeno se kreće gore i naginje
- Integrisani LCD displej
- USB Conexio sistem za pacijente
- 20 multifunkcionalnih komandi
- Vaš asistent ima sve pod kontrolom zahvaljujući novom asistentskom delu
- Nožna papuča Vam pruža mogućnost da se u potpunosti fokusirate na rad, dok vam je noga u udobnom položaju.



KaVo. Dental Excellence.

# Gendex GXDP-700

Multifunkcionalan - odgovara zahtevima profesionalaca!  
Digitalni 2D rendgen za panoramsko snimanje  
Mogućnost kasnijeg proširenja na 3D i Ceph

## Kvalitet

Novi Gendex kvalitet  
Proizvodnja prevazilazi evropske standarde kvaliteta  
Funkcionalni Gendex Dizajn

## Efikasnost


Prava funkcija za vaše potrebe  
12 panoramskih i 5 CEPH programi za sveobuhvatnu dijagnostiku  
6x40 cm 3D volumen (može se proširiti do 6x80 cm) za detaljne nalaze  
EasyPositioning™ za efikasno, bezbedno pozicioniranje

## Upotreba

Perfektni rezultati u kratkom vremenu  
Ekran na dodir – brz za korišćenje i lako razumljiv  
PerfectScout™ precizno 3D pozicioniranje  
SmartLogic™ pamti proces rada

**GENDEX**

KaVo Group



## Softver

- Snažni 2D / 3D alati za Vašu preciznu dijagnostiku
- VixWin Platinum za efikasnu 2D obradu slika
- InVivo za inovativnu 3D analizu
- Sveobuhvatna integracija u organizaciji prakse

# VOCO

potrošni materijali



**STRUCTUR 2 SC**  
Autopolimerizujući materijal  
za izradu privremenih krunica i  
mostova  
**Pakovanje: 75g**



**AQUA MERON**  
Glas jonomer cement za  
cementiranje krunica i mostova.  
Meša se sa vodom  
**Pakovanje: 35g**




**CALCIMOL LC**  
Svetlosno polimerizujuća  
kalcijum hidroksid pasta, rendgen  
kontrastna.  
**Pakovanje: 2,5g u špricu ili u tubi  
13g+11g**



## CALCICUR

Pasta kalcijum hidroksida na vodenoj bazi, s visokom propustljivošću rendgenskih zraka, odmah spremna za upotrebu.


**Pakovanje: 2,5g u špricu**



## IONOSEAL

Svetlosno polimerizujući glasonomer kompozitni cement, odmah spreman za upotrebu.

**Pakovanje: 2,5g u špricu**



## PROVICOL

Dokazan i pouzdan cement za privremeno cementiranje sa kalcijum hidroksidom.

**Pakovanje: 2, x 25g**



## ADMIRA

Kompozitni materijal. Svetlosnopolimerizujući materijal za restauracije baziran na Ormocer®, za kavitete klase I do V.

**Set sadži 3 šprica x 4 gr**

# VOCO



## Bifluorid 10

Fluoride varnish for the treatment of hypersensitivity



## BIFLUORID 10

Lak za zaštitu zuba. Lečenje svih preosetljivosti (dentinska hipersenzibilnost)

**Pakovanje: 4g**



## UFI GEL P SET

Materijal za trajno mekano podlaganje proteza na bazi A silikona u tubama. Postupak podlaganja u jednoj seansi.

## Opalescence PF

- vodeći proizvod za izbeljivanje zuba!



Opalescence PF nudi razne mogućnosti za pacijente i upotrebu sa prilagođenim kalupima za izbeljivanje. Gel sadrži 20 % vode kako bi se sprečila dehidracija, a lepljiva, viskozna formula pomaže da se gel i folije zadrže na svom mestu. Različite koncentracije i ukusi omogućavaju kompletno prilagođavanje potrebama pacijenata. Formulisan da spreči dehidraciju i recidiviranje boje Opalescence gel sadrži PF (kalijum nitrat i fluoride). Kalijum nitrat pomaže u smanjenju osetljivosti. Fluor pomaže u prevenciji karijesa i ojačava gleđ. Za dnevnu i noćnu upotrebu.

### Opalescence PF 16% ili 10% Doctor Kit sadrži:

- 8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF 16% ili 10%
- 2 Sof-Tray folije 0,9 mm
- 1 x 1,2 ml (1,38 g) LC block-Out Resin
- 1 x 25 ml (32,03 g) pasta za zube Opalescence
- 1 torbica Opalescence bag
- 1 ključ boja
- 1 kutijica za folije

## Opalescence GO 6%

- savršen izbor za pacijente koji su u potrazi za pogodnim i brzim beljenjem.




Gotove folije spremne za upotrebu sadrže viskozni gel sa 6% vodonik peroksida i nude idealnu mogućnost za profesionalno izbeljivanje zuba. Profesionalni gel za izbeljivanje sa ukusom minta u napunjenim, jednokratnim kalupima. Opalescence Go se izdvaja od drugih Ultrafit kalupom koji se jedinstvenim materijalom greje temperaturom tela i na taj način prilagođava osmehu svakog pacijenta. Bez otiskivanja, modela ili vremena provedenog u laboratoriji, Opalescence Go je profesionalna alternativa i odličan je uvod u izbeljivanje kao i savršen nastavak ordinacijskog izbeljivanja. Opalescence Go sada sa poboljšanim Ultrafit™ kalupima pruža fantastične rezultate sa samo 15 minuta nošenja dnevno.

### Opalescence Go Kit sadrži:

- 10 blister pakovanja sa po 1 gornjom i 1 donjom folijom

Kupovinom Opalescence proizvoda dobijate ovaj vodič za praćenje procesa izbeljivanja koji je namenjen Vašim pacijentima



Opalescence PF refill 10% i 16%



## Opalescence®

- zubne paste za svakodnevnu negu nakon izbeljivanja

- Efikasno i brzo otpuštanje fluorida
- Visok stepen apsorpcije fluorida kroz gled
- Niska abrazivnost, maksimalna zaštita gleđi, dentina i nadogradnji
- Jedinstven i prijatan Cool Mint ukus

PAKOVANJE: 133 gr





## Kondenzacioni

**BONASIL PUTTY**  
900ml (C-TYPE)

Kondenzacioni silikon (osnovni) veoma viskoznosti, na bazi polisiloksana, za preliminarni otisak-lak za rukovanje i oblikovanje, odlična elastična svojstva.



## OTISNE MASE Adicioni A- Silikoni



**BONASIL A+ PUTTY**  
400g + 400g

- Adicioni silikon (primarni) namenjen za uzimanje primarnog otiska - veoma precizan prema klinički bitnim površinama, odlična konzistencija i dimenzionalna stabilnost, visoka otpornost na kidanje.



**BONASIL A+ REGULAR**  
50ml x 2

- Adicioni silikon (sekundarni) za uzimanje korektivnog otiska - izuzetna preciznost u reprodukciji detalja, visoka tiksotropnost i izuzetne hidrofилne karakteristike.



**BONASIL A+ LIGHT**  
50ml x 2

- Adicioni silikon (sekundarni) za uzimanje korektivnog otiska - optimizovana tiksotropnost, lako rukovanje, izuzetna preciznost i oporavak od elastične deformacije, extra hidrofилan.

**BONASIL LIGHT 140 ml.**  
(C-TYPE)

Kondenzacioni silikon (korektivni) na bazi elastomera, niske viskoznosti, za visoko precizne korekzione otiske-vrhunska reprodukcija detalja, visoka dimenzionalna stabilnost i otpornost na kidanje.





## C- Silikoni



### BONASIL ACTIVATOR PASTE 60ml (C-TYPE)

Univerzalni aktivator za kondenzacione silikonske otisne materijale



## KOMPOZITI

### NANOCERAM- BRIGHT

je svetlosno polimerizujući nanohibridni kompozit. Svojom superiornom formulacijom daje savršene estetske rezultate.



### BRIGHT LIGHT MICROHYBRID

je univerzalni, svetlosno polimerizujući kompozit. Idealne je konzistencije, lako se aplikuje i polira do visokog sjaja. Posедуje izvanredne fizičke osobine kao što su visoka otpornost na savijanje i zatezna čvrstoća.



### DMP SINGLE BOND 5ml / 3 ml

Jednokomponentni svetlosno polimerizujući adheziv za gled i dentin (total-etch tehnika). Predstavlja kombinaciju prajmera i adheziva. Kompatibilan je sa svim kompozitima na tržištu.



### DMP ETCHING GEL 10ml / 3ml

Kiselina za nagrizanje gleđi i dentina. Sadrži 37% ortofosforu kiselinu.




# SVE VRSTE STOMATOLOŠKOG INSTRUMENTARIJUMA

**DENTAL MARKET**

design and manufacturing of dental articles

[www.dentalmarket.biz](http://www.dentalmarket.biz) - [info@dentalmarket.biz](mailto:info@dentalmarket.biz)



# POTROŠNI MATERIJAL ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU



## Stomatološka sisaljka

**A100 - 15cm** - boja po po izboru  
NON TOXIC -jedinstvena metoda  
proizvodnje gde se ne koristi lepak!




**Plastična posuda za  
dezinfekciju i hladnu  
sterilizaciju dentalnih  
instrumenata 1l/3l**



**Kompresе za pacijente A80 –  
(50 x 60 mm) troslojne,**  
boja po po izboru




**Troslojna zaštitna  
maska sa gumicom  
A50**



## Rolna za sterilizaciju

Promena boje indikatora  
znači da je proces sterilizacije  
obavljen.



**Metalni dispencer za  
plastične čaše**



## Samolepljive kese za sterilizaciju, 200 kom.

Promena boje indikatora znači da je  
proces sterilizacije obavljen



**Plastične čaše 180ml,  
50 kom.**



# TEHNODENT

Brze servisne intervencije i sopstveni lager rezervnih delova omogućavaju dugogodišnje zadovoljstvo i nivo bezbednosti svih naših klijenata.




KaVo. Dental Excellence.



Rakovačka 7  
21000 Novi Sad, Serbia  
Tel.: +381 21 6432 183  
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33  
11000 Beograd, Serbia  
Tel.: +381 11 3981 837  
Fax.: +381 11 3981 823

 Tehnodent Novi Sad

e-mail: [office@sakota.biz](mailto:office@sakota.biz)

[www.sakota.biz](http://www.sakota.biz)