

# KATALOG STOMATOLOŠKIH MATERIJALA

KUPITE KVALITETNE  
MATERIJALE

UŠTEDITE NOVAC I  
ŽIVITE LEPŠE!

PROLEĆE/LETO  
2018



# DÜRR DENTAL SE

## Najbolje je sve pokriti jedinstvenim sistemom.

Ništa ne sme biti prepušteno slučajnosti kada je u pitanju zaštita od infekcije-dezinfekcija i čišćenje. Dokazali smo testovima da svi preparati ispunjavaju ključne zahteve koji se izvide pri intervencijama svakog dana.

### Bezbedan

- Sveobuhvatan spektar delovanja: baktericidni, fungicidni, tuberkulocidni, virucidni
- Testirano, pouzdano dejstvo
- VAH-navedeni i EN-kompatibilni bez izuzetka
- Visoka dezinfekcija i moć čišćenja

### Pogodan

- Jednostavan i efikasan za korišćenje
- Praktične, standardizovane veličine pakovanja
- Čišćenje prema rasporedu
- Srecijalni čep za doziranje
- Visoko-ekonomičan za korišćenje

### Kompatibilan

- Superiorna aktivna jedinjenja
- Posebno siguran i nežan za kožu
- Odlična kompatibilnost materijala, koju preporučuju vodeći proizvođači uređaja
- Klinički odobrena
- Biorazgradljiv

### Brz

- Kratke reakcije
- Brzo sušenje bez ostataka
- Praktična primena
- Jednostavno doziranje



## MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE POVRŠINA I STOMATOLOŠKOG RADNOG MESTA



Flower



Lemon



Classic

### Maramice za dezinfekciju u dozeru - FD 350 ili dopuna

- Pogodne za čišćenje površina otpornih na alkohol i medicinskih uređaja,
- Kolenjaka i turbina kao i naslona za glavu, ruke na terapijskim stolicama,
- Delova rentgen aparata kao naslona za bradu, tubusa i nekih ručnih instrumenata u skladu sa uputstvom proizvođača.
- Nežne su prema koži i prijatnog su mirisa.
- Vreme izlaganja 15 sec.,
- Veličina maramice: 140 x 220 mm.,
- Pakovanje: 110 maramica.

1.050,00 - dopuna 800,00



## DEZINFEKCIJNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE POVRŠINA I TAPACIRUNGA



### Sredstvo za dezinfekciju površina - FD 300

Izuzetno efikasan preparat bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju površina, stolica, rentgen aparata, kao i podova, zidova ... Izdvaja se neverovatnom sposobnošću čišćenja i prijatnim svežim mirisom. Izuzetno je ekonomičan obzirom na veliku učinkovitost u maloj koncentraciji. Koristi se u koncentracijama 0,5 %, 1% i 2% . Pakovanje 2,5 l.

6.150,00



### Sredstvo za čišćenje i održavanje tapacirunga - FD 360

Čisti i brine o svim presvlakama od vinila i drugih veštačkih koža na terapijskim stolicama. Uklanja i izuzetno uporne mrlje i prebojenosti. Ne ostavlja mrlje i obezbeđuje glatku i sjajnu površinu. Set od 10 specijalnih sundera i sprej 500ml.

4.000,00



## SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE SISTEMA SUKCIJE

### Sredstvo za dezinfekciju sistema sukcije - Orotol® plus

Izuzetno efikasan koncentrat za istovremeno održavanje, dezinfekciju, deodorizaciju i čišćenje svih sistema usisavanja, separatora amalgama kao i fontana, na bazi amonijumovih jedinjenja bez pene . Koristi se u koncentraciji 2 % . Pakovanje 2,5 l.

5.470,00



### Sredstvo za čišćenje sistema sukcije - MD 555

Rastvor na bazi kiselina za usisavanje sisteme i odvođe dentalnih aparata koji ne peni. Sprečava nagomilavanje debrija u sistemu za usisavanje, a već stvoreni talog se rastvara. Posebno je pogodan za sisteme sa separatorima amalgama. Koristi se jednom ili 2 puta nedeljno. U slučaju izuzetne kontaminacije može se koristiti jednom dnevno. Najkraće vreme izlaganja je 30 min., optimalno 1 do 2 h.

Koristi se u koncentraciji 5 % . Pakovanje je boca od 2,5 l

4.000,00



## DEZINFKCIJNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE INSTRUMENATA I BORERA

### Sredstvo za dezinfekciju instrumenata - ID 212 forte

Visoko efikasan koncentrat bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju instrumenata kao i hiruških instrumenata sa izuzetno kratkim vremenom aktivacije u ultrazvučnim kadicama. Takođe pogodan za dezinfekciju instrumenata osetljivih na alkohole i baze. Odlikuje se dugim radnim periodom od 7 dana. Koristi se u koncentraciji 2%. Pakovanje 2,5 l.



6.160,00

### Sredstvo za dezinfekciju instrumenata - ID 212

Visoko efikasan koncentrat bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju instrumenata u ultrazvučnim kadicama ili potapanjem. Takođe pogodan za dezinfekciju instrumenata osetljivih na alkohole: kanalni instrumenti sa prebojenim drškama, karbidni boreri, gumice za poliranje, NI TI endo instrumenti. Koristi se u koncentraciji 2%. Pakovanje 2,5 l.



5.900,00

### Sredstvo za dezinfekciju borera - ID 220

Visoko efikasan već pripremljen razređen rastvor bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju rotacionih instrumenata (čeličnih i nerđajućih borera, šajbnica, dijamskih instrumenata, kanalnih instrumenata sa sintetičkim ručkama itd.) ID 220 se koristi nerazređen. Obrišite instrumente. Koristite isključivo čiste i suve instrumente za naknadnu sterilizaciju.



3.800,00



## SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I DEZINFKCIJU OTISAKA

### Sredstvo za dezinfekciju otisaka - MD 520

Veoma efikasan već pripremljen rastvor za istovremeno čišćenje i dezinfekciju dentalnih otisaka, kalupa kao i drugih radova kontaminiranih ostacima krvi i salive, bez formaldehida. Pogodan je i za uranjanje i za čišćenje. Otisci od alginata, silikona hidrokoloida mogu biti dezinfikovani i očišćeni bez uticaja na dimenzionalnu stabilnost otisaka i kompatibilnost sa gipsom.

Koristi se nerastvoren.

Dolazi u boci 2,5 l i kanisteru od 10 l.



4.300,00

## AKCESORIJE

### Kontejner za dezinfekciju otisaka

2.400,00



### HYGOBOX

Kutija za čišćenje i dezinfekciju instrumenata

7.950,00



### OroCup - sistem od 2 l

Preporuka: koristite Orotol® plus i MD 555

6.200,00



Tehnodentova detaljna analiza pokazuje da je naša ponuda dezinficijensa najpovoljnija na tržištu!


Za kalkulaciju doziranja skenirajte barkod Vašim telefonom QR reader-om ili potražite sledeci link:

[www.duerrdental.com/en/products/hygiene/service/dosage-calculator/](http://www.duerrdental.com/en/products/hygiene/service/dosage-calculator/)






Lentule  
900,00



K-file, K-reamer, H-files x 6 kom  
600,00



Acroseal 8,5 gr- endodontski cement  
6.935,00



Mašinski proširivač gates / pesso  
1.700,00 / 1.600,00



Gutaperka poeni 120kom  
520,00



Papirni poeni 200kom  
370,00



Calcipast Forte 2,1g  
2.000,00



Endomethasone 14g + 10m  
5.575,00 + 3.400,00



PARCAN 3% sodium hypochlorite  
4.340,00



Glucochek 2% a 200g  
Tečnost za ispiranje kanala korena zuba  
1.100,00



CHLORAXID 2% 200g  
Natrijum-hipohlorit 2% za ispiranje kanala korena  
590,00



Citric Acid 40% a 200g  
Limunska kiselina 40% za ispiranje kanala korena  
1.100,00



Calcipast 2.1g Kalcijum hidroksid pasta za direktno i indirektno prekrivanje pulpe  
1.400,00



MTA +mini (3X0,14G +1ML)  
Preparat za retrogradno punjenje pri apikotomiji.  
3.300,00



ENDO solution 17% EDTA  
1.100,00



Dia Prep plus EDTA 6ml  
1.480,00

# JEDNOKRATNI I POMOĆNI MATERIJALI



Komprese za pacijente A80  
**AKCIJA - 900,00**



Lanac za komprese - metalni i plastični  
**510,00**



Komprese nesterilne 5x5/8 slojeva a 100 kom  
**220,00 din**



Držač vaterolni  
**1.520,00**



Petri šolja 60 / 80 / 100 / 120 mm  
**380/400/500/650,00 din**



Plastične čaše - (50 kom) 180ml  
**120,00**



Dispenser za plastične čaše - metalni i plastični: 85x85x360  
**4.550,00**



Hirurške maske sa gumicom A50 (u boji)  
**510,00**



Kutija za proteze  
**100,00**



Aplikatori za bond a 100 kom  
**600,00**



Rukavice latex sa puderom a 100kom  
**600,00**



Film dentalni 3x4 a 100kom / 150 kom  
**3.470,00 / 7.150,00**



Rukavice Nitril - (u boji) a 100kom  
**770,00**



Fiksir dentalni koncentrat za 1l  
**850,00**




Četkice za bond a 25 kom  
**200,00**



Endo Glass organizer  
**1.000,00**



Posuda za hladnu sterilizaciju 1l  
**2.530,00**



Rolna za sterilizaciju od 50 do 250 X 200 m  
**(od 1.320,00 do 6.280,00)**



Samolepljive kese za sterilizaciju 90x230 i 140 x 250 - 200 kom  
**1.420,00 / 2.020,00**




Četkice za ČZK  
**120,00**



Traka za kontrolu sterilizacije u autoklavu 19mmx50m  
**400,00**



Igle sve dimenzije a 100 kom  
**280,00**



Igle za karpul (sve dimenzije) a 100kom  
**1.160,00**



Gumice za poliranje  
**170,00**



Razvijач dentalni koncentrat za 1l  
**850,00**



Zubni tamponi a 500kom  
**250,00**



Artikulacioni papir pravi 80 mikrona a 144kom  
**900,00**



Špric 2ml sa navojem i bez navoja a 100kom  
**640,00**



Stomatološka sisaljka A100  
**260,00**



Interdentalni kočići silikonski,  
a 40 kom TOR VM  
**650.00**



Interdentalni kočići drveni  
a 200kom TOR VM  
**1,200.00**



Interdentalni kočići drveni (u boji)  
a 100kom TOR VM  
**600.00**



Matrice a 12kom TOR VM  
**750.00**



Kočiči elastični TOR VM a 40 kom  
**1,550.00**



Glass fiber post 1 a 6kom Nordin  
**2,400.00**



Šajbna za poliranje a 40kom TOR VM  
**950.00**



Šajbna za poliranje asortiman a 40kom  
TOR VM  
**1,490.00**



Poliester traka a 100kom 1.040  
TOR VM  
**240.00**



Poliester traka za poliranje 4mm a  
150kom Microdont  
**730.00**



Čelična traka za poliranje 6mm a  
12kom Microdont  
**675.00**

## ANESTETICI



LIDOKAIN 2% adrenaline 50X2ml  
**1,010.00**



UBISTESIN FORTE 50X1,7ml  
**3,050.00**



Septanest adrenaline  
Chlorhidrate articaïne a 50 karpula  
**3,200.00**



Scandonest 2 special  
Mepivacaine hydrochloride 2% sa  
adrenaline (epinephrine)  
a 50 karpula  
**3,150.00**



Scandonest 3%  
Chlorhydrate mepivacain 3% bez adrenaline  
a 50 karpula  
**3,150.00**

# INSTRUMENTI



Instrument za modelovanje  
amalgama WESTCOTT N° 2  
**760,00**



Držać skalpela N° 3  
**660,00**



Drške za ogledalce  
**300,00**



Stomatološko ogledalce  
(komad)  
**120,00**



Instrument za modelovanje  
ispuna -šestica  
**760,00**



Nabijač i nosač  
**760,00**



Sonde  
**400,00**




Špatula  
**710,00**



Ekskavatori  
**860,00**



Pincete  
**800,00**



Parodontalne kirete GRACEY  
**1.160,00**




Alveolarne kirete HEMINGWAY  
**1.210,00**



Parodontalna sonda 26 G N° 6  
**510,00**



Borer dijamant za turbinu Edenta  
**300,00 - 350,00**




Borer HM za kolenjak okrugli Edenta  
**330,00**




Borer HM za sečenje krunica Edenta  
**600,00**





Endobox mini (u boji)  
104 X 44 X 54mm  
**3,540.00**



Endobox medium  
125 X 105 X 54mm  
**10,120.00**



Poklopac za tacnu za instrumente MAXI  
288 X 187 X 29 mm  
+ Tacna za instrumente MAXI  
**2,200.00**



Posuda za mešanje gipsa i alginata  
**250,00**



Špatula za alginat  
**100,00**



Kapen bočica / postolje  
**520,00 / 864,00**



Držac vate metalni  
**1.820,00**



Tacna za pregled  
**860,00**



Bubrežnjak 18 cm  
**1,720.00**




Iglodržač MAYO-HEGAR CM 16  
**4,000.00**




Iglodržač MATHIEU CM 14  
**4,000.00**



Držac za kuglice vate  
**3,040.00**



Držac borera 36 FG/RA + poklopac  
(aluminijumski)  
**1,320.00 + 300.00**




Držac borera 36 FG/RA + poklopac  
(plexiglas)  
**1,010.00 + 300.00**



Polge  
**2.330,00**




Kašike za uzimanje otisaka za totalnu protezu  
**610,00**



Kašike za uzimanje otisaka za pun zubni niz  
**610,00**



Makaze  
**1.520,00**



Držaci matrice  
**1.670,00**



Klešta za ekstrakciju  
**4.710,00**



Kutija za folije  
185,00



Opalescence PF 16% i  
10% Regular Refill (4x1,2ml)  
3.130,00



Opalescence GO 6%  
8.860,00




Opalescence PF 10 i 16% Regular Doctor Kit  
AKCIJA - 7.000,00



Opalescence Zubna pasta za negu nakon izbeljivanja  
1.000,00

**"I FEEL GOOD"**

**EMS** 



Skidač kamenca EMS PIEZON 150  
**96,635.00**

Nastavak za skidač kamenca EMS - TIP A  
**10,040.00**

Skidač kamenca EMS PIEZON 150 LUX  
**122,990.00**



Prah AIR-FLOW CLASSIC Lemon 300g  
**3,500.00**

# RESTAURACIJA, ADHEZIJA, PREVENTIVA



**IONOSEAL**  
Glas jonomer za podloge u tubi a 4g  
**4.580,00**



**CALCIMOL**  
Kalcijum-hidroksid pasta 13g +11g  
**2.600,00**



**CALCICUR**  
Kalcijum-hidroksid pasta u špricu a 2,5g  
**3.640,00**



**IONOSEAL**  
Glas jonomer za podloge u špricu a 2,5g  
**4.680,00**



**DMP ETCHING GEL 3ml/10ml**  
Kiselina za nagrizanje  
**460,00 / 1.110,00**



**BIFLUORID 10**  
Lak za zaštitu zuba a 4g  
**10.060,00**



**ADMIRA 4g**  
Ormocer® za kavitete klase I do V  
**AKCIJA 4.050,00 din**



**Amalgam MARVALLOY CAPS a 50**  
**3200,00/3800,00/4660,00**



**DMP SINGLE BOND 3ml**  
Svetlosno polimerizujući adheziv  
**AKCIJA - 860,00**



**BRIGHT CAVITY LINER 2g**  
Kompozitni materijal za podloge  
**1.520,00**



**PIT & FISSURE SEALANT 2g**  
Zalivač fisura sa fluorom  
**2 x 2g 2.530,00 din**




**BRIGHT LIGHT FLOW**  
Mikrohibridni tečni kompozit  
(2g x 2 kom)  
**2.020,00**



**Prophyflex puder/perle**  
**380.00**



**ADMIRA**  
Set kompozitnog materijala 3x4g  
**19.900,00**



**NANOCERAM BRIGHT FLOW**  
Nanohibridni tečni kompozit (2g x 2 kom)  
**2.330,00**



**CALCIMOL LC**  
Svetlosno polimerizujuća kalcijum-hidroksid pasta  
u špricu a 2,5g  
**2.600,00**



**BRIGHT LIGHT MICROHYBRID 4.5g**  
Mikrohibridni univerzalni kompozit  
**AKCIJA - 1.000,00**



**BRIGHT LIGHT MICROHYBRID KIT A**  
Set od 4 tube mikrohibridnog  
kompozita  
**AKCIJA - 5.000,00**



**BRIGHT LIGHT 7 SYRINGE KIT**  
Set od 7 tuba mikrohibridnog kompozita  
**AKCIJA - 7.000,00**



**NANOCERAM-BRIGHT 4g**  
Nanohibridni univerzalni kompozit  
**AKCIJA - 1.500,00**



**NANOCERAM-BRIGHT INTRO KIT A**  
Set od 4 tube nanohibridnog kompozita  
**AKCIJA - 6.800,00**



**NANOCERAM-BRIGHT 7 SYRINGE KIT**  
Set od 7 tuba nanohibridnog kompozita  
**AKCIJA - 11.000,00**

# NOVO U TEHNODENTU!

**VOCO**  
THE DENTALISTS

## Remin Pro - tuba 40 gr

Zaštitna zubna pasta sa fluoridom i hidroksi apatitom.

1.700,00

### Indikacije:

- Posle beljenja
- Posle profesionalnog čišćenja
- Prevencija i kontrola hipersenzitivnosti
- Tokom ortodontskog tretmana

### Prednosti:

- Sadrži fluorid, hidroksi apatit i ksilitol
- Obezbeđuje balansiranu oralnu floru i time štiti zube od kiselina
- Ojačava zube nakon beljenja i profesionalnog čišćenja
- Kariostatska svojstva iz sadržaja ksilitola
- Dostupan u tri aromatična ukusa (dinja, mente i jagoda)
- Može se koristiti svakodnevno i posebno pogodno za upotrebu kod kuće
- Jednostavna aplikacija



## Easy Glaze 5 ml

Nano svetlosno-polimerizirajući zaštitni lak za zaštitu površine.

6.200,00

### Indikacije:

- Zaptivanje površina glasonomernih cementa, privremenih krunica i mostova i definitivnih kompozitnih restauracija
- Zaštita površine glasonomernih cementa od efekata vlage i dehidracije odmah nakon postavljanja
- Zaptivanje glasonomernih cementnih build-up restauracija pre uzimanja otiska
- Zaptivanje i zaštita adhezivnih interfejsa između restauracije i strukture zuba

### Prednosti:

- Sjajne i estetske površine
- Jednostavan za korišćenje
- Pruža zaštitu od diskoloracije
- U kombinaciji sa VOCO Ionofil Molar AC / Quick:
- Štiti od vlage i dehidracije odmah nakon punjenja
- Fluorescentna poput zuba
- Prirodni sjaj



## Twinky star flow-2 gr i u kapsulama 25x0,25

Svetlosno-polimerizujući kompomer sa sjajnim efektom u boji.

kapsula-450,00

pakovanje 25 kaps-10.500,00

spric 2 gr-4.500,00

### Indikacije:

- Restauracija mlečnih zuba

### Prednosti:

- Osam atraktivnih boja sa sjajnim efektom
- Jednostavna i brza aplikacija
- Izvanredno poliranje
- Baziran na osnovu dokazane kompomer tehnologije VOCO
- Ključ za boju sa originalnim materijalom
- Roditelji mogu lakše motivisati decu za posetu kod zubara



## Ionolux prah/tečnost (12 g+ 5 ml) i kapsule(20 kom)

Svetlosno-polimerizirajući, akrilatnom modifikovani glasonomer sa estetikom sličnom kompozitima.

prah/tečnost-10 000,00

kapsule- 9 800,00

### Indikacije:

- Restauracije klase III i V, prvenstveno cervikalne nadoknade i karijes korena
- Restauracija mlečnih zuba
- Mala punjenja klase I
- Privremene nadoknade
- Izgradnja patrljka
- Podloge ispod ispuna

### Prednosti:

- Kompozitna estetika
- Ne lepi se za instrument, lako se oblikuje
- Odlična translucencija
- Visok nivo fluorida
- Visoko radiopaktan
- Biokompatibilan



## Voco Ionofil Molar - prah/tečnost(15 g+ 10 ml) i kapsule(48 kom).

Glasjonomer cement za ispunu.

### Indikacije:

- Restauracija klase I (bez okluzije)
- Dugoročna privremena restauracija klase I i II
- Kao podloga i za cementiranje kompozitnih materijala
- Restauracija mlečnih zuba
- Restauracije defekata V-oblika i erozije cervikalnog emajla

prah/tečnost- 5 500,00/3 700,00

kapsule - 12 500,00

### Prednosti:

- Vrlo otporan na abraziju, kompresivna i poprečna čvrstoća
- Dobra adhezija za dentin i gled
- Vrlo izdržljiva punjenja
- Kontinuirano oslobađanje fluora
- Rendgenkontrastan
- Biokompatibilan
- Estetska translucencija kao kod prirodnih zuba





### Otisne mase BONASIL A+

Bonasil A+ PUTTY 400gr.+400 gr. **3.850,00**  
 Bonasil A+ LIGHT 50 ml x 2 i Bonasil A+ REGULAR 50 ml x 2 **2.630,00**  
**6.480,00**  
**AKCIJA - popust 10 % = 5.800,00**



### Otisne mase BONASIL (C-TYPE)

BONASIL PUTTY 900ml **1.580,00**  
 BONASIL LIGHT BODY 140ml **850,00**  
 BONASIL ACTIVATOR PASTE 60ml **810,00**  
**3.240,00**



BRIGHT FLOW CORE DC  
 UNIVERSAL DENTIN  
 Kompozitni materijal za  
 nadogradnje  
**3.040,00**



BRIGHT TEMPORARY C+B 75g  
 Samopolimerizujući kompozitni  
 materijal za izradu privremenih  
 nadoknada  
**AKCIJA - 10% = 7.100,00**



Alginat 453 g  
**750,00**



Konac za retrakciju  
 gingive 254cm  
**1.400,00**



Harvard cementi - 100 gr + 40 ml  
**2.500,00 + 1.400,00**



AQUA MERON -Glass ionomer  
 cement a 35g  
**7.820,00**



UFI GEL P -set za meko  
 podlaganje proteza  
**14.600,00**



STRUCTUR 2 SC a 75g  
 Samostvrdnjavajući materijal za izradu  
 privremenih krunica i mostova  
**10.300,00**



PROVICOL tube 2x25g  
 Cement za privremeno cementiranje  
 sa kalcijum hidroksidom  
**3.920,00**

**KVALITET TRAJE DUŽE KADA SE NAPRAVI PRAVI IZBOR  
I ODABERE PRAVI PARTNER!**

**ONO ŠTO NAS RAZLIKUJE OD OSTALIH JE ENERGIJA,  
POSVEĆENOST I STALNO POBOLJŠANJE  
TEHNODENT NOVI SAD**



Ovaj katalog predstavlja samo jedan deo naše ponude.  
Posetite našu WEB stranu ili prodajne salone i informišite se o kompletnoj  
ponudi opreme, nasadnih instrumenata, malih aparata i servisne usluge.

Rakovačka 7, 21000 Novi Sad  
Tel.: +381 21 6432 183  
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33, 11000 Beograd  
Tel.: +381 11 3981 837  
Fax.: +381 11 3981 823



**TEHNODENT**  
www.sakota.biz

**KAVO**  
Dental Excellence

**EMS**

**Leica**  
MICROSYSTEMS

**VOCO**  
THE DENTALISTS

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

**DMP LTD**

**TARO**  
DAL 1948. ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO

**DÜRR**  
DENTAL

**ELROCOMPRESS**

**CATTANI GROUP**