



Poslovna jedinica Novi Sad

RAKOVAČKA 7
 +381 21 6432 183
 +381 21 6431 906

Poslovna jedinica Niš

Momčila Milovanovića 9, Niš
 +381 63 431 747



Poslovna jedinica Beograd

Nebojšina 33
 +381 11 3981 823
 +381 11 3981 837



SADRŽAJ

POTROŠNI MATERIJALI

- Izbeljivači i kozmetika
- Protetika
- Restauracija, adhezija, preventiva
- Anestetici
- Dezinfekcija
- Endodoncija
- Jednokratni i pomoćni materijali
- Instrumenti

SISTEMI ZA SNIMANJE - IMAGING

- PaX-i3D Smart
- PaX-i2D
- EzRay Premium
- EzSensor
- EzSensor Soft
- VSP PSP skener fosfornih ploča
- NOVO !!! EzScan Intraoralni skener

STOMATOLOŠKA RADNA MESTA

KaVo

- ESTETICA E70 Vision
- ESTETICA E80 Vision
- ESTETICA uniQa
- PRIMUS 1058 life
- ESTETICA E30

ANYE

- ANYE 215 B3
- ANYE 215 A3
- ANYE 215 A5

DenTeck

- DTK 892 PRO
- DTK 896
- Terapeutske stolice
- Stomatološki reflektori

STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI

- Turbine
- Kolenjaci i nasadnici
- Mikromotori
- Multiflex kuplunzi

INSTRUMENTI ZA PREVENCIJU

KaVo

- PROPHYflex 4
- SONICflex 2000N
- SONICflex 2003
- SONICflex 2008 quick

VRN

- Skidač kamenca K08B
- Skidač kamenca K08DL
- Ultrazvučni sistem za parodontalnu terapiju Q6 VRN

STOMATOLOŠKI APARATI

HIRURGIJA

- MASTERsurge
- EXPERTsurge
- Hirurški instrumenti

ODRŽAVANJE OPREME

- QUATTROcare PLUS 2124 A
- QUATTROcare sprej
- Kavo ulje 500ml
- Oxygenal 6
- Orotol® plus
- MD 555

LED LAMPE

Ultradent

VALO (baterijska)

VRN

VRN - V200
VRN - VAFU

STERILIZACIJA

Euronda

- Autoklav E8 (24l)
- Pakerica Infinity
- Destilator Aquadist
- Filter- Aquafilter

ICANCLAVE

- Autoklav D D218/D223 (klasa B)
- Autoklav D208Q (klasa B)
- Ručni printer nalepnica ICANCLAVE
- Ultrazvučna kadica ICANCLEAN-03
- Pakerica ICANSEAL
- Printer ICANPRINT

SAUGERI: DURR I CATTANI

KOMPRESORI: DURR, CATTANI, EUROCOMPRESS i DenTeck



Folija za izradu tray-a - Ultradent

Folije za izradu splintova za izbeljivanje, transparentne, meke.
Debljina 0.9mm, 1.5 mm i 2mm
Pakovanje: 25 kom



Makaze za sečenje folije-Ultradent

Ultradent® Ultra-Trim makaze s oprugom
Za sečenje individualnih folija.
Koriste se za precizno obrezivanje rubova oko interdentalne papile.
S opružnim mehanizmom za rukovanje bez napora.
Zahvataju materijal folije s lakoćom.
Izrađene od izdržljivog nerđajućeg čelika.



LC Block-out Resin

Ultradent LC Block-Out Resin služi za stvaranje slobodnih prostora (rezervoara) pri izradi folija za izbeljivanje, a koristan je i za druge laboratorijske postupke kao što su modelovanje i korekcije patrljaka. Ultradent LC Block-Out Resin se brzo i efikasno nanosi sa Black Mini Tip Nastavkom. Svetlosno se polimerizuje i nije namenjen za intraoralnu upotrebu.
Pakovanje: 1,2 ml



OpalDam Green Econo refill

Akrilatno svetlosno polimerizujuće sredstvo za izolaciju susednih mekih tkiva pri izbeljivanju.
Pakovanje: 1,2 ml



Kutija za folije



Opalescence Zubna pasta za negu nakon izbeljivanja



Opalescence PF 16% i 10% Regular Refill (4x1,2ml)



Opalescence GO 6%



Otisne mase BONASIL A+

Bonasil A+ PUTTY 400gr + 400gr
Bonasil A+ LIGHT 50ml x 2 ili Bonasil A+ REGULAR 50ml x 2



Otisne mase BONASIL (C-TYPE)

BONASIL PUTTY 900ml
BONASIL LIGHT BODY 140ml
BONASIL ACTIVATOR PASTE 60ml



**BRIGHT FLOW CORE DC
UNIVERSAL DENTIN**
Kompozitni materijal za nadogradnje



AQUA MERON -Glass jonomer
cement a 35g



STRUCTUR 2 SC a 75g
Samostvrdnjavajući materijal
za izradu privremenih krunica i
mostova



PROVICOL tube 2x25g
Cement za privremeno cementiranje sa
kalcijum hidroksidom



Alginat Alginplus a 453g Major



Alginat CROMATIC 453g



Alginat ALGINMAX a 453 Major



Alginat HYDROGUM a 453g



Hemostal 15 ml -
hemostatik (Retrargin)



Alginat ORTHOPRINT a 500g



Alginat TROPICALGIN 453g



Akrilat R tecnost 50 ml.
Akrilat R prah 80 g.



Optosil P plus a 1kg Heraeus



Xantopren VL plus i L plus a 140ml
Heraeus



Aktivator pasta a 60ml
Heraeus



Aktivator tečni 25 ml
Heraeus



Harvard cementi - 100 gr + 40 ml



ELIT HD+ PUTY 250ml+250ml



ELIT HD LIGHT BODY 2X50ML



PROTESIL PUTTY BASE 1,5kg
PROTESIL AKTIVATOR GEL
PROTESIL LIGHT



ZETA PLUS KOMPLET
ZETA PLUS a 900ml
ORANWASH a 140ml
INDURENT a 60ml



Konac za retraksiju gingive
SURE CORD neimpregniran
Veličine 000, 00, 0, 1 i 2.
Pakovanje: 254cm



Konac za retraksiju gingive
SURE CORD PLUS
Veličine 000, 00, 0, 1 i 2.
Pakovaje: 254cm



Roze vosak Collegewax a 500g



MB Wax roze vosak a 450g



Fischer s ultrapak packer 45 regular/small
Instrument koji se koristi prilikom aplikacije konca za retrakciju gingive.



Ultrapak cord CE Ultradent
Ultrapak konci su izrađeni od 100% pamuka upletenog tako da formiraju cev. Ovim je postignuto da se ne raspliću i ne izvlače, a ujedno imaju ogromnu moć upijanja. Isporučuju se suvi, a prema želji možete ih impregnirati. Veličine: #0 #00 #000 #1 #2 #3
Pakovanje: 244 cm



Silane refill
Jednokomponentni materijal za uspostavljanje veze između keramike i kompozita.
Pakovanje: 2 x 1.2ml.



ViscoStat Clear Dento-Infusor Kit Ultradent
Viskozni gel za kontrolu krvarenja na bazi aluminijum-hlorida. Deluje tako što uzrokuje oticanje kolagenih vlakana u tkivima. Pre svega se preporučuje za upotrebu pri radu u frontu.
Pakovanje: 4 x 1,2ml



Porcelain etch refill
Porcelain Etch je viskozni gel 9.5%-tne fluorovodonične kiseline, za nagrizanje keramike. Pogodan za jetkanje indirektnih keramičkih restauracija pre cementiranja.
Pakovanje: 2 x 1,2 ml



Diamond Polish Mint 0.5 i 1 micron refill
Pasta sa mikrokristalnim dijamantskim česticama, za nenadmašno estetsko poliranje. Osvježavajući ukus mentola. Za postizanje visokog sjaja na keramičkim ili kompozitnim površinama.
Pakovanje: 1.2 ml



ViscoStat Clear Indispense Refill
Viskozni gel za kontrolu krvarenja na bazi aluminijum-hlorida. Deluje tako što uzrokuje oticanje kolagenih vlakana u tkivima. Pre svega se preporučuje za upotrebu pri radu u frontu.
Pakovanje: 30ml



Securafix
Glas jonomer za cementiranje krunica, mostova, inleja, onleja, ortodontskih prstenova i bravica.
Pakovanje: prah 7g i tečnost 5g



P-CEM
Privremeni cement bez eugenola
Pakovanje: 25g+25g



KUPROVENT® N
Termoplastična masa za otiske
- formiranje ventilnog ruba pri uzimanju funkcionalnog otiska bezubih vilica;
- korigovanje individualnih kašika.
• produžena plastična faza, zahvaljujući prisustvu metalnih čestica;
• lako formiranje preciznog ventilnog ruba.

Pakovanje: Kutija sa 18 termoplastičnih štapića.



SIMGAL® R prah / SIMGAL® tečnost
Autopolimerizujući akrilat
• obezbeđuje čvrstu hemijsku vezu repariranih delova proteze;
• lako se obrađuje i polira do visokog sjaja.

Pakovanje : pojedinačno - teglica sa 40g praha; bočica sa 20ml tečnosti.



VOMOGAL® S
Vosak za modelovanje
• modelovanje proteznih ploča;
• izrada nagriznih grebena;
• uzimanje zagrižaja;
• ostale potrebe u zubnoj tehnici i stomatološkoj ambulanti.
Laka i jednostavna priprema; bez mirisa i ukusa.

Pakovanje : Kutija sa 400g vosanih ploča.



CEGAL® N CEGAL® B
CEGAL® N – Normalvezujući cink-fosfatni cement
CEGAL® B – Brzovezujući cink-fosfatni cement
• podloga ispod različitih vrsta ispuna;
• privremeni ispun;
• definitivno punjenje kanala korena zuba;
• cementiranje fiksnih protetskih radova.
jednostavna priprema i primena; lepljivost materijala obezbeđuje dobro prijanjanje na nanetu površinu; odličan hemijski i termički izolator; mala rastvorljivost.

Pakovanje : Teglica sa 120g praha. Bočica sa 50ml tečnosti.



RETRARGIN®
Rastvor za retrakciju gingive
• za brzu i privremenu retrakciju gingive i dobijanje svugov preglednog radnog polja;
• pre uzimanja drugog, korekcionog otiska elastomerima;
• pri obradi ivica kaviteta ispod gingive;
• pri svim ostalim intervencijama u stomatologiji gde je potrebno smanjenje sekrecije, otvaranje gingivalnog sulkusa i retrakcija gingive.
Omogućava precizno otiskivanje; poseduje adstrigentno dejstvo.

Pakovanje: Bočica sa 20ml hipertoničnog rastvora aluminijum hlorida.



BIOCRYL® RN prah / BIOCRYL® tečnost
Toplopolimerizujući akrilat za izradu baze parcijalnih i totalnih akrilatnih zubnih proteza.
• laka priprema i jednostavna primena;
• optimalne fizičke osobine;
• odgovara boji zdrave gingive;
• polimerizovane proteze su glatkih površina, bez poroznosti

Pakovanje : pojedinačno: tegla sa 350g praha; boca sa 200ml tečnosti.



BAZOGAL® G ili D
Gornje / Donje bazne ploče za izradu baze zagrižajnih šablona.
• zagrevanjem postaju plastične i lako se adaptiraju na radne modele;
• hlađenjem zadržavaju izmodelovani oblik bez naknadnih deformacija.

Pakovanje: Kutija sa 12 ploča.



GALEO®
Vosak za lepljenje
Lepljenje delova pri sastavljanju gipsanog modela; lepljenje metalnih krunica i tela mosta pri ulaganju za lotovanje; lepljenje polomljenih akrilatnih proteza pri reparaturi; lepljenje polomljenih modela i za ostale brojne potrebe, kako u zubnoj tehnici, tako i u stomatološkoj ordinaciji
• velika moć lepljenja
• jednostavan za rad.

Pakovanje: Kutija sa 6 vosanih štapića za lepljenje.



Ultra-blend plus dentin refill

Svetlosno polimerizujući kompozitni materijal za podloge, na bazi kalcijum hidroksida.

Pakovanje: 1,2 ml



Ultra-Etch Econo Kit CE

Ultra-Etch, 35%-tni, viskozni gel fosforne kiseline, za Total Etch tehniku i jedini gel za jetkanje sa samo ograničavajućim faktorom na dentinu. Dizajniran za što lakšu upotrebu u praksi. Duboko plava, jasno vidljiva boja.

Pakovanje: 1,2 ml



Peak Universal bond refill (1,2 ml)

Pouzdan i jednostavan samo-jetkajući adhezivni sistem. Visoka moć vezivanja. Ne prouzrokuje osetljivost. Štedljiva i brza primena zahvaljujući aplikaciji direktno iz šprica.

Pakovanje: 1,2 ml



Ultra-Etch Indispense refill CE

Ultra-Etch, 35%-tni, viskozni gel fosforne kiseline, za Total Etch tehniku i jedini gel za jetkanje sa samo ograničavajućim faktorom na dentinu. Dizajniran za što lakšu upotrebu u praksi. Duboko plava, jasno vidljiva boja.

Pakovanje: 30ml

KARIOFIL® Z

Cink-oksidi eugenolni cement

- indirektno prekrivanje pulpe;
- kao zavoj na mestu amputacije pulpe;
- kao zavoj kod alveolitisa;
- kao lokalni hemostatik posle hirurških intervencija;
- za privremeno zatvaranje kaviteta.

Ima analgetičko dejstvo; blago antiseptičko dejstvo; hemostatičko dejstvo.

Pakovanje:
Teglica sa 35g praha.
Bočica sa 20ml tečnosti.

Etarsko ulje karanfilića
Osnovna komponenta - **Eugenol** u sadržaju do 85%;
Primenjuje se kao antiseptik, analgetik, antimikotik i repelent

Pakovanje: Bočica sa 20ml ulja



Polofil Supra

Svetlosno polimerizujući mikrohibridni restaurativni materijal za ispune od I-V klase. Rekonstrukcija traumatski oštećenih anteriornih zuba
Fasete kod diskoloracije u anteriornoj regiji

Pakovanje: 4 gr.

Vocicid

35% ortofosforna kiselina plave boje za jetkanje gleđi i dentina

Pakovanje: 3 i 5 ml.

Solobond M

Jednokomponentni svetlosno polimerizujući adheziv
Univerzalan za total-etch tehniku

Pakovanje: 4 ml.

Remin Pro - tuba 40 gr

Zaštitna zubna pasta sa fluoridom i hidroksi apatitom

Indikacije:

- Posle beljenja
- Posle profesionalnog čišćenja
- Prevencija i kontrola hipersenzitivnosti
- Tokom ortodontskog tretmana

Prednosti:

- Sadrži fluorid, hidroksi apatit i ksilitol
- Obezbeđuje balansiranu oralno floru i time štiti zube od kiselina
- Ojačava zube nakon beljenja i profesionalnog čišćenja
- Kariostatska svojstva iz sadržaja ksilitola
- Dostupan u tri aromatična ukusa (dinja, menta i jagoda)
- Može se koristiti svakodnevno i posebno pogodno za upotrebu kod kuće
- Jednostavna aplikacija



Twinky star flow 2 gr i u kapsulama 25x0,25

Svetlosno-polimerizujući kompomer sa sjajnim efektom u boji

Indikacije:

- Restauracija mlečnih zuba

Prednosti:

- Osam atraktivnih boja sa sjajnim efektom
- Jednostavna i brza aplikacija
- Izvanredno poliranje
- Baziran na osnovu dokazane kompomer tehnologije VOCO
- Ključ za boju sa originalnim materijalom
- Roditelji mogu lakše motivisati decu za posetu kod zubara





IONOSEAL
Glas jonomer podloga u tubi a 4g



CALCIMOL
Kalcijum-hidroksid pasta 13g +11g



CALCICUR
Kalcijum-hidroksid pasta u špricu a 2,5g



BRIGHT LIGHT MICROHYBRID 4.5g
Mikrohidridni univerzalni kompozit



BRIGHT LIGHT MICROHYBRID KIT A
Set od 4 tube mikrohidridnog kompozita



BRIGHT LIGHT 7 SYRINGE KIT
Set od 7 tuba mikrohidridnog kompozita



IONOSEAL
Glas jonomer za podloge u špricu a 2,5g



CALCIMOL LC špric/tuba (u 2 oblika)
Svetlosno polimerizujuća kalcijum-hidroksid pasta.
Špric 2,5g
Tuba 5g



BRIGHT LIGHT FLOW
Mikrohidridni tečni kompozit (2g x 2 kom)



NANOCERAM-BRIGHT 4g
Nanohidridni univerzalni kompozit



NANOCERAM-BRIGHT INTRO KIT A
Set od 4 tube nanohidridnog kompozita



NANOCERAM-BRIGHT 7 SYRINGE KIT
Set od 7 tuba nanohidridnog kompozita



BRIGHT CAVITY LINER 2g
Kompozitni materijal za podloge



PIT & FISSURE SEALANT 2g
Zalivač fisura sa fluorom



NANOCERAM BRIGHT FLOW
Nanohidridni tečni kompozit (2g x 2 kom)



Enamelast unit dose – walterberry / bubble gum
Gel za smanjenje osetljivosti na bazi 5% natrijum fluorida.
Pakovanje: 0.4ml



UltraEZ syringe econo kit
Gel sa 3% kalijum-nitrata i 0.25% natrijum-fluorida.
Uspešno i brzo otklanja osetljivost zuba nastalu usled dugotrajne abrazije četkicom, termičkih i hemijskih uticaja na ogoljenim cervikalnim delovima zuba .
Pakovanje: 1,2 ml .



Sable seek refill
Karijes indikator. Sadrži FD&C pigment. Kariozni dentin boji u zeleno. Kod vitalnih zuba važno je razlikovati boju karijesa od pulpe.
Pakovanje: 1,2 ml



FLUOROGAL®
Rastvor niske koncentracije fluorida (natrijum-fluorid 0,05% - 223 ppmF)
Zaštita zuba od karijesa kod dece i odraslih i osvežava dah.

Pakovanje: boca sa 250ml rastvora crvenog - ukus jagode; boca sa 250ml rastvora zelenog – ukus mente.



FLUOROGAL® MITE
Rastvor srednje koncentracije fluorida (natrijum fluorid 0,3% – 1500 ppmF)
Pogodan za primenu kod: dece, u sklopu planiranog stomatološkog školskog preventivnog programa, uz kontrolu zdravstvenog osoblja; karijes rizičnih osoba; osoba sa fiksnim, ili parcijalnim mobilnim nadoknadama; osoba sa preosetljivim vratovima zuba. Povećava koncentraciju fluorida na svim površinama zuba i dentalnom plaku; podstiče zaštitu zuba od karijesa; osvežava dah.

Pakovanje: boca sa 250ml rastvora crvenog - ukus jagode; boca sa 250ml rastvora zelenog – ukus mente.



Universal dentin sealant refill
Universal Dentin Sealant odlično ublažava osetljivost cervikalnih rubova i korena zuba. Pokriva osetljive površine ogoljenog korena i ublažava neugodnu osetljivost pacijenta, popunjavajući i zatvarajući dentinske kanalice.
Pakovanje: 1,2 ml



UltraSeal XT plus opaque white refill (1,2 ml)
Preparat za zalivanje fisura i tečni kompozit. Brzo i sigurno zalivanje fisura. Kompozit sa 58% punila – stabilan i dugotrajan. Izrazito tečne konzistencije, puno čvršći nakon primene, ne razliva se .
Pakovanje: 1,2 ml



Cleanic pasta za poliranje a 100g Kerr



Spectra pasta za poliranje 75gr Prevest



Gradia a 4g Fuji



Citodur a 30g



Provis a 40g Favodent



EVETRIC 3,5 gr

Herculite XRV a 5g Kerr



Amalgam MARVALLOY CAPS a 50



DMP SINGLE BOND 3ml
Svetlosno polimerizujući adheziv



DMP ETCHING GEL 3ml/10ml
Kiselina za nagrizanje

VANTAL®

Pasta za uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba
- u preventivi gingivitisa i oboljenja parodontijuma- parodontopatija;
- u terapiji parodontopatija;
- posle zbrinjavanja parodontopatija;
- u prevenciji karijesa zuba;
- pre primene kompozitnih materijala.
- poliranje zuba bez oštećenja gleđi.

Pakovanje: Tuba sa 40g paste.



JODOFORM

Iodoformium - kao farmaceutska hemikalija, jodoform prah se koristi u stomatologiji za pripremu mekih, resorptivnih pasta, neposredno pre upotrebe;
Mešanjem Jodoform praha sa hlór-fenól-kamfor rastvorom dobija se WALKHOFF-ova (jodoform-hlorfenol-kamfor-mentol) pasta, a mešanjem sa rastvorom Chlumsky, dobija se slična jodoform fenolkamfor pasta.
• Antiseptičko dejstvo.

Pakovanje: Bočica sa 15g praha.



FISSEAL
Zalivač fisura sa fluoridima beli.
Pakovanje: 2 ml / 2x2ml



CALCIDENT LC
Svetlosno polimerizujući materijal za indirektno prekrivanje pulpe
Pakovanje: 2ml



Securafil
Glas jonomer samovezujući cement za ispunu prednjih i bočnih zuba, sadrži fluor i može se polirati posle 15 minuta. Boje A2 ili A3
Pakovanje: prah 7g i tečnost 5g



Securafil LC
Svetlosno polimerizujući glas jonomer za ispunu prednjih i bočnih zuba.
Pakovanje: prah 7g i tečnost 5g



Securacem 7g/5g
Glas jonomer za podloge. Sadrži fluore i koristi se ispod svih zubnih ispuna.
Pakovanje: prah 7g i tečnost 5g



Glass Liner
Svetlosno polimerizujuća rendgen kontrastna glas jonomer podloga sa visokom otpornošću na sile pritiska. Sadrži fluore.
Pakovanje : 2ml



SECURA VARNISH
Zaštitni lak za glas jonomer ispune
Pakovanje: 10ml



Dent a cav 30g – roze / beli
Materijal za privremeno zatvaranje kaviteta
Pakovanje: 30g



Competence flow A1
Svetlosno polimerizujući nanohibridni kompozit za ispunu od I.-V. klase.
Pakovanje: 1ml



Competence Universal set
Svetlosno polimerizujući nano hibridni kompozit, namenjen za sve zubne ispunu prednjih i bočnih zuba od I.-V. klase.
Pakovanje:
4x4gr. boje A2, A3, A3,5, B2, C-Bond 10 ml, Extra gel 2ml, Glass liner 2 ml. i akcesorije



C-bond
Svetlosno polimerizujući vezivni materijal pete generacije sa odličnim adhezivnim svojstvima. Stvara otpornu vezu između gleđi-dentina i kompozitnog ispuna. Otporan je na vodu
Pakovanje: 5ml



C-bond self etch
Svetlosno polimerizujući adhezivni materijal sedme generacije.
Pakovanje: 5ml



Dezinfekciona sredstva za čišćenje površina i tapacirunga



Maramice za dezinfekciju površina medicinske opreme i instrumenata - FD 322

FD 322 - maramice za dezinfekciju nasadnih instrumenata (KaVo preporuka) i drugih površina dentalne stanice. Specijalno dizajnirani dozer koji čuva svežinu i dezinfekciona svojstva maramica. 100 g aktivnog rastvora sadrži 32g 1-propanola i 26 g etanola.

Pakovanje: dozer i refil sa 80 komada maramica.



Sredstvo za dezinfekciju površina - FD 300

Izuzetno efikasan preparat bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju površina, stolica, rentgen aparata, kao i podova, zidova ... Izdvaja se neverovatnom sposobnošću čišćenja i prijatnim svežim mirisom. Izuzetno je ekonomičan s obzirom na veliku učinkovitost u maloj koncentraciji. Koristi se u koncentracijama 0,5 %, 1% i 2%.

Pakovanje: 2,5 l.

Sredstvo za čišćenje i održavanje tapacirunga - FD 360

Čisti i brine o svim presvlakama od vinila i drugih veštačkih koža na terapijskim stolicama. Uklanja i izuzetno uporne mrlje i prebojenosti. Ne ostavlja mrlje i obezbeđuje glatku i sjajnu površinu.

Set od 10 specijalnih sundera i sprej 500ml.



Dezinfekciona sredstva za čišćenje instrumenata i borera



Sredstvo za dezinfekciju instrumenata - ID 212

Visoko efikasan koncentrat bez aldehida za istovremeno čišćenje i dezinfekciju instrumenata u ultrazvučnim kadicama ili potapanjem. Takođe pogodan za dezinfekciju instrumenata osetljivih na alkohole: kanalni instrumenti sa prebojenim drškama, karbidni boreri, gumice za poliranje, NI TI endo instrumenti.

Koristi se u koncentraciji 2 %
Pakovanje: 2,5 l



Sredstvo za dezinfekciju osetljivih površina medicinske opreme i instrumenata - FD 366

Sredstvo za dezinfekciju osetljivih površina medicinske opreme i instrumenata .100 g aktivnog rastvora sadrži 17g 1-propanola 0,125g alkylbenzyl-dimethylammonium hlorida ,dodataka i vode.

Pakovanje 1l



Clinell sprej za dezinfekciju a 500ml




Clinell maramice za dezinfekciju a 200kom



Clinell maramice za dezinfekciju a 40kom



LIDOKAIN 2% adrenaline 50X2ml



Sendoline®

NOVO

H-File - Sendoline

Dizajn cilindričnog jezgra čini Sendoline H-File jednim od najfleksibilnijih H-Files dostupnih danas. Dizajniran je sa „jednom“ reznom ivicom sa vrhom od 90° i uglom od 90°. Njegov jedinstveni spiralni dizajn žlebova se sukcesivno povećava u dubinu i dužinu od vrha do drške, povećavajući njegovu efikasnost uz održavanje sigurnosti. H-File turpija treba da se koristi sa turpijanjem nagore i nadole.

Pakovanje: a 6 kom.(asortiman 15-40 mm i 45-80) i (refili 21, 25, 28, 31 mm)

NiTi H-File - Sendoline

Dizajn cilindričnog jezgra čini Sendoline NiTi H-File jednim od najfleksibilnijih NiTi-H File dostupnih danas. Dizajniran je sa „jednom“ reznom ivicom sa vrhom od 90° i uglom od 90°. Njegov jedinstveni spiralni dizajn žlebova se sukcesivno povećava u dubinu i dužinu od vrha do drške, povećavajući njegovu efikasnost uz održavanje sigurnosti.

Koristite H-fajl pomeranjem gore-dole.

Pakovanje: a 6 kom.(asortiman 15-40 mm i 45-80) i (refili 21, 25, 28, 31 mm)

Lentula - Sendoline

Sendoline Lentula je mašinski instrument sa konusom 2. Instrument napunite pastom i ubacite u kanal, a zatim rotirajućim pokretom polako izvlačite iz kanala. Dužina i debljina kanala određuju koju veličinu instrumenta treba izabrati.

Pakovanje: a 4 kom.(asortiman 25-40 ili refili veličine 25,30,35 i 40 / dužina 21,25 i 29 mm.)

K - file - Sendoline

K-File je dizajniran sa četiri rezne ivice i vrhom od 60° sa uglom sečenja od 135° sa odličnom sposobnošću sečenja. Ovo zajedno sa čvrstom spiralom obezbeđuje sigurni rad.

Pakovanje: a 6 kom.(asortiman 15-40 mm i 45-80) i (refili 21, 25, 28, 31 mm)

K-Reamer - Sendoline

K-Reamer ima otvoreni spiralni dizajn sa tri rezne ivice, vrhom od 60° i uglom sečenja od 120°. Dizajniran je da efikasno uveća korijenske kanale. Instrument ima odličan transport otpada i treba se koristiti sa pokretom zavrtnja.

Pakovanje: a 6 kom.(asortiman 15-40 mm i 45-80) i (refili 21, 25, 28, 31 mm)

Nerv igle - Sendoline

Upotreba kod uklanjanje pulpnog tkiva.Koristite tako što uvodite instrument u kanal, rotira se za 180 stepeni da izvuče pulpno tkivo.

Pakovanje: a 6 kom.(asortiman 1-6 / 25 mm ili refili 0,1,2,3,4,5,6)



Gluco Chex 2% a 200g
Tečnost za ispiranje kanala korena zuba



CHLORAXID 2% 200g
Natrijum-hipohlorit 2% za ispiranje kanala korena



Citric Acid 40% a 200g
Limunska kiselina 40% za ispiranje kanala korena



ENDO solution 17% EDTA



Glass fiber set



Akrlatni kočići-crveni (60 komada)



Parapulparni kočići TITANIUM a 12kom Nordin



Golden screw posts a 60kom Nordin



SURE-PREP 15% EDTA
SURE-Prep® je PLAVI EDTA (15%) krem koji omogućava efikasno čišćenje i lakšu pripremu korenskog kanala. Plava boja obezbeđuje jednostavnu indentifikaciju i uklanjanje pre obturacije. Pakovanje: špric 6 ml



SURE-PASTE Calcium hydroxide paste
SURE-Paste® je pasta na bazi kalcijum-hidroksida rastvorljiva u vodi, koja se koristi kao materijal za privremeno punjenje kanala u sklopu endodontske procedure. Pakovanje: špric 2g



Gutaperka poeni
Gutaperka poeni – različite dimenzije i asortimani koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje:120 kom



Gutaperka poeni ENDO-AIDE GRADUISANI
Gutaperka poeni graduisani - koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje: 240 kom



Gutaperka poeni GRADUISANI
Gutaperka poeni graduisani - koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje:120 kom



Gutaperka poeni PROTAPER GRADUISANI
Gutaperka poeni graduisani - za Protaper gold i Protaper classic koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje: 60 kom



Gutaperka poeni PROTAPER NEXT GRADUISANI
Gutaperka poeni graduisani - za Protaper next koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje: 60 kom



Gutaperka poeni RECIPROC GRADUISANI
Gutaperka poeni graduisani - za Reciproc koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba, pre restauracije zuba. Pakovanje: 60 kom



Gutaperka poeni GRADUISANI - KONUS 06 ili 04
Gutaperka poeni graduisani – konusa 04 ili 06 (dimenzije 20,25,30 i asortiman 20-45). Koriste se za obturaciju pripremljenog kanala korena zuba , pre restauracije zuba . Pakovanje: 60 kom



Papirni poeni GRADUISANI - KONUS 06 ili 04
Papirni poeni konusa 04 ili 06 (dimenzije 20,25,30 i asortiman 20-45) Sterilni graduisani papirni poeni konusa 06 ili 04 koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 100 kom




Papirni poeni PROTAPER NEXT GRADUISANI
Papirni poeni - za Protaper next Sterilni graduisani papirni poeni koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 100 kom



Papirni poeni PROTAPER GRADUISANI
Papirni poeni - za Protaper gold i Protaper classic Sterilni graduisani papirni poeni koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 100 kom



Papirni poeni RECIPROC GRADUISANI
Papirni poeni - za Reciproc Sterilni graduisani papirni poeni koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 100 kom



Papirni poeni ENDO-AIDE 15-50 graduisani
Pakovanje: 400 kom



Papirni poeni
Sterilni papirni poeni koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 200 kom



Papirni poeni GRADUISANI
Sterilni graduisani papirni poeni koji se koriste u terapiji korenskog kanala, kako bi se uklonila vlaga iz kanala ili za uvođenje medikamenata. Pakovanje: 200 kom



File-eze
File-Eze je efikasan 19% EDTA viskozni rastvor za podmazivanje i uklanjanje debrija iz korenskih kanala. Bez peroksida je i ne utiče na vezivanje definitivnog punjenja.

Pakovanje: 1.2 ml



File-eze Indispense
File-Eze je efikasan 19% EDTA viskozni rastvor za podmazivanje i uklanjanje debrija iz korenskih kanala. Bez peroksida je i ne utiče na vezivanje definitivnog punjenja.

Pakovanje: 30 ml



Lentule



UltraCal XS refill
Kalcijum-hidroksid pasta za privremene ispune korenskih kanala. Zbog svoje visoke Ph vrednosti ima intenzivne antibakterijske osobine i pobuđuje stvaranje sekundarnog dentina. Ne stvrdnjava se, te se lako ponovo otklanja iz korenskog kanala.

Pakovanje: 1,2 ml



Citric acid 20% solution indispense
20% - limunska kiselina u obliku retkog gela za čišćenje i otklanjanje razmaznog sloja u kanalu korena. Uspešno otklanja ostatke kalcijum hidroksida od predhodnog privremenog punjenja.

Pakovanje: 30 ml



K-file, K-reamer, H-files x 6 kom



CALCIDENT 450
Pasta na bazi vode za indirektno i direktno prekrivanje pulpe i privremeno punjenje kanala

Pakovanje: 2 ml



EDTA 18% Solution Indispense
18 % rastvor EDTA bez peroksida. Za kondicioniranje i čišćenje, olakšava pripremu i otklanja razmazni sloj. Pored Edta sadrži još i vezivna sredstva koja pojačavaju dejstvo na zidove kanala. U obliku retkog, obojenog gela.

Pakovanje: 30 ml



Mašinski proširivač gates / peeso



Calcipast 2.1g Kalcijum hidroksid pasta za direktno i indirektno prekrivanje pulpe



MTA +mini (3X0,14G +1ML)
Preparat za retrogradno punjenje pri apikotomiji.



Endomethasone 14g + 10ml



Kompresse za pacijente a 80



Lanac za komprese - metalni i plastični



Kompresse nesterilne 5x5/8 slojeva a 100 kom



Hirurške maske sa gumicom a 50 (u boji)



Plastične čaše - (200 kom) 180ml



Rukavice Nitril - (u boji) a 100 kom



Kutija za proteze



Aplikatori za bond a 100 kom



Rukavice latex sa puderom a 100 kom



Film dentalni 3x4 a 100 kom / 150 kom



Razvijič dentalni koncentrat za 1l



Fiksir dentalni koncentrat za 1l



Četkice za bond a 25 kom



Igle sve dimenzije a 100 kom



Gumice za poliranje



Četkice za ČZK



Zubni tamponi a 50 kom



Artikulacioni papir pravi 80 mikrona a 144 kom



Špric 2ml sa navojem i bez navoja a 100 kom



Stomatološka sisaljka a 100



Matrice Springclip 1.310 a 18 kom TOR VM



Set matrica a 100+2ključa 1.398 TOR VM



Matrica u traci 7mm, 6mm,5mm a 3m 1.390 TOR VM



Interdentalni kočići silikonski,
a 40 kom TOR VM



Hirurški konac 3/0 i 4/0 okrugla igla
20mm a 1 kom SMI



Hirurški konac 3/0 i 4/0 trouglasta igla
20mm a 1 kom SMI



Interdentalni kočići drveni
a 200 kom TOR VM



Interdentalni kočići drveni (u boji)
a 100 kom TOR VM



Set za poliranje 1.021 48 disc + 75 strips



Kočiči elastični TOR VM a 40 kom



Glass fiber post
- veličina 1, 2, 3 a 6 kom Nordin



Šajbna za poliranje a 40 kom TOR VM



Šajbna za poliranje asortiman a 40 kom
TOR VM



Poliester traka a 100 kom 1.040
TOR VM



Poliester traka za poliranje 4mm
a 150 kom Microdont




Čelična traka za poliranje 6mm
a 12 kom Microdont



Igla za karpul
(sve dimenzije) a 100 kom



Traka za kontrolu sterilizacije u
autoklavu 19mmx50m



Rolna za sterilizaciju
od 50 do 250 X 200 m



Samolepljive kese za sterilizaciju
90x230 i 140 x 250 - 200 kom




Posuda za hladnu sterilizaciju 1l

Rolna za sterilizaciju FARO
Rolne su izrađene od tankog sloja poliester i polipropilena i medicinskog papira koji ima visoku antibakterijsku zaštitu. Promena boje indikatora znači da je proces sterilizacije obavljen.

Dimenzije: 100x200, 150x200, 250x200, 300x200, 200x200, 75x200, 50mmx200m

Samolepljive kese za sterilizaciju
Samolepljive kese su izrađene od tankog sloja poliester i polipropilena i medicinskog papira koji ima visoku antibakterijsku zaštitu. Promena boje indikatora znači da je proces sterilizacije obavljen.

Dimenzije: 75x250, 60x100, 90 x 165, 90x250, 140x260 mm (200 komada)



DISPENZER, MIKS-KANILE, ORAL-KANILE

Dispenser za automatsko doziranje i mešanje adicijonih silikonskih otisnih materijala u duo-špricima

Miks-kanile; oral-kanile – nastavci za precizno nanošenje zamešanih adicijonih korektivnih pasta pakovanih u duo-špricima

Pakovanje: 1 dispenser; * kesica sa 10 miks-kanila; * kesica sa 10 oral-kanila.



Instrument za modelovanje
amalgama WESTCOTT N° 2



Držać skalpela N° 3



Drške za ogledalce



Endobox mini (u boji)
104 X 44 X 54mm



Endobox medium
125 X 105 X 54mm



Tacna za instrumente MAXI
288 X 187 X 29 mm
+ poklopac za tacnu za instrumente MAXI



Stomatološko ogledalce (komad)




Instrument za modelovanje ispuna -šestica



Nabijač i nosač



Sonde




Špatula



Ekskavatori



Pincete



Parodontalne kirete GRACEY



Alveolarne kirete HEMINGWAY



Parodontalna sonda 26 G N° 6



Borer dijamant za turbinu Edenta




Borer HM za kolenjak okrugli Edenta



Borer HM za sečenje krunica Edentaa



Skalpel nožić 11 a 1kom SMI



Posuda za vaterolne sa 4 pregrade



Endo Glass organizer



Dispenser za plastične čaše - metalni i plastični: 85x85x360



Držač vaterolni



Četka za čišćenje instrumenata ručna POLIRAPID



Posuda za mešanje gipsa i alginata



Špatula za alginat



Kapen bočica / postolje



Držač vate metalni



Tacna za pregled



Bubrežnjak 18 cm




Iglodržač MAYO-HEGAR CM 16




Iglodržač MATHIEU CM 14



Držač za kuglice vate



Držač borera 36 FG/RA + poklopac (aluminijumski)



Držač borera 36 FG/RA + poklopac (plexiglas)




Petri šolja 60 / 80 / 100 / 120 mm



Poluge



Kašike za uzimanje otisaka za totalnu protezu



Kašike za uzimanje otisaka za pun zubni niz



Makaze



Držači matrice



Klješta za ekstrakciju




Dijamantski boreri za keramiku i metal - KIT LCPE HORICO

Horico set za preparaciju. Set sadrži 6 borera različitog oblika i granulacije.




Dijamantski boreri za obradu kompozita - COMPO PERFECT SET

Horico set za preparaciju. Set sadrži 18 borera.




Dijamantski boreri - ZIRKON-SET PRAXIS

Zirkon - set praxis, set za završnu obradu. Set sadrži: 5 borera 4 gumice za poliranje



Dijamantski boreri - FG

Dijamantski borer za turbinu. Veličina i forma po izboru




Karbidni borer RA

Karbidni borer za koljenjak. Veličina i forma po izboru




Karbidni borer FG, za skidanje kruna i mostova



Karbidni borer za sečenje metala i keramike


Namenjen je za rad sa crvenim koljenjakom



Karbidni borer FG, za poliranje



Dijamantski polirer




Sinter dijamant FG




Gumice za poliranje zubnih ispuna - za kompozit

Boja i forma po izboru



Gumice za poliranje metala, kompozita, vinira - Satenski Sjaj

Boja i forma po izboru




Gumice za poliranje metala, kompozita, vinira - Visoki Sjaj

Boja i forma po izboru




Gumice za poliranje zubnih ispuna - Zirconia

Boja i forma po izboru




Gumice za poliranje zubnih ispuna od amalgama

Boja i forma po izboru



Gumice za poliranje zubnih ispuna - kompozite, keramičke vinire - Visoki sjaj

Boja i forma po izboru



Gumice za poliranje zubnih ispuna - Prophy - Pro



STARbrush - interkoronarna četkica

Interkoronarna četkica namenjena za čišćenje teško dostupnih površina.

Separierstreifen: Edelkorund galvanisch auf rostfreiem Stahl gebunden, vor Gebrauch auf Länge schneiden. Sie sind autoklavierbar und sterilisierbar.
SEPARATING STRIPS: GENUINE CORUNDUM GALVANICALLY COATED ON STAINLESS STEEL, CAN BE CUT TO DESIRED LENGTH BEFORE USE.

1 Dtd./doz.	einseitig - SINGLE SIDED				doppelseitig - DOUBLE SIDED
Breite WIDTH	2 mm		● C 302	302	
	3 mm	● F 303	● C 303	303	
	4 mm	● F 304	● C 304	304	● G 304 314
	6 mm	● F 306	● C 306	306	● G 306 316
	8 mm			308	● G 308 318
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm



Trake za poliranje zubnih ispuna 12x 4mm, 12x6mm, čelične, jednostrane, grube

Separierstreifen: Edelkorund galvanisch auf rostfreiem Stahl gebunden, vor Gebrauch auf Länge schneiden. Sie sind autoklavierbar und sterilisierbar.
SEPARATING STRIPS: GENUINE CORUNDUM GALVANICALLY COATED ON STAINLESS STEEL, CAN BE CUT TO DESIRED LENGTH BEFORE USE.

1 Dtd./doz.	einseitig - SINGLE SIDED				doppelseitig - DOUBLE SIDED
Breite WIDTH	2 mm		● C 302	302	
	3 mm	● F 303	● C 303	303	
	4 mm	● F 304	● C 304	304	● G 304 314
	6 mm	● F 306	● C 306	306	● G 306 316
	8 mm			308	● G 308 318
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 12x 4mm, 12x8mm, 12x6mm, čelične, obostrane, medium

Separierstreifen: Edelkorund galvanisch auf rostfreiem Stahl gebunden, vor Gebrauch auf Länge schneiden. Sie sind autoklavierbar und sterilisierbar.
SEPARATING STRIPS: GENUINE CORUNDUM GALVANICALLY COATED ON STAINLESS STEEL, CAN BE CUT TO DESIRED LENGTH BEFORE USE.

1 Dtd./doz.	einseitig - SINGLE SIDED				doppelseitig - DOUBLE SIDED
Breite WIDTH	2 mm		● C 302	302	
	3 mm	● F 303	● C 303	303	
	4 mm	● F 304	● C 304	304	● G 304 314
	6 mm	● F 306	● C 306	306	● G 306 316
	8 mm			308	● G 308 318
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 12x 4mm, 12x6mm, čelične, jednostrane, extrafine

Separierstreifen: Edelkorund galvanisch auf rostfreiem Stahl gebunden, vor Gebrauch auf Länge schneiden. Sie sind autoklavierbar und sterilisierbar.
SEPARATING STRIPS: GENUINE CORUNDUM GALVANICALLY COATED ON STAINLESS STEEL, CAN BE CUT TO DESIRED LENGTH BEFORE USE.

1 Dtd./doz.	einseitig - SINGLE SIDED				doppelseitig - DOUBLE SIDED
Breite WIDTH	2 mm		● C 302	302	
	3 mm	● F 303	● C 303	303	
	4 mm	● F 304	● C 304	304	● G 304 314
	6 mm	● F 306	● C 306	306	● G 306 316
	8 mm			308	● G 308 318
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 12x 6mm, 12x 4mm, čelične, jednostrane, fine

Separierstreifen: Edelkorund galvanisch auf rostfreiem Stahl gebunden, vor Gebrauch auf Länge schneiden. Sie sind autoklavierbar und sterilisierbar.
SEPARATING STRIPS: GENUINE CORUNDUM GALVANICALLY COATED ON STAINLESS STEEL, CAN BE CUT TO DESIRED LENGTH BEFORE USE.

1 Dtd./doz.	einseitig - SINGLE SIDED				doppelseitig - DOUBLE SIDED
Breite WIDTH	2 mm		● C 302	302	
	3 mm	● F 303	● C 303	303	
	4 mm	● F 304	● C 304	304	● G 304 314
	6 mm	● F 306	● C 306	306	● G 306 316
	8 mm			308	● G 308 318
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 12x 6mm, 12x4mm, čelične, jednostrane, medium



12 Stck./pcs

Breite WIDTH		
4 mm		414
6 mm		416
8 mm		418
Stärke - THICKNESS		0,05 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 12x6mm, 12x4mm, 12x8mm, čelične, sa testericom

10 Stck./pcs


Breite WIDTH	einseitig - SINGLE SIDED			
4 mm				444

Trake za poliranje zubnih ispuna 10x4mm, čelične, perforirane


5 Stck./pcs

Breite WIDTH	einseitig - SINGLE SIDED			
2 mm	○ U 342	● F 342	● C 342	342
3 mm	○ U 343	● F 343	● C 343	343
4 mm	○ U 344	● F 344	● C 344	344
6 mm	○ U 346	● F 346	● C 346	346
Stärke - THICKNESS	0,07 mm	0,10 mm	0,14 mm	0,17 mm

Trake za poliranje zubnih ispuna 5x4mm, 5x6mm, sa dijamantom, medium



Karbidna freza HP za gips i akrilat




Karbidna freza HP za akrilat i metal



Karbidna freza HP za gips



Karbidna freza za sečenje splinta




Karbidna freza HP za metal




Sinter dijamant HP




Armirana šajbna 40x0,5mm za metal




Dijamant šajbna obostrana




Dijamant šajbna obostrana 0,3mm, crvena




Sinter dijamantska šajbna obostrana flexi 0,25mm, crvena za separaciju keramike




Dijamant šajbna obostrana 0,17mm, crvena i žuta, flexi za akrilat i keramiku



Material: Keramik, Gips, Polyurethan, Kunststoffe, Verblendkunststoffe
MATERIALS: CERAMICS, PLASTER, POLYURETHAN, RESIN, VENEER ACRYLICS





Dijamant šajbna obostrana 0,22mm, zelena, superflex za keramiku, gips, akrilat i poliuretan.




Dijamant šajbna obostrana 0,15mm, žuta, za akrilat i keramiku

vatech



vatech

PaX-i3D Smart



MAGIC PAN (OPCIJA)

Značajno poboljšava kvalitet slike, naročito kod nepravilno postavljenih pacijenata kombinacijom segmenata više ležera (OPCIJA)

PANORAMSKE SLIKE SA PROFESIONALNOM DIJAGNOSTIČKOM VREDNOŠĆU

PaX-i3D Smart pruža vrlo precizne i vrlo kvalitetne panoramske slike. Jasna i oštra panoramska slika donosi vam bolju dijagnostiku.

PREMIUM IZBOR ZA IMPLANTOLOGA

1 SCAN, 2 SLIKE

Jedno skeniranje pomoću PaX-i3D Smart vam daje ne samo CT sliku, već i Auto Pano sliku. To znači da pacijenti koji zahtevaju obe slike ne treba da prolaze dva skeniranja rendgenskim zracima. Takođe, slike CT i Auto Pano se prikazuju unutar funkcije One Viewer.

KARAKTERISTIKE

Funkcija	CT(sa Auto Pano) + Pano + Ceph	
Fokalna Tačka	0.5mm	
CT - FOV veličina (cm)	10X8.5 / 10X7 / 5x5	
Voxel veličina	0.2mm / 0.3mm	
Vreme skeniranja	CT	18.2sec
	Pano	13.6sec / 7sec [Opcija sa Magic PAN]
	Ceph	Scan : 12.9sec, One-Shot: 0.7sec
Gray Scale	14bit	
Napon Cevi/Struja	50-90 kVp / 4 - 16 mA	

KONFIGURACIJA

	CBCT	PANO	CEPH	
			SCAN	ONE SHOT
PaX-i3D Smart	•	•	-	-
Pax-i3D Smart SC	•	•	•	-
PaX-i3D Smart OP	•	•	-	•

vatech

PaX-i2D

VAŠ PARTNER U DIGITALNOM USPEHU

NAPREDNO REŠENJE SLIKE ZA PANORAMSKU DIJAGNOSTIKU

Pax-i2D pruža vrlo preciznu i kvalitetnu panoramsku sliku. Jasna i oštra panoramska slika donosi vam bolju dijagnostiku.

DIJAGNOSTIFIKUJTE LAKO I EFIKASNO SA RAZLIČITIM MODOVIMA SLIKANJA

- Odrasli i deca
- Standardno, desno, levo i napred
- Ortogonalni
- Zagriz
- TMJ LAT Otvoreno / Zatvoreno
- TMJ PA Otvoreno / Zatvoreno
- Sinus LAT / PA

Superiorni kvalitet slike	Optimalna slika za tačnu dijagnozu
Dva ugrađena senzora	Specijalizovani senzori za Pano & Ceph Ubrzan radni process i produženi životni vek senzora
Moderan i kompaktn dizajn	Podignite vrednost vaše klinike Uštedite prostor u vašoj klinici


NAPREDNO REŠENJE SLIKE ZA CEFALOMETRIJSKU DIJAGNOSTIKU


PaX-i pruža optimalne slike sa posebno dizajniranim senzorom za cefalometrijsku dijagnozu. Kako nudi dve veličine slike, LAT i Full LAT, možete odabrati jednu od njih na osnovu vaših dijagnostičkih potreba.



LATERAL
Obezbedite specijalizovane visokokvalitetne slike koje odgovaraju ortodontskoj i maksilofacijalnoj hirurškoj dijagnostici (opciono).

FULL LATERAL
Daje 30% veće slike pacijenta radi sveobuhvatne dijagnoze (opciono).





KONFIGURACIJA

	PANO		CEPH	
	SCAN	ONE SHOT	SCAN	ONE SHOT
Pax-i	•	-	-	-
Pax-i SC	•	•	-	-
Pax-i OS	•	-	-	•
Pax-i OP	•	-	-	•

KARAKTERISTIKE

Funkcija	Pano + Ceph
Vreme skeniranja	Pano : 13.5 sec (HD) / Normal 10.1 sec Ceph : Scan 12.94 sec / One-shot 0.9 sec
Fokalna tačka	0.5 mm
Napon cevi/Struja	Pano : 50-90 Kvp / 4-10 mA
Ceph FOV dimenzije	SC : 21x23cm (8.3x9.1") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus] 27x23cm (10.6x9.1") [Full LAT] OS : 23x25cm (9x10") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus] OP : 30x25cm (12x10") [LAT, PA, SMV, Waters View, Carpus]
Gray Scale	14 bit
Pozicija pacijenta	Stajanje / pristup za invalidska kolica

vatech

Intraoralni rendgen - EzRay Premium

Praktičan i dizajniran za lako rukovanje jednom rukom
4.7kg glava - za stabilno pozicioniranje
Samo 2 klika za snimanje



KARAKTERISTIKE

Fokalna tačka	0.4mm
Napon cevi	Podesivo 50 - 70kVp
Struja	4 - 7 mA
Vreme ekspozicije	Podesivo 0.04 - 2.0 sec
Dužina ruke	450, 600, 900 mm
Napon	100 - 230V ± 10%
Dodaci	Ručni prekidač za ekspoziciju
Konus za kolimaciju snopa	Okrugli 20cm (8") Opciono: Okrugli 30cm (12"), Pravougaoni 20cm / 30cm (8" / 12")

Odvojiva kontrolna ploča
2 godine garancije
Sigurna i jasna slika

Pružna dijagnostičke vrednosti naprednom tehnologijom.

Fokalna tačka od 0.4mm stvara oštrije slike savršeno usklađene sa bilo kojim digitalnim intra-oralnim senzorom, PSP-om ili filmom koji koristite.

Jednostavan za korišćenje

Intuitivne ikone na LED ekranu

Optimizovana automatska podešavanja

EzRay Premium ima unapred programirana podešavanja za svaki zub. Jednim pritiskom na dugme automatski se optimizuju parametri snimanja kao što su površina slike i stanje pacijenta za svaki pojedini slučaj.



Intraoralni senzor - EzSensor Classic

1. ULTRA-TANAK ZA LAKO POZICIONIRANJE

Tanak CMOS osigurava da pacijentu bude što udobnije.

Postavljanje i pozicioniranje senzora u usta pacijenta je i dalje izazov.

Tokom godina tehnologija digitalnog senzora je poboljšana kako bi se postigla udobnost pacijenta.

Centar za istraživanje i razvoj VATECH-a je ustanovio debljinu koja svodi na minimum neugodnost.

2. DIZAJNIRANO PREMA PACIJENTU

Dizajn zaobljenog ugla omogućava maksimalno udobno postavljanje prema mekim tkivima.

Pacijenti osećaju bol, jer delikatna oralna mukoza dobija pritisak iz tvrdog ugla senzora. Zaobljeni ugao može smanjiti taj bol. Ali ima mogućnost smanjivanja aktivne površine slike. Ovo je tehnologija koja održava savršenu ravnotežu između njih.

Ergonomski dizajnirani senzori u 3 različite veličine zadovoljavaju potrebe različitih slučajeva. Vatechova unikatna veličina senzora 1.5 odgovara skoro svim pacijentima.

3. POUZDANA SLIKA

EzSensor Classic pruža sliku za preciznu dijagnozu i planiranje tretmana.

EzSensor Classic pokriva širok opseg podešavanja ekspozicije, snimajući konzistentnu i dijagnostičku sliku. Sa našim visoko osetljivim sensorom možete snimati dijagnostičke slike pod bilo kojim uslovima, čak i kada koristite stare Rentgen (X-Ray) izvore. Pacijenti mogu da iskoriste prednost manje radijacije. Zahvaljujući visokom kontrastu, moguće je detaljno pregledati različite gustine (prozirnost). Sa slike lako možete uočiti interproksimalni karijes.

SISTEMI ZA SNIMANJE - IMAGING

Intraoralni RVG senzor - EzSensor Soft




EzSensor Soft je drugačiji !

Najmanja veličina piksela na svetu vam daje maksimalno precizne dijagnostičke slike
Kod 14,8 µm, EzSensor Soft ima teorijsku rezoluciju od 33.7lp / mm.



OTPORNO NA PAD - TRAJNI MATERIJALI SENZORA

EzSensor Soft ima meku spoljašnjost! Gumeni spoljašnji izgled modela EzSensor Soft može izdržati spoljašnji udar ako se senzor ispusti, smanjujući rizik od oštećenja.



BEZBOLNO I LAKO POZICIONIRANJE

U poređenju sa rigidnim Intra-oralnim sensorima, nivo bola je smanjen za 40%.

Sa smanjenim bolom za pacijenta, osoblje će biti u stanju da precizno pozicionira Intra-oralni senzor u oblasti od interesa za dijagnozu.

KARAKTERISTIKE Intraoralni senzori Classic i Soft

	Classic	soft, soft I
Detektor	CMOS	CMOS
Veličina piksela	29.6 µm	14.8 µm
Teoretska rezolucija	17 lp/mm	33.7 lp/mm
Dinamički opseg	12 bit	12 bit
Aktivna površina	Size 1.0 _ 20 x 30 mm Size 1.5 _ 24 x 33 mm Size 2.0 _ 26 x 36 mm	20.0 x 30.0 mm [1.0] 23.9 x 33.0 mm [1.5] 25.9 x 35.9 mm [2.0]
Dimenzije	Size 1.0 _ 25.4 x 36.8 mm (1.00 x 1.45 inch) Size 1.5 _ 29.2 x 39.5 mm (1.14 x 1.55 inch) Size 2.0 _ 31.3 x 42.9 mm (1.23 x 1.69 inch)	37.8 x 26.6 x 5.5 mm [1.0] 30.6 x 40.8 x 5.5 mm [1.5] 32.5 x 44.0 x 5.5 mm [2.0]
Debljina	4.8 mm (0.19 inch)	Materijal Stiklon (biokompatibilni)
Dužina kabela	2.7 m	2.7 m



vatech

VSP PSP skener fosfornih ploča

Proširite svoj digitalni tok posla.

Mali, lagan i kompaktan skener koji se može postaviti u maloj klinici ili prostoru.

Dizajniran kao skener lak za upotrebu.

Kao vrhunski uređaj, Vatech VSP, ima 4-inčni LCD ekran osetljiv na dodir koji nudi brz i lak pristup funkcijama. Ethernet kabl omogućava brz prenos slike sa skenera na računar.

Uključuje

3 x ploče za snimanje veličina 1

3 x ploče za snimanje veličina 2

Specifikacije:

Podržane veličine fosfornih ploča: 0, 1, 2 i 3

Rezolucija (lp/mm): super rezolucija 20lp/mm, visoka rezolucija 10lp/mm

Ekran: 4-inčni ekran osetljiv na dodir

Interfejs: Ethernet

Višekorisničke prakse: Da

Režim spavanja: Da

Težina: 3,3 kg

Dimenzije (VxŠxD): 233 mm x 141 mm x 191,5 mm



vatech

EzScan Intraoralni skener

Unesite jednostavnost u svoj radni dan uz ergonomski dizajniran intraoralni skener

EzScan je rešenje za digitalno 3D snimanje koje uključuje unapred kalibrisani skener, tri nastavka za autoklaviranje i optimizovani računar za akviziciju sa unapred instaliranim softverom EzScan, kako bi se osiguralo da trošite manje vremena na instalaciju i više vremena na skeniranje.

Softver EzScan ima intuitivan, jednostavan, korisnički prilagođen interfejs koji će da ispuni sve vaše potrebe za restorativne, ortodontske i implantološke radove.

EzScan Cloud je modul prilagođen korisniku za deljenje digitalnih radova sa laboratorijom po vašem izboru. Otvorena platforma ima automatska ažuriranja bez ikakvih naknada

FOV	12x14 mm
Vreme skeniranja (cela vilica)	Manje od 2 minuta.
STL vreme konverzije (cela vilica)	Manje od 1 minut.
Težina	150 gr.
Prednosti	Prava boja / Bez praha
Izlaz za fajl	STL, PLY, OBJ, DWGS
Sistem	Otvoren
Konektor	USB Tip - A



KAVO
Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto
ESTETICA E70/ E80 vision

Vaše želje, naša inspiracija!



Novi stomatološki aparat

- Potpuno novi operativni koncept za brz i direktan pristup svim važnim funkcijama, za uštedu vremena i jednostavan radni proces

Komunikacija sa pacijentom.

- KaVo ERGOcam One, intraoralna kamera, najjednostavnija za upotrebu
- Novi ekrani visoke rezolucije: KaVo Screen HD u 22" i KaVo Screen One u 19"

CONEXIO. Manje traženja. Više pronalazaka.

- Sistemski softver CONEXIO, inteligentni interfejs podataka u vašoj praksi, podržava vam korisne funkcije i pristup relevantnim podacima o pacijentu u svako doba

Higijena. Automatski. Integrisano.

- Higijenski centar sa integrisanim, zamenljivim adapterom za creva za instrumente i aspiraciju za uštedu vremena, automatskim čišćenjem i dezinfekcijom

Novi dizajn. Vidljivo moderno. Značajno elegantan. Isprobana i testirana stolica.

- Izbor novih boja
- Revidirani dizajn sa komponentama uređaja u modernoj beloj boji

Hirurgija. Neograničeno. Integrisano.

- Nova hirurška funkcija sa specijalnim malim i prikladnim, svetlosnim hirurškim motorima i integrisanom pumpom.



- Težina pacijenta do 180kg
- Ergonomski koncept (AGR-nagrada za ergonomiju)
- Reflektor KaVoLUKS 540 LED sa 5 zvezdica
- Pozicioniranje pacijenta prema Trendelenburgu
- Optimalna najviša / najniža pozicija
- Novi prilagođeni naslon za ruke
- Osetljiv touch displej za brzi pristup svim važnim funkcijama i informacijama.
- ESTETICA E80 Vizija: dodatno horizontalno pomeranje i podizanje sedišta



KAVO

Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto

KaVo uniQa

Nova premium kompaktna klasa
JEDINSTVEN (YOUNIQUE) – jer je sve o Vama!



Savremena stomatološka ordinacija je više od mesta za stomatološke tretmane.

To je izraz individualne ličnosti stomatologa - dizajn, oprema, usluga i vrsta konsultacija i tretmana koje pružaju daje jedinstveni i unikatni potpis prakse.

Pacijenti danas očekuju više od statusa kvo – žele da se osećaju razumljivo, udobno i bezbedno.

U srcu ordinacije, KaVo uniKa ispunjava ove potrebe sa savršenom preciznošću - od tehničkog aspekta, preko visokog kvaliteta do ergonomskog i jedinstvenog dizajna!

KaVo uniKa – kada stomatološka izvrsnost postane lična!

**KAVO**

Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto

PRIMUS 1058 life

Dokazan kvalitet, pouzdan i prilagođen za svakog stomatologa!

- Dostupna u verziji sa visećim crevima i crevima od gore
- 20 multifunkcionalnih komandi
- Integrirani LCD displej
- USB CONEXIO sistem za pacijente
- Moderan i novi dizajn stomatološke stolice, visoka estetika, povećana
- izdržljivost težine do 185 kg
- Istovremeno se kreće gore i naginje
- Vaš asistent ima sve pod kontrolom zahvaljujući novom asistentском delu
- Ergonomična i udobna nožna papuča Vam pruža mogućnost da se u potpunosti fokusirate na rad



KAVO
Dental Excellence

Kavo Stomatološko radno mesto
ESTETICA E30

Jednostavni sistem kreiran visokom tehnologijom!

- Mogućnost postavljanja na levu ili desnu stranu
- „SMARTdrive“ funkcija, kojom Vi stičete prednost
- Verzija „Table“ sa visećim crevima- KaVo ESTETICA E 30TM
- Verzija sa crevima - KaVo ESTETICA E 30 S
- Mek i udoban tapacirung omogućava odličan komfor pacijentima
- Laka , ergonomska upotreba
- KaVo multifunkcionalna nožna papuča Vam omogućava siguran i komforan rad

ANYE[®]



Stomatološko radno mesto **ANYE 215 B3**

Konfiguracija opreme:

- Levi i desni naslon ruke
- puster
- dva creva turbine
- crevo vazdušnog motora sa Luft motorom
- skidač kamenca sa pet nožića
- negatoskop 5x5
- sistem destilovane vode
- vodena sisaljka
- vazdušna sisaljka
- asistentski puster
- bojler za toplu vodu na šaši i pusteru
- šest-funkcionalna papuča
- LED reflektor
- terapijska stolica



Stomatološko radno mesto **ANYE 215 A3**

Konfiguracija opreme:

- Levi i desni naslon ruke
- puster
- dva creva turbine
- crevo vazdušnog motora sa Luft motorom
- skidač kamenca sa pet nožića
- negatoskop 5x5
- sistem destilovane vode
- vodena sisaljka
- vazdušna sisaljka
- asistentski puster
- bojler za toplu vodu na šaši i pusteru
- šest-funkcionalna papuča
- LED reflektor
- terapijska stolica



Stomatološko radno mesto **ANYE 215 A5**

Konfiguracija opreme:

- Levi i desni naslon ruke
- puster
- dva creva turbine
- crevo vazdušnog motora sa Luft motorom
- skidač kamenca sa pet nožića
- negatoskop 5x5
- sistem destilovane vode
- vodena sisaljka
- vazdušna sisaljka
- asistentski puster
- bojler za toplu vodu na šaši i pusteru
- šest-funkcionalna papuča
- LED reflektor
- terapijska stolica

DTK Denteck

Stomatološko radno mesto
DTK 892 PRO



DTK Denteck

Stomatološko radno mesto
DTK 896



Lekarski deo:

- Puster
- Turbinsko crevo Midwest
- Turbinsko crevo Midwest
- Luft motor
- Skidač kamenca sa 5 nožića
- Negatoskop

Asistentski deo:

- Vodena sisaljka
- Vazдушna sisaljka
- Puster
- OPCIJA: Led lampa

Vodena jedinca:

- Sistem destilovane vode
- Mogućnost prebacivanja na vodovodnu mrežu
- Bojler za toplu vodu

Reflektor:

- LED 7.000 – 32.000 lux
- Četiri led diode

Multifunkcionalna nožna papuča
Terapeutska stolica

OPCIJE: intraoralna kamera, led lampa za polimerizaciju i električni mikromotor sa svetlom

Lekarski deo:

- Puster
- Turbinsko crevo Midwest
- Turbinsko crevo Midwest
- Luft motor
- Skidač kamenca sa 5 nožića
- Negatoskop

Asistentski deo:

- Vodena sisaljka
- Vazдушna sisaljka
- Puster
- OPCIJA: Led lampa

Vodena jedinca:

- Sistem destilovane vode
- Mogućnost prebacivanja na vodovodnu mrežu
- Bojler za toplu vodu

Reflektor:

- LED 7.000 – 32.000 lux
- Četiri led diode

Multifunkcionalna nožna papuča
Terapeutska stolica

OPCIJE: intraoralna kamera, led lampa za polimerizaciju i električni mikromotor sa svetlom



Terapeutska stolica
**KaVo
PHYSIO One**

Za rad na opušteni način,
morate sedeti ispravno!


Zahvaljujući različitim mogućnostima podešavanja, radna stolica Kavо PHYSIO One prilagođava se brzo i jednostavno Vašim individualnim potrebama

Terapeutska stolica
**KaVo
PHYSIO EVO**

Savršeno se uklapa.
Ergonomski dizajn!

Perfektna ergonomija sa maksimalnim komforom za zdravi rad bez zamaranja. Odličan koncept!

Terapeutskoj stolici Kavо PHYSIO Evo je dodeljen pečat odobrenja od strane Nemačke kompanije "AGR". Kavо PHYSIO Evo je nagrađen od strane nezavisne, multidisciplinarne ekspertske komisije u skladu sa strogim kriterijumima u pogledu ispitivanja ergonomije i zdravlja.





Perfektni uslovi
osvetljavanja!

Kavo LUX 540 LED

Savršenstvo: KaVo LUX 540 LED svetlo za rad najvišeg mogućeg kvaliteta

- Do 40,000 Lux
- Precizno definisano svetlosno polje za rad sa svetlosno polimerizujućim materijalima
- COMPOsave Mode i individualan izbor boje svetla
- Praktična i udobna upotreba
- Dugovečnost uređaja i minimalna potrošnja energije
- Dodatna rotacija i zaključavanje po 3. osi



Faro MAIA LED sa poluzjem (75cm)

Idealno radno polje sa profesionalnim FARO LED reflektorima!

- Patentirani optički projektor sa reflektovanim svetlom stvara apsolutno ujednačeno svetlo, tačnu i realističnu boju tokom celodnevnog rada.
- Precizna linija reflektora uklanja odsjaj, štiti oči vaših pacijenata.
- Progresivna regulacija intenziteta svetlosti, od 3.000 do 35.000 Lux, da bi se obezbedila konstantna temperatura boje (jednaka 5.000 K), bez prevremene polimerizacije na svakom nivou svetlosti.
- Hlađenje bez ventilatora
- Dve LED diode
- Efekat redukcije senke
- Fokus 170x85mm
- Lako skidajuće ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)
- Rotacija po dve ili opciono po tri ose



Stomatološki reflektor Faro ALYA LED sa poluzjem (81cm)

- od 3.000 do 50.000 Lux
- dve LED diode
- mogućnost rada na 17 ili 24 V (22-35Vdc)
- fokus 180x90mm
- bez ventilatora
- lako skidajuće ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)
- garancija: 24 meseca



Stomatološki reflektor Faro EDI sa poluzjem (75cm)

- od 8.000 do 30.000 Lux
- mogućnost rada na 17 ili 24 V
- ventilator za hlađenje
- termo zaštita
- fokus 180x60mm
- lako skidajuće staklo i ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)

Lako je otkriti!

Mi imamo rešenje kako bi vam olakšali svakodnevni rad!



KaVo master

Uživajte u maksimalnoj snazi sa inovativnim KaVo komforom.



KaVo expert

Ostvarite više sa pouzdanim KaVo performansama.



KaVo smart

Radite bezbedno sa pristupačnim KaVo kvalitetom.

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,1 mm)
- 100° / 19° ugao glave / kolena
- Plasmatec površina
- Poboľššan dizajn glave (uslovi osvetljenja i vidljivosti)

Snaga

- Sprej sa 4 mlaznice
- Velika snaga (23 W)
- Silence Technology: Tiha (57 dB (A))
- Pasivna kontrola pritiska
- Fleksibilne verzije kuplunga
- Direct Stop tehnologija: borer se zaustavlja u 1 sek.
- Zero back-suction / bez povratne sukucije usled rotacije

KVALITET

- Stezne čaure (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 24-mesečna garancija

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,8 mm)
- 100° / 19° ugao glave / kolena

Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (18 W)
- Tiha (62 dB (A))
- Low back-suction
- Karbidni vodič rukava Carbide guide sleeve
- Fleksibilne verzije kuplunga

KVALITET

- Stezne čaure (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 18-mesečna garancija

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 14,5 mm)

Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (16 W)
- Tiha (65 dB (A))

KVALITET

- Stezne čaure (do 32 N)
- MULTIflex kuplung - lako se menja
- MADE IN GERMANY
- 12-mesečna garancija



KAVO
Dental Excellence



MASTERtorque M9000 L

- DST (direct STOP) zaustavljanje borera za 1 sek
- rad bez vibracija (57 dB), snaga za sve preparacije 23W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

Art.br 1.008.5400

EXPERTtorque E680 L

- rad bez vibracija (62 dB),
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima

E680 L | Art. br. 1.006.8700

**EXPERTtorque Mini LUX E677 L**

- turbina sa svetlom, mini glava, rad bez vibracija (62 dB)
- optimalna snaga za sve preparacije 15W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa tri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

E677 L | Art. br. 1.007.3600

**SMARTtorque****LUX S619 L sa svetlom 25000lux****LUX S619 C bez svetla**

- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

S619 L | Art. br. 1.008.1641

S619 C | Art.br. 1.008.1642

**SMARTtorque S 615 L**

- mini glava
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 12 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 1 mlaznicom

S615 L | Mat. No. 1.008.1643

**SMARTtorque S609 C**

- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo pushbutton, hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br.1.008.1644

**SMARTtorque S605 C**

- mini glava
- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 15 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br 1.008.1645

Jednostavan pregled turbina



NAZIV	Seriya	Art.br.	Svetlo	Veličina glave - broj spreja	Snaga watt	Buka dB(A)	Kuplung
MASTER SERIJA							
MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX	M9000 LS	1.008.5400	Da	Standard - 4	19	57	Sirona*
MASTERtorque LUX (chocolate-brown)	M9000 L COLOR	1.007.9900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX (anthracite)	M9000 L COLOR	1.007.7100	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
EXPERT SERIJA							
EXPERTtorque LUX	E680 L	1.006.8700	Da	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque	E680 C	1.006.9000	Ne	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque Mini LUX	E677 L	1.007.3600	Da	Mini - 3	15	65	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque LUX	E680 LS	1.006.4600	Da	Standard - 4	16	62	Sirona*
EXPERTtorque LUX	E680 LN	1.006.4700	Da	Standard - 4	16	62	NSK PTL-CL*
EXPERTtorque Mini LUX	E677 LN	1.006.0100	Da	Mini - 3	16	65	NSK PTL-CL*
SMART SERIJA							
SMARTtorque LUX	S619 L	1.008.1641	Da	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S619 C	1.008.1642	Ne	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque Mini LUX	S615 L	1.008.1643	Da	Mini - 1	13	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S609 C	1.008.1644	Ne	Standard - 4	16	65	4-hole (Midwest)
SMARTtorque Mini	S605 C	1.008.1645	Ne	Mini - 1	13	65	4-hole (Midwest)



MASTERmatic M25 L

- odličan ugao glave i tela kolenjaka 100/19 - crveni
- max.obrtaji 200.000 obr/min
- tih 55 dB
- promenljivi mikrofilter vode
- unutrašnji sprej
- keramički ležajevi

Art.br. 1.009.3630



MASTERmatic LUX M20 L

- plavo telo 1:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za standardne procedure kod uklanjanja karijesa
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br 1.009.3620



MASTERmatic LUX M10 L

- nasadnik sa svetlom 25.000 LUX
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- mogućnost korišćenja borera za kolenjake i nasadnike
- prenos 1:1

Art.br. 1.009.3570



MASTERmatic LUX M07 L

- zeleno telo 2,7:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za karijes i profilaksu
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br.1.009.3610



EXPERTmatic E25 L

- kolenjak Kavo crveni 1:5 sa svetlom
- max. obrtaji 200.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- integrisani filter za vodu
- keramički ležajevi

Art.br.1.007.5550



EXPERTmatic E20 L

- kolenjak Kavo plavi 1:1 sa svetlom
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- usmerivač nečistoća i ojačan sistem stezanja

Art.br. 1.007.5540



EXPERTmatic E15 L

- kolenjak Kavo zeleni 5,4:1 sa svetlom
- max.obrtaja 7.500 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme
- unutrašnji sprej

Art.br.1.007.5530



EXPERTmatic E10 C

- nasadnik KaVo 1:1
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- ima unutrašnji sprej
- bez svetla

Art.br. 1.007.5560



SMARTmatic S20S

- Kolenjak 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min:
- Sistem vadenja borera na dugme

Art.br. 1.011.6752



SMARTmatic S10S

- Nasadnik 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min:
- Borere za nasadnike i kolenjake

Art.br. 1.011.6752



Glava kolenjaka KaVo L68

- glava 1:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1833



Glava kolenjaka KaVo L67

- zelena glava 2:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 20.000 obr/min

Art.br 1.008.1832



Glava kolenjaka KaVo L68 B

- plava glava 1:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 100 - 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1834



Glava kolenjaka KaVo L66 B

- zelena glava 3:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 35 - 13.300 obr/min

Art.br 1.008.1831

MIKROMOTORI



KL 701

- mikromotor sa svetlom
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- brzina: 2.000-40.000 obr/min



KL 703 LED

- mikromotor sa LED svetlom 25.000lux
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- endo funkcija
- brzina: 100-40.000 obr/min sa SMARTdrive motor control
- brzina: 2.000-40.000 obr/min
- 25% kraći, 30% lakši od KL701 motora



Kavo Multiflex 465 LED

- adapter sa LED svetlom
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 465 LRN

- adapter sa svetlom
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 465 RN

- adapter bez svetla
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 460 LED

- adapter sa LED svetlom
- sa regulacijom vode - rotacionim prstenom i zaključavanje u više položaja
- nepovratni ventil (voda)



Kavo Multiflex 460 E

- adapter bez svetla
- bez regulacije vode

MULTIflex kuplung

Naziv	Art.br	Svetlo	Sprej	Konektor
MULTIflex LUX 465 LED	1.007.3197	LED	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 465 LRN	0.553.1550	Halogeno	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 460LED	1.007.3201	LED	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex 465 RN	0.553.1600	Ne	Regulacija spreja	Midvest konekcija
MULTIflex LUX 460E	1.001.7600	Ne	Ne	Midvest konekcija

PROPHYflex 4

- Instrument za uklanjanje mekih naslaga



Blistavo i čisto - vrlo jednostavno, profesionalno, fokusirano i nežno čišćenje zuba!

- Instrument za uklanjanje mekih naslaga, biofilma i mrlja, čišćenje fisura pre zalivanja, prevencija od karijesa.
- Primena u ortodontiji - čišćenja proteza, površina zuba pre nanošenja lepka.
- Lak za upotrebu zahvaljujući multiflex kuplung priključku
- Drška se može rotirati za 360 stepeni
- Kanila se može skidati i autoklavirati



KaVo SONICflex 2000N

- skidač kamenca

- Pneumatski, konekcija na KaVo MULTIflex - kuplung
- Bez svetla
- Frekvencija: 6 kHz
- 1 amplituda - 160µm
- Pravac kretanja : elipsasto
- 1 x SONICflex nastavak 5 (univerzalni)
- 1 x sila ključ za stezanje nastavaka

Art.br.0.5710.5020



KaVo SONICflex 2003 - skidač kamenca

Vaš moćan univerzalni instrument! Pneumatski skidač kamenca KaVo SONICflex karakteriše najširi spektar upotrebe u mikrostomatologiji, od profilakse do mikrohirurgije. Odaberite svoje SONICflex nastavke!

- Pneumatski, na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude rada (3 performanse) - 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja: elipsasto
- Svetlosni, veoma tih
- Veliki broj nastavaka, široko polje rada

SONICflex LUX Set 2003 L | Art.br. 1.000.8333

SONICflex LUX 2003 L | Art.br. 1.000.4243

SONICflex Set 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.8334

SONICflex 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.4246



SONICflex 2008 quick

- Brzo postavljanje vrhova QUICK sistem
- Pneumatski, konekcija na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude - nivoa 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja : elipsasto
- Svetlosni
- Veoma tih





Ultrasonični skidači kamenca VRN

Nova linija i veliki izbor skidača kamenca!



Skidač kamenca K08B

- Drška sa crevom
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio

Nožić skidača kamenca	G1*2, G2*1, G4*1, P1*1
-----------------------	------------------------



Skidač kamenca K08DL

- Skidajuća drška sa LED svetlom
- Funkcije: Skidanje kamenca & Perio & Endo

Nožić skidača kamenca	G1*1, G2*1, G4*1, P1*1, E1*1
-----------------------	------------------------------

Ultrazvučni sistem za parodontalnu terapiju Q6 VRN

- Ultrazvučni skaler i uređaj za uklanjanje mekih naslaga
- Bezbolni ultrazvučni tretman parodonta
- Efikasno i temeljno sub + supragingivalno uklanjanje mekih naslaga
- Brzo i udobno supra + subgingivalno poliranje
- Održavanje implantata bez oštećenja

Nožić skidača kamenca : G1*1, G2*1, G3*1 G4*1, G5*1, E1*1, IM1*1, P1*1, P2R*1, P2L*1, P3*1, P11*2, P12L*2, P12R*2, P12*2, P13R*1, P13L*1, P15*1



PROPHYpearls

Supragingivalni - prah za sigurno uklanjanje mekih naslaga - kalcijum karbonat

Ukusi: neutralni
Pakovanje: 80 kesica po 15 grama



PROPHYfleks prah

Supragingivalni - za uklanjanje mekih naslaga - natrijum bikarbonat

Ukusi: menta, neutralni, pomorandža, crna ribizla
Pakovanje: 80 kesica po 15 grama



Fiziodispenzer Kavo MASTERsurg LUX

- Bežična nožna pedala
- Touch displej, svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija,
- Rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija.
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min
- Bežična nožna pedala



Fiziodispenzer Kavo EXPERTsurg LUX

- Svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija, rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N1

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N2

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Dužina borera: 62,5 mm (može se koristiti i 44,5 mm)
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N3

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje: dodatak za sprej
- Dužina borera: 70 mm
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Ojačana stezna čaura
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm;



Nasadnik KaVo SURGmatic S11 L

- sa svetlom

- Redukcija: 1:1
- Svetlosni
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 5.5 Ncm



SURGmatic S201 L Pro- S / 201 XL Pro

- sa svetlom

- Redukcija 20:1
- Glava i telo kolenjaka su razdvojivi za lako čišćenje
- Optimizovan sistem stezanja kako bi se izbeglo zaglavlivanje drške borera
- Optimizovani zupčanci glave i kuglični ležajevi za visoku izdržljivost
- EKSPERTgrip za optimalno prijanjanje i higijenu
- Glava sa unutrašnjim sistemom hlađenja (prema Kirschneru i Meieru)
- Spoljašnji priključak rashladne tečnosti svetlom

SURGmatic S201 L Pro

- Maks. obrtni moment do 55 Ncm

SURGmatic S201 XL Pro

- Maks. obrtni moment do 80 Ncm

QUATTROcare PLUS 2124 A

- aparat za čišćenje i podmazivanje instrumenata

KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!

**KaVo QUATTROcare plus sprej**

za mašinsko čišćenje instrumenata

**KaVo sprej**

za ručno čišćenje instrumenata

**TURBOGAL®**

Ulje u spreju za podmazivanje svih vrsta nasadnih instrumenata.

- optimalna viskoznost;
- 3 vrste nastavaka za aplikaciju.

Pakovanje: Sprej boca sa 250ml ulja i plastičnim nastavcima.

**SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE SISTEMA SUKCIJE****Sredstvo za dezinfekciju sistema sukcije - Orotol® plus**

Izuzetno efikasan koncentrat za istovremeno održavanje, dezinfekciju, deodorizaciju i čišćenje svih sistema usisavanja, separatora amalgama, kao i fontana, na bazi amonijumovih jedinjenja bez pene. Koristi se u koncentraciji 2 %.

Pakovanje 2,5 l.

**Sredstvo za čišćenje sistema sukcije - MD 555**

Rastvor na bazi kiselina za usisne sisteme i odvode dentalnih aparata koji ne peni. Sprečava nagomilavanje debrija u sistemu za usisavanje, a već stvoreni talog se rastvara. Posebno je pogodan za sisteme sa separatorima amalgama. Koristi se jednom ili 2 puta nedeljno. U slučaju izuzetne kontaminacije može se koristiti jednom dnevno. Najkraće vreme izlaganja je 30 min., optimalno 1 do 2 h. Koristi se u koncentraciji 5 %.

Pakovanje je boca od 2,5 l

Oxygenal 6

Voda u stomatološkim sistemima može postati zaražena mikroorganizmima.

Zato se KaVo od 1986. oslanja na hidrogen peroksid, čiji efekat je sinergijski pojačan jonima srebra. Brojni testovi i laboratorijska ispitivanja su pokazala kompatibilnost ovih materijala. Koncentracija prilikom aplikacije ne predstavlja opasnost za pacijente i osoblje i razlaže se bez ostataka na vodu i kiseonik.



Led lampa Ultradent VALO (baterijska)

Valo lampa sa malom glavom koja je izgrađena je od specijalne legure aluminijuma .

Talasna dužina 395- 480 nm

Snaga:

- 1000 mW/cm²
- 1400 mW/cm²
- 3200 mW/cm²

Težina 170 g

Podesiva 1- 20 s (zavisno od programa)



VRN – V200

LED lampa za polimerizaciju
Visok intenzitet!

Opcija:
Tri nivoa snage!

Specifikacija LED lampe za polimerizaciju	V 200	VAFU
Baterija	DC 3.7V, 2200mAh	DC 3.7V, 2200mAh
Intenzitet svetla	900-1650 W/cm ²	1600, 2400, 3200 W/cm ²
Radno vreme	3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s	1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
Režim osvetljenja	Puna snaga, progresivno, pulsirajuće	Puna snaga, progresivno, pulsirajuće
Tip	Bežična	Bežična



VRN – VAFU

LED lampa za polimerizaciju

Višestruko proširenje funkcija:

- Nastavci za preciznu polimerizaciju kompozita ili vestibularnih faseta.
- Nastavci za izradu-polimerizaciju konveksnih aproksimalnih kontaktnih tački.
- Nastavci za preciznu polimerizaciju u endodontskim procedurama gde je potreban tanak snop svetla.

Dve funkcije:

- LED svetlo za polimerizaciju
- Karijes detektor – ljubičasto svetlo koje omogućava detekciju karijesa i plaka.

Glava se može rotirati 360°
50% veća površina sočiva 78 nm
Lampa ima izuzetno malu glavu visine 11,8 mm.
Ugao otvaranja usta je samo 11°.




Pakerica Euronda Infinity

- Širina trake lepljenja: 12 mm.
- Širina područja lepljenja: 310 mm.
- Težina: 7.6 Kg.
- Dimenzije (wxd): 473x220x235 mm.
- Napajanje: 230 V - 50/60 Hz.
- Snaga: 100 W.



Filter Euronda Aquafilter

- Priprema vode za jedan autoklav
- Proizvede 1 litar dejonizovane vode (<15 µs/cm) za 1 minut
- Dimenzija 390 x 455 x 145 mm
- Težina 8,4 kg



Autoklav Euronda E8 (24l)

Klasa B
Zapremina komore 23 l
Pet tacni (186 x 22 x 379 mm)
SD kartica za snimanje ciklusa

Programi:

- B (121°C, 134°C, 134°C Prion, 134°C Rapid and 134°C Rapid Prion)
- Tri Test programa (Vacuum, Helix, and Bowie and Dick)
- Light cycles (type N cycles - N134 and N121)
- Light & Stock cycles (type S cycles - S134 and S121)

Kapacitet tanka: 5l/3,5l

Snaga: 2300W

Dimenzije: 493 x 484 x 654mm

Termalni Printer (opcija)
Nalepnice printer (opcija)



Destilator Euronda Aquadist

- Proizvede 0,7 litara za sat vremena
- Zapremina bokala 4l
- Dimenzija fi 23 cm visina 36cm
- Težina 3,5kg

icanCLAVE®

Focus On Autoclave



Odlične performanse:

- Potpuno automatski stoni autoklav sa unapred podešenim programima.
- U skladu sa evropskim standardom EN13060.
- Radi vrlo tiho.
- Ugrađeni nezavisni parni generator osigurava brze cikluse sterilizacije.
- Brzo vakuumsko sušenje nakon sterilizacije.
- Sa jednim rezervoarom za tekuću vodu i jednim rezervoarom za korišćenu vodu.
- LCD ekran prikazuje vreme, temperaturu i pritisak, upozorenje o procesu.
- Korisnički interfejs.
- Višejezični meni.

Bezbednost i monitoring:

- Dvostruki sistem sigurnosne zaštite sprečava pokretanje ciklusa ako vrata nisu pravilno zaključana.
- Ovaj sistem takođe sprečava otvaranje vrata ako pritisak unutar komore nije jednak atmosferskom pritisku izvan komore.
- Sigurnosni ventil pod pritiskom sprečava prekomerni pritisak u komori i generatoru pare.
- Napajanje se automatski prekida ako dođe do kratkog spoja ili električne greške.
- Sposoban da otkrije i identifikuje tačan uzrok bilo kog problema i da korisniku izda određeni kod greške.
- Glavni prekidač nivoa vode u rezervoaru koji kontroliše minimalan i maksimalan nivo vode.
- Automatsko upozorenje za održavanje.

Dokumentacija:

- Štampač (opcija): spoljni štampač nije obavezan za sve autoklave D „icanclave“.
- USB port: koristi se za povezivanje USB stik, svi podaci o sterilizaciji automatski se zapisuju na USB stik i mogu biti spremni direktno na bilo kom računaru i elektronski arhivirani.



Autoklav

- ICANCLAVE D D218/D223 (klasa B)

Stoni autoklav klase B sa pre i post vakuumom, različite veličine komore 18 litara i 23 litara. Uključeno elektronsko sigurnosno zaključavanje vrata, dostupan spoljni štampač. Automatski autoklavi koji su jednostavni i brzi za upotrebu.

Narudžbeni KOD	ICANCLAVE D218	ICANCLAVE D223
Broj modela	STE-18-D	STE-23-D
Dimenzija komore	Ø247x350 mm	Ø247x450 mm
Zapremina komore	18 L	23 L
Broj tacni	3/ Max. 5	3/ Max. 5
Materijal tacni	Aluminijum	Aluminijum
Veličina tacni	192x285mm	192x380mm
Snaga	2000W	2200W
Dimenzija (Š x V x D)	490x455x600 mm	490x455x690 mm
Težina	47 kg	53 kg

Program	Temperatura [-C]	Pritisak [Mpa]	vreme sterilizacije [min.]
Čvrsto	134	210	4
	121	110	20
Tečnost	134	210	10
	121	110	30
Pakovanje	134	210	10
	121	110	30
Tekstil	134	210	10
	121	110	30
PRION	134	210	18
Sušenje	-	-	1-20
B&D TEST	134	210	3,5
HELIX TEST	134	210	3,5
VACUUM TEST	-	-	15-20

Specijalizovani za proizvodnju i distribuciju bezbednih autoklava i opreme za sterilizaciju.

Svi naši autoklavi su prošli kontrolu i ispunili sve standarde kvaliteta za sterilizaciju.

Autoklavi su praktični, zahtevaju minimalni prostor što ih čini idealnim rešenjem za sterilizaciju u malim klinikama kao što su stomatološke, veterinarske, kozmetičke, podijatrijske i mikrobiološke laboratorije.

Autoklav

ICANCLAVE D208Q (klasa B)

Autoklav D208Q „klase B“ ima program za BRZIM CIKLUSOM. Potrebno je približno vreme od 10 do 17 minuta za neupakovane instrumente u zavisnosti od težine punjenja. Odlično rešenje za hitnu sterilizaciju.

Narudžbeni KOD	ICANCLAVE D208Q
Broj modela	STE-8-D
Dimenzija komore	Ø170x320 mm
Zapremina komore	8 L
Broj tacni	Standard 2/ Max. 3
Materijal tacni	Aluminijum
Veličina tacni	130x265mm
Napajanje	220/110V, 50/60Hz
Snaga	2200 W
Dimenzija (Š x V x D)	420x370x525 mm
Težina	37 kg



Program	Temperatura [-C]	Pritisak [Mpa]	Vreme sterilizacije [min.]	Vreme ciklusa [min.]
Brzi ciklus	134	210	4	14
Pakovani	134	210	10	22-40
Pakovani	121	110	30	38-50
PRION	134	210	18	35-55
Sušenje	-	-	-	-
B&D TEST	134	210	03	20
HELIX TEST	134	210	03	20
VACUUM TEST	-	-	-	17-20

Ručni printer nalepnica ICANCLAVE

- Štampa: u dve linije
- Datum sterilizacije, datum isteka sterilizacije, broj sterilizacije
- Veličina nalepnice: 26x16mm



Pakerica ICANSEAL

Jednostavna mašina za pakovanje koja ima maksimalnu širinu lepljenja od 300 mm.

Icanseal je jednostavan i pouzdan uređaj za pakovanje koji se lako koristi. Ima širinu šava za lepljenje od 12 mm, koristi se za rolne za sterilizaciju maksimalne širine 300 mm. Tokom postupka pakovanja, delovi zasebnih pakovanja se mogu iseći iz rolne.

Snaga	100W
Napajanje	230V, 50-60Hz
Širina rolne za sterilizaciju	12mm
Veličina pakovanja	500x400x210mm, 7KG
Maksimalna sirina lepljenja	300mm
Akcesorija	1 port kabl, 1 kabl za struju
Papir	Termalni papir, 1 rolne veličine: 57mm
Brzina prenosa podataka	100



Ultrazvučna kadica ICANCLEAN-03

- Zapremina: 3,2l
- Dimenzija podude: 240x135x100 L/W/H(mm)
- Spoljašnje dimenzije: 268x170x243 L/W/H(mm)
- Ultrazvučna snaga: 120 W
- Snaga grejača: 100W
- Frekvencija: 40kHz
- Tajmer: od 1 do 99 minuta
- Grejanje: od 1 do 80C



Printer ICANPRINT

Spoljni štampač za štampanje zapisa o sterilizaciji kompanije ICANCLAVE.

Koristi se za ICANCLAVE koji nemaju interni štampač.

Pogodno za klinike ili bolnice koje žele da se proces sterilizacije direktno štampa.

Dodatni kabl koristi se za povezivanje Icanprinta sa autoklavima ICANCLAVE.

SAUGERI ZA STOMATOLOŠKU PRAKSU - Perfektna snaga sukcije Durr Dentala



Moćni suvi i vlažni sistemi sukcije!



Sauger Durr V300S

- Koristi se za jedno radno mesto
- Separator kondezata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ , 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kolektora kondezata)
- H 43 x W 38 x D 43 cm (sa kolektorom kondezata)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)



Sauger Durr VS600 – vlažni

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ , 50-60Hz
- Struja: 5,0 A /1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 10 l/min
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kućišta)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)



Sauger Durr VS300S - vlažni

- Koristi se za jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ , 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 4 l/min
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kućišta)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)



Sauger Durr V900

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Separator kondezata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ , 50-60Hz
- Struja: 6,5 A
- Snaga motora: 1,48 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 55 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondezata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondezata)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)



Sauger Durr V600

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Separator kondezata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ , 50-60Hz
- Struja: 5,0 A /1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondezata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondezata)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)



Sauger Durr VS900 - vlažni

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1~ / 400V 3~
- Struja: 7,6 A / 3,7-6,2 A
- Snaga motora: 1,8 kW / 1,9 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 16 l/min
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 52 x W 41 x D 42 cm (bez kućišta)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)
- Težina: 34 kg, sa kućištem 52 kg



SAUGER UNI-JET 75

SA KUTIJOM (SUVI, JEDNO RADNO MESTO)

- Kontrolna elektronska ploča
- Motor: 0,4 kW, 3,1A
- Protok: 1250 l/min
- Vakum: 130 mbar
- Buka: 58 dB
- Dimenzije: W=315mm D=280mm H=330mm



SAUGER TURBO-SMART

(VLAŽNI, A VERZIJA)

- Koristi se za dva radna mesta
- Mogućnost proširenja na 3/4 radna mesta
- Kontrolna elektronika, 24V kontrola saugera
- Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora
- Snaga motora: 1,22 kW - 7 A
- Max. protok: 1400 l/min
- Buka: 68,2 dB
- Dimenzije: W=400mm D=355mm H=650mm



Kompresor Cattani AC310 CAD-CAM (tri cilindra sa sušačem) 8-10 bara

- Zapremina boce: 45 litara
- Tri cilindra
- Sušač vazduha
- Jedan motor 230V (ili 400V) 50Hz 1,5 kW - 10,2A
- Protok vazduha pri opterećenju od 8 bara 165 l/min
- Buka: 73,6 dB
- Težina 64 Kg
- Dimenzije: W=6200 mm D=520 mm H=750 mm



Kompresor Cattani AC300 (tri cilindra sa sušačem)

- Zapremina boce: 45 litara
- Tri cilindra
- Sušač vazduha
- Hladnjak
- Jedan motor 230V 50Hz 1,5 kW - 10,2A
- Protok vazduha pri opterećenju od 5 bara 238 l/min
- Buka: 73,6 dB
- Dimenzije: W=580 mm D=600 mm H=940 mm
- -izlaz 3/8"



KOMPRESORI DÜRR DENTAL

- Srce vaše ordinacije

Snažni, pouzdani i suviše lepi za podrum.



Kompresor Durr Tornado 1

- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 67 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 48 x D 37cm



Kompresor Durr Tornado 1 (sa sušačem)

- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 60 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 49 x D 43 cm



Kompresor Durr Tornado 2

- Kompresor za 1-2 radna mesta (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 124 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 48 x D 37cm



Kompresor Durr Tornado 2 (sa sušačem)

- Kompresor za 1-2 radna mesta (sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 2 kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 110 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 49 x D 43 cm



Kompresor Durr TRIO (sa sušačem)

- Cilindar: 3 kom , bezuljni
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 160 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Dimenzije: H 76 x W 74 x D 52 cm



Kompresor Durr Duo Tandem 2 (dva agregata i sušač)

- Opslužuje 3 radna mesta
- Agregat: 2 kom
- Cilindar: 4 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 230 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Buka u orig.ormanu: 54 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm

Kompresor Durr Duo Tandem 2 (jedan agregat i sušač)

- Opslužuje 2 radna mesta
- Cilindar: 2 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 115 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm
- Težina: 64 kg



Kompresor 24/150V

- Zapremina boce 24 l
- Sva cilindra
- Protok vazduha od 125 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (1-2 radna mesta)
- Buka <65 dB
- 230/50Hz, 1,1kW
- Dimenzije: 61x41x43 cm

Kompresor 50/230V

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5 kW
- Dim 46x52x92 cm

Kompresor 50/230V sa sušačem

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5kW
- Dim 46x52x92 cm

* postoje i drugi modeli kompresora u našoj ponudi!

VELIKI IZBOR KOMPRESORA DTK

Odličan kvalitet, prihvatljiva cena!



DTK - 800 - KOMPRESOR

Kompresor za jedno radno mesto

- Zapremina boce: 45 L
- Zaštićena boca od rđanja
- Agregat sa dva cilindra
- Buka : 58 db
- Napajanje : 230V / 50Hz
- Snaga motora: 840W
- Dimenzija: D400 x Š 400 x V 655 mm



DTK - 1500 - KOMPRESOR

Kompresor za dva radna mesta

- Zapremina boce: 55 L
- Zaštićena boca od rđanja
- Dva agregata sa dva cilindra
- Buka: 64 db
- Napajanje: 230V / 50Hz
- Snaga motora: 840W x 2 = 1640W
- Dimenzija: D 650 x Š 400 x V 650 mm



TEHNODENTOV SERTIFIKOVAN I OVLAŠĆENI SERVIS

Service usluge i stručne konsultacije
Originalni rezervni delovi

U našem servisu možete da proverite ili servisirate:

- svoje instrumente
- svoje stomatološko radno mesto
- ostale aparate u Vašoj ordinaciji
- aparate za zubotehničku laboratoriju





TEHNODENT

Cena je ono što plaćate. Vrednost je ono što dobijate!

**ZATO ODABERITE TEHNODENT - MI SMO VAŠ
POUZDAN PARTNER!**

VOCO
THE DENTALISTS

**DENTAL
MARKET**

DMP LTD

WP
Dental

Sendoline®

HORICO®

Sure-endo

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

vatech

KAVO
Dental Excellence

ANYE

**DÜRF
DENT**

canCLAVE®
Focus On Autoclave

EUROCOMPRESS®

EMS

VRN

ATANI GROUP

Euronda

DTK Dentecel

FARO
DAL 1948: ESPERIENZA
E RINNOVAMENTO

f Tehnodent Novi Sad

www.sakota.biz



Rakovačka 7, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6432 183
Tel.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33, 11000 Beograd
Tel.: +381 11 3981 823
Tel.: +381 11 3981 837

Momčila Milovanovića 9, Niš
Tel.: +381 63 431 747


TEHNODENT