


PRAZNIČNA PONUDA

NAJPOVOLJNIJA PONUDA ZA
NAJPRODAVANIJU APARAT U
REGIONU

Redefinisani
**KaVo Primus
1058 life**

KaVo. Dental Excellence.



Stomatološka stolica na koju se možete osloniti!
Sve inovacije vidljive još na prvi pogled. Dokazan kvalitet!

Sa kakvim god izazovima da se suočavate, znajte da se uvek možete osloniti i verovati Vašem Primus-u 1058 life. Svakodnevno uživajte u izuzetnoj pouzdanosti u svojoj praksi. Primus 1058 life je dizajniran sa velikim fokusom na funkcionalnu pouzdanost i ekonomsku efikasnost. Demonstrirajte svoju sposobnost da identifikujete odličnu vrednost za svoj novac i da se pridružite hiljadama stomatologa u celom svetu koji izražavaju zadovoljstvo u radu na svom Primus 1058 life.

GENDEX
KaVo Group

PSP
(Fotostimulisana
tehnologija sa fosforom)



Najbolji izbor za sve ordinacije koje imaju
intraoralni rendgen i žele da se na lak i
ekonomičan način digitalizuju je PSP.

Dali znate zašto PSP?

- Fosforne pločice dostupne u raznim dentalnim formatima
- Laka i brza upotreba fosfornih ploča na isti način kao sa tradicionalnim jednokratnim filmom
- Ponovna upotreba odmah nakon završavanja procedure skeniranja i arhiviranja
- Kraće vreme - skeniranje za 5-7 sekundi
- Rezolucija 14lp/mm
- Fleksibilnost u poslovanju i mogućnost mrežnog povezivanja za veće ordinacije
- Investicija niskog rizika

Garancija: 2 godine

Poštovani saradnici,
prijatelji, partneri,

Vaš uspeh je rezultat Vaših odluka
koje Vam otvaraju vrata i put do vrha
u Vašoj profesiji.

Čestitamo na dosadašnjem uspehu i zahvaljujemo se na
saradnji u nadi da ćemo zajedno biti još uspešniji i još
profesionalniji u godini koja dolazi.

Svima Vama od srca želimo
Srećnu Novu 2017. godinu i Božićne praznike.

Vaš Tehnodent Novi Sad

GXDP-300
Digitalni 2D Rendgen za
panoramsko snimanje vilice

GENDEX
KaVo Group

četiri programa:

- * standardni pan
- * dečiji pan
- * TMJ - snimanje zglobova
- * Bitewing

Paket obuhvata:

- * panorama senzor
- * kalibracioni set
- * softver VixWin Platinum 2D

Garancija: 2 godine



**INFORMACIJE
I CENE NA UPIT!**
KaVo i Gendex PROMO u
periodu od 20.12.2016.
do 31.01.2017.



TEHNODENT

Kavo i Gendex distributer
za Srbiju i Crnu Goru.

Rakovačka 7, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6432 183
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33, 11000 Beograd
Tel.: +381 11 3981 837
Fax.: +381 11 3981 823