

Nasadni instrumenti

2019



www.sakota.biz



Lako je otkriti !

Mi imamo rešenje kako bi vam olakšali svakodnevni rad!



KaVo **master**

Uživajte u maksimalnoj snazi sa inovativnim KaVo komforom.



KaVo **expert**


Ostvarite više sa pouzdanim KaVo performansama.



KaVo **smart**

Radite bezbedno sa pristupačnim KaVo kvalitetom.

Jednostavna rešenja za bilo koji zahtev.



KaVo smart

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 14,5 mm)

Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (16 W)
- Tiha (65 dB (A))

KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTiflex kuplung - lako se menja
- MADE IN GERMANY
- 12-mesečna garancija

KaVo expert

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,8 mm)
- 100 ° / 19 ° ugao glave / kolena

Snaga

- 4 mlaznice
- Velika snaga (18 W)
- Tiha (62 dB (A))
- Low back-suction
- Karbidni vodič borera
- Fleksibilne verzije kuplunga

KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTiflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 18-mesečna garancija

KaVo master

Ergonomija

- Ergonomski oblik
- Mala glava (visina: 13,1 mm)
- 100 ° / 19 ° ugao glave / kolena
- Plasmatec površina
- Poboljšan dizajn glave (uslovi osvetljenja i vidljivosti)

Snaga

- Sprej sa 4 mlaznice
- Velika snaga (23 W)
- Silence Technology: Tiha (57 dB (A))
- Karbidni vodič borera
- Pasivna kontrola pritiska
- Fleksibilne verzije kuplunga
- Direct Stop tehnologija: borer se zaustavlja u 1 sek.
- Zero back-suction / nema povratne sukije

KVALITET

- Snažna retencija ležajeva (do 32 N)
- MULTiflex kuplung - lako se menja
- Filter za vodu
- MADE IN GERMANY
- 24-mesečna garancija

**MASTERtorque M9000 L**

- DST (direct STOP) zaustavljanje borera za 1 sek
- rad bez vibracija (57 dB), snaga za sve preparacije 23W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

Art.br 1.008.5400

EXPERTtorque E680 L

- rad bez vibracija (62 dB),
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima

E680 L | Art. br. 1.006.8700

E680 LS* | Art. br. 1.006.4600

E680 LN* | Art. br. 1.006.4700

**EXPERTtorque Mini LUX E677 L**

- turbina sa svetlom, mini glava, rad bez vibracija (62 dB)
- optimalna snaga za sve preparacije 15W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa tri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi

E677 L | Art. br. 1.007.3600

E677 LN* | Art. br. 1.006.0100



SMARTtorque

LUX S619 L sa svetlom 25000lux

LUX S619 C bez svetla

- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

S619 L | Art. br. 1.008.1641

S619 C | Art.br. 1.008.1642



SMARTtorque S 615 L

- mini glava
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 12 W, 370.000 obr/min
- Kavo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 1 mlaznicom

S615 L | Mat. No. 1.008.1643



SMARTtorque S609 C

- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo pushbutton, hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br.1.008.1644



SMARTtorque S605 C

- mini glava
- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 15 W, 370.000 obr/min
- Kavo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice

Art.br 1.008.1645

Jednostavan pregled turbina



NAZIV	Seriya	Art.br.	Svetlo	Veličina glave - broj spreja	Snaga watt	Buka dB(A)	Kuplung
MASTER SERIJA							
MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX	M9000 LS	1.008.5400	Da	Standard - 4	19	57	Sirona*
MASTERtorque LUX (chocolate-brown)	M9000 L COLOR	1.007.9900	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
MASTERtorque LUX (anthracite)	M9000 L COLOR	1.007.7100	Da	Standard - 4	23	57	KaVo MULTIflex
EXPERT SERIJA							
EXPERTtorque LUX	E680 L	1.006.8700	Da	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque	E680 C	1.006.9000	Ne	Standard - 4	18	62	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque Mini LUX	E677 L	1.007.3600	Da	Mini - 3	15	65	KaVo MULTIflex
EXPERTtorque LUX	E680 LS	1.006.4600	Da	Standard - 4	16	62	Sirona*
EXPERTtorque LUX	E680 LN	1.006.4700	Da	Standard - 4	16	62	NSK PTL-CL*
EXPERTtorque Mini LUX	E677 LN	1.006.0100	Da	Mini - 3	16	65	NSK PTL-CL*
SMART SERIJA							
SMARTtorque LUX	S619 L	1.008.1641	Da	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S619 C	1.008.1642	Ne	Standard - 4	16	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque Mini LUX	S615 L	1.008.1643	Da	Mini - 1	13	65	KaVo MULTIflex
SMARTtorque	S609 C	1.008.1644	Ne	Standard - 4	16	65	4-hole (Midwest)
SMARTtorque Mini	S605 C	1.008.1645	Ne	Mini - 1	13	65	4-hole (Midwest)



MASTERmatic M25 L

- odličan ugao glave i tela kolenjaka 100/19 - crveni
- max.obrtaji 200.000 obr/min
- tih 55 dB
- promenljivi mikrofilter vode
- unutrašnji sprej
- keramički ležajevi

Art.br. 1.009.3630



MASTERmatic LUX M20 L

- plavo telo 1:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za standardne procedure kod uklanjanja karijesa
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br 1.009.3620



MASTERmatic LUX M10 L

- nasadnik sa svetlom 25.000 LUX
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- mogućnost korišćenja borera za kolenjake i nasadnike
- prenos 1:1

Art.br. 1.009.3570



MASTERmatic LUX M07 L

- zeleno telo 2,7:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za karijes i profilaksu
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama

Art.br.1.009.3610



EXPERTmatic E25 L

- kolenjak Kavo crveni 1:5 sa svetlom
- max. obrtaji 200.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- integrisani filter za vodu
- keramički ležajevi

Art.br. 1.007.5550



EXPERTmatic E20 L

- kolenjak Kavo plavi 1:1 sa svetlom
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- usmerivač nečistoća i ojačan sistem stezanja

Art.br. 1.007.5540



EXPERTmatic E20 C kolenjak Kavo plavi 1:1 bez svetla

- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme
- unutrašnji sprej
- usmerivač prljavštine i ojačan sistem stezanja

Art.br. 1.007.5541



EXPERTmatic E15 L

- kolenjak Kavo zeleni 5,4:1 sa svetlom
- max.obrtaja 7.500 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme
- unutrašnji sprej

Art.br.1.007.5530



EXPERTmatic E10 C

- nasadnik KaVo 1:1
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- ima unutrašnji sprej
- bez svetla

Art.br. 1.007.5560





SMARTmatic S20S

- Kolenjak 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min
- Sistem vadenja borera na dugme

Art.br. 1.011.6752

SMARTmatic S10S

- Nasandik 1:1 sa spoljnim sprejom
- Max. obrtaji 40.000 rpm obr/min
- Boreri za nasadnike i kolenjake

Art.br. 1.011.6732



Glava kolenjaka KaVo L68

- glava 1:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1833



Glava kolenjaka KaVo L67

- zelena glava 2:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 20.000 obr/min

Art.br 1.008.1832



Glava kolenjaka KaVo L68 B

- plava glava 1:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 100 - 40.000 obr/min

Art.br 1.008.1834



Glava kolenjaka KaVo L66 B

- zelena glava 3:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 35 - 13.300 obr/min

Art.br 1.008.1831




KL 701

- mikromotor sa svetlom
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- brzina: 2.000-40.000 obr/min



KL 703 LED

- mikromotor sa LED svetlom 25.000lux
- trofazni bez četkica
- regulacija vode na crevu instrumenta
- endo funkcija
- brzina: 100-40.000 obr/min sa SMARTdrive motor control
- brzina: 2.000-40.000 obr/min
- 25% kraći, 30% lakši od KL701 motora



Kavo Multiflex 465 LED

- adapter sa LED svetlom
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 465 LRN

- adapter sa svetlom
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 465 RN

- adapter bez svetla
- sa regulacijom vode



Kavo Multiflex 460 LE

- adapter sa svetlom
- bez regulacije vode



Kavo Multiflex 460 E

- adapter bez svetla
- bez regulacije vode

MULTIflex kuplung

Naziv	Art.br	Svetlo	Sprej	Konektor
MULTIflex LUX 465 LED	1.007.3197	LED	with ratchet position	4-hole Lux connector
MULTIflex LUX 465 LRN	0.553.1550	High-pressure lamp	with ratchet position	4-hole Lux connector
MULTIflex LUX 460LE	1.001.7599	High-pressure lamp	No	4-hole Lux connector
MULTIflex 465 RN	0.553.1600	No	with ratchet position	4-hole standard connector
MULTIflex LUX 460E	1.001.7600	No	No	4-hole standard connector

NOVO!

PROPHYflex 4

Instrument za uklanjanje mekih naslaga

Savršena ergonomija nikada nije bila toliko fleksibilna ...
i fleksibilnost nikada nije bila tako udobna

PROPHYflex™ 4 - vaš vazdušni instrument za supra i subgingivne aplikacije:

- Savršena ergonomija i ravnoteža za manji zamor ruku.
- Nežno i efikasno uklanjanje biofilma i diskoloracija.
- Fokusrani i precizni mlaz praha za visoko efikasno čišćenje mekih naslaga



PROPHYpearls

Supragingivalni - prah za sigurno uklanjanje mekih naslaga - kalcijum karbonat

Ukusi: menta, neutralni, breskva, narandža, crna ribizla

Pakovanje: 80 vrećica po 15 grama



PROPHYflex prah

Supragingivalni - za uklanjanje mekih naslaga - natrijum bikarbonat

Ukusi: narandža, trešnja, menta, šumsko voće

Pakovanje: 80 vrećica po 15 grama





KaVo SONICflex 2003 - skidač kamenca

Vaš moćan univerzalni instrument!
Pneumatski skidač kamenca Kavo SONICflex karakteriše najširi spektar upotrebe u mikrostomatologiji, od profilakse do mikrohirurgije. Odaberite svoje SONICflex nastavke!

- Pneumatski, na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude rada (3 performanse) - 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja: elipsasto
- Svetlosni, veoma tih
- Veliki broj nastavaka, široko polje rada

SONICflex LUX Set 2003 L | Art.br. 1.000.8333

SONICflex LUX 2003 L | Art.br. 1.000.4243

SONICflex Set 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.8334

SONICflex 2003 (bez svetla) | Art.br. 1.000.4246



KaVo SONICflex 2000N

- skidač kamenca

- pneumatski, konekcija na KaVo MULTIflex - kuplung
- bez svetla
- Frekvencija: 6 kHz
- 1 amplituda - 160µm
- pravac kretanja : elipsasto
- 1 x SONICflex nastavak 5 (univerzalni)
- 1 x sila ključ za stezanje nastavaka

Art.br.0.5710.5020



SONICflex 2008 quick

NASTAVCI skidača kamenca

SONICflex™



Više nastavka - više mogućnosti za Vaš vazdušni skaler:

- Obezbeđivanje uspešnog, minimalno-invazivnog tretmana
- Više nastavka i više upotreba nego bilo koji drugi vazdušni skaler
- Preko 50 različitih nastavka
- Za svaku indikaciju

Pogledajte izbor nastavka

- Profilaksa
- Endodoncija
- Parodontologija
- Minimalno invazivna terapija karijesa
- Hirurgija
- Preparacija



Fiziodispenzer KaVo MASTERsurg Lux

- Bežična nožna pedala
- Tač displej, svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija,
- rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija.
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min



KaVo SURGmatic S201 L - sa svetlom

- Redukcija 20 : 1
- Glava i telo kolenjaka su razdvojivi za lako čišćenje
- EKSPERTgrip za bolje prijanjanje i higijenu
- Mala glava sa unutrašnjim sistemom ispiranja
- Spoljašnje hladjenje sa konektorom na glavi sa svetlom



Nasadnik KaVo SURGmatic S11 L - sa svetlom

- Redukcija: 1:1
- Svetlosni
- Spoljašnje hladjenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. obrtni moment: 5.5 Ncm



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N1

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. obrtni moment: 10 Ncm

Fiziodispenzer KaVo EXPERTsurg LUX

- Svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija, rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programaskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija
- Maksimalni torak : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N3

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje: dodatak za sprej
- Dužina borera: 70 mm
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Ojačana stezna čaura
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. obrtni moment: 10 Ncm;



Nasadnik KaVo hiruški 3610 N2

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Dužina borera: 62,5 mm (može se koristiti i 44,5 mm)
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. obrtni moment: 10 Ncm

QUATTROcare PLUS 2124 A

- aparat za čišćenje i podmazivanje instrumenata

KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!



KaVo QUATTROcare plus sprej

za mašinsko čišćenje instrumenata



KaVo sprej

za ručno čišćenje instrumenata

Rakovačka 7, 21000 Novi Sad

Tel.: +381 21 6432 183 | Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 3981 837 | Fax.: +381 11 3981 823