



TEHNODENT

KaVo

trajni i pouzdana kvalitet



Vaš benefit – KaVo kvalitet

100 godina iskustva i više od pet miliona prodatih KaVo nasadnih instrumenata odražavaju kvalitet i dugotrajnost širom sveta.



Vaš benefit – KaVo sistem

savršeno uklopljena
jednostavna i efikasna
rešenja pružaju dobru
investiciju.

Vaš benefit – KaVo inovacije

više od 2.200 registrovanih patenata i uvek
inovativni dizajn doprinosi vašem
svakodnevnom uspehu!

Vaš benefit – KaVo sigurnost

optimalna bezbednost tretmana i zaštita
stomatologa, asistenta i pacijenta u toku
svakog tretmana!

Akcijska cena 810€ sa pdv-om

Dodatni poust od 5% (770€)
za kupce do 30 septembra



KaVo. Dental Excellence.

Turbina E680L

- turbina sa svetlom
- rad bez vibracija (62 dB)
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- kompaktna glava (h:13,6mmm/O12,5)
- hlađenje sa četiri mlaznice
- integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- može se termodezinf.
- može se ster. u autok. na 134°C
- garancija: 18 meseci





"KaVo Care Systems" godinama Vam nudi praktičan i delotvoran način održavanja instrumenata. Ovim ekonomičnim sistemom nasadnici, kolenjaci i turbine zadržavaju vrednost i svoje performanse.

KaVo Spray

KaVo ulje za podmazivanje nasadnih instrumenata

100% sigurnost i kvalitet u održavanju nasadnih instrumenata



KaVo QUATTROcare PLUS



KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. - Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!



Dekaseptol Gel za dezinfekciju i čišćenje odvodnih sistema

Dekaseptol Gel je gel za dezinfekciju i čišćenje creva saugera i sisaljki, odvodnih creva fontana i samih fontana.

Sastav: (100 gr. sadrže) 0,1g glucoprotamina; 0,1g benzalkonium chloride; 0,25g dimethyldioctyl-ammonium chloride.

Spektar delovanja: uspešno deluje protiv velikog spektra patogenih bakterija (uključujući i TBC) viruse (hepatitis B i HIV) adenoviruse i funge

- ekonomično pakovanje
- ekološki proizvod bio razgradiv- ne sadrži aldehide, fenole i hlor
- štedi vreme, potrebna doza na pritisak dozera a gel je aktivan momentalno
- praktična upotreba bez mešanja

Kratko uputstvo za upotrebu

Prvo sisaljkom aspirirajte čistu vodu kako bi pročistili crevo, aspirirajte 15 ml gela (1 doza iz dozera) zatim jednu čašu (oko 2 dcl) vode, ovaj postupak ponovite 3 puta!



Fontana

Sipajte 15 ml gela (1 doza iz dozera) i očistite mehanički fontanu, ostavite 5 minuta. Zatim samo isperite vodom.



Rakovačka 7
21000 Novi Sad, Serbia
Tel.: +381 21 6432 183
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33
11000 Beograd, Serbia
Tel.: +381 11 3981 837
Fax.: +381 11 3981 823

e-mail: office@sakota.biz

www.sakota.biz



KaVo. Dental Excellence.