



Stomatološko radno mesto

## KaVo ESTETICA E30

# Ljubav na prvi pogled!



Aparat E30 – osnovna cena počinje od 12.500€... (sa uključenim pdv-om)

- Puster lekarski
- Crevo turbine (svetlosno)
- Mikromotor trofazni KL701
- Skidač kamenca PIEZOsoft (jedan nožić)
- Reflektor MAIA LED
- Sukcija – vazдушna sisaljka
- Sistem destilovane vode i dezinfekcije

\*\*Terapeutska stolica nije u ceni\*\*



KaVo ESTETICA E 30 kreira novu dimenziju na najvišem stomatološkom nivou: prepoznatljivi kvalitet KaVo opreme, pouzdanost i efikasnost, uz pristupačne cene. Jednostavan i lak za upotrebu, bezbedan i ekonomičan prilikom rada. Ovaj uređaj je sklad koji ujedinjuje udobnost sa efikasnošću tokom svakodnevne upotrebe.

Sve što se može poželeti!

### KaVo ESTETICA E 30 – Ovde počinje savršenstvo!

- Verzija „Table“ sa visećim bičevima- KaVo ESTETICA E 30TM
- Verzija sa bičevima - KaVo ESTETICA E 30 S
- Mogućnost postavljanja na levu ili desnu stranu
- „SMARTdrive“ funkcija, kojom Vi stičete prednost
- Mek i udoban tapacirung omogućava odličan komfor pacijentima
- Laka , ergonomska upotreba
- Zahvaljujući KaVo multifunkcionalnoj nožnoj papučici Vi imate mogućnost da se rukama u potpunosti fokusirate na rad i postignete viši stepen higijene

Stomatološko radno mesto

## KaVo ESTETICA E50 Life

# Ovo je moj način života i ovo je kako ja želim da radim!

Vaš životni stil nosi Vaš potpis, nastavite ovo u Vašoj stomatološkoj praksi sa svojim konceptima, željama i očekivanjima. Fokusirajte se na oblasti koje su od značaja za Vas i osetite podršku stomatološkog aparata visokog kvaliteta koji optimalno podržava Vaše radne procedure.

Dakle, počnite da živite!

### Sve inovacije na prvi pogled:

- Aerodinamični dizajn stolice, produžena najviša / najniža pozicija
- Optimizovana i mekana forma tapacirunga, 3 nove boje
- Sve komponente uređaja u modernoj stomatološkoj beloj boji
- Težina pacijenta max do 185 kg
- Integrisani Trendelenburg pokret za udobnost pacijenta
- CONEXSIO sistemski softver
- Priprema instalacije za KaVo ERGOcam One, KavO DIAGNOcam 2170 U i Leica stomatološki mikroskop M320
- Kontrola softvera sa doktorskog dela, Plug & Play za povezivanje novih uređaja
- Automatski backup podataka
- Novi KavO ekran visoke rezolucije HD, 19" i 22"



Tehnodent Vam nudi promotivne cene za Stomatološko radno mesto E50

## Perfektni uslovi osvetljavanja!

Možete birati između već dokazanog svetla MAIA LED ili KaVo 540 LED.

### Početna linija - MAIA LED

- od 3.000 do 35.000 Lux
- dve LED diode
- mogućnost rada na 17 ili 24 V (22-35Vdc)
- fokus 170x85mm
- bez ventilatora
- lako skidajuće ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)



### Novine - evolucija – KaVo 540 LED

- Savršenstvo: KaVo LUX 540 LED svetlo za rad najvišeg mogućeg kvaliteta
- Do 40,000 Lux
- Precizno definisano svetlosno polje za rad, bez senki
- COMPOsave Mode i individualan izbor boje svetla
- Praktična i udobna upotreba
- Dugovečnost uređaja i minimalna potrošnja energije



## Terapeutska stolica PHYSIO One

Za rad na opušteni način , morate sedeti ispravno. Zahvaljujući različitim mogućnostima podešavanja, radna stolica KavO PHISIO One prilagođava se brzo i jednostavno vašim individualnim potrebama.



## Terapeutska stolica KaVo PHYSIO Evo / Evo F

**Savršeno se uklapa. Ergonomski dizajn!** Perfektna ergonomija sa maksimalnim komforom za zdravi rad bez zamaranja. Odličan koncept!

Terapeutskoj stolici KavO PHISIO Evo je dodeljen pečat odobrenja od strane Nemačke kompanije "AGR". KavO PHISIO Evo je nagrađen od strane nezavisne, multidisciplinarnе ekspertske komisije u skladu sa strogim kriterijumima u pogledu ispitivanja ergonomije i zdravlja.



Paketi nasadnih instrumenata KaVo,  
po najboljim cenama do sada!  
(instrumenti u paketu po Vašem izboru)



1050€

### Turbina sa svetlom KaVo MASTERtorque M9000 L

- DST (direct STOP) zaustavljanje borera za 1 sek
- rad bez vibracija (57 dB), snaga za sve preparacije 23W
- idealna kombinacija uglova, Plasmatec površina
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- može se sterilisati u autoklavu na 134°C



770€

### Turbina sa svetlom KaVo EXPERTtorque E680 L

- rad bez vibracija (62 dB),
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- može se sterilisati u autoklavu na 134°C



300€

### Turbina KaVo SMARTtorque S609 C

- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo pushbutton, hlađenje sa 4 mlaznice
- može se sterilisati u autoklavu na 135°C



470€

### Nasadnik bez svetla KaVo EXPERTmatic E10 C

- nasadnik KaVo 1:1
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- unutrašnji sprej
- može se sterilisati u autoklavu na 135°C



575€

### Kolenjak KaVo EXPERTmatic E20 L

- kolenjak Kavo plavi 1:1 sa svetlom
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vađenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- usmerivač nečistoća i ojačan sistem stezanja
- može se sterilisati u autoklavu na 135°C



860€

### Kolenjak KaVo EXPERTmatic LUX E25 L (crveni)

- kolenjak Kavo crveni 1:5 sa svetlom
- max. obrtaji 200.000 obr/min
- sistem vađenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- integrisani filter za vodu
- keramički ležajevi
- može se sterilisati u autoklavu na 135°C



275€


### Kolenjak KaVo INTRAmatic 20 ES

- kolenjak Kavo plavi 1:1 bez svetla
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vađenja borera na dugme, spoljašnji sprej
- može se sterilisati u autoklavu na 135°C



### Telo kolenjaka KaVo GENTLEpower LUX 20 LP


- telo kolenjaka - plavi
- redukcija 1:1
- svetlosni



255€

### Glava kolenjaka KaVo L67 (zeleni)

- zelena glava 2:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 20.000 obr/min



250€

### Glava kolenjaka KaVo L68

- glava 1:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 40.000 obr/min



5.400€

## Laser EXPERT lase

### Nežan diodni laser za moćne rezultate!

Kavo diodni laseri su pogodni za mnoge indikacije u oralnoj hirurgiji, endodontiji, lečenju bakterijskih infekcija i kao podrška u parodontologiji. Njegovi unapred definisanih programi, nožna kontrola i odlično rukovanje čine EXPERT lase savršenim partnerom za Vaš ulazak u svet lasera.

Približite se fantastičnom svetu diodnih lasera!



## EXPERTsurg

KaVo EXPERTsurg je dizajniran tako da ste sigurni da su Vaši pacijenti uvek maksimalno bezbedni. Visoka pouzdanost, garantovana preciznost, vrhunske performanse i veliki ekran u boji. SURGmatic hirurški instrumenti sa i bez svetla.

Kavo EKSPERTsurg je osvojio nemački Design Award 2015!



1.400€

## QUATTROcare PLUS 2124 A

KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!



840€

## KaVo PROPHYflex 2018 - Profesionalna profilaksa

### Blistavo i čisto - vrlo jednostavno, profesionalno, fokusirano i nežno čišćenje zuba!

Uklanjanje mekih naslaga, biofilma i mrlja, čišćenje fisura pre zalivanja, prevencija od karijesa. Primena u ortodontiji - Čišćenje proteza, površina zuba pre nanošenja lepka. KaVo PROPHYflex perio nastavak - za subgingivalne tretmane, uklanja bio-film u džepovima, čisti implantate.

## Skidač kamenca KaVo SONICflex set 2003 L



### Vaš moćan univerzalni instrument!

Pneumatski skidač kamenca Kavo SONICflex karakteriše najširi spektar upotrebe u mikrostomatologiji, od profilakse do mikrohirurgije. Odaberite svoje SONICflex nastavke!



KaVo. Dental Excellence.

# FARO

DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO



## Autoklav FARO SK07 B

3.500€

Autoklav serija SK07 Klasa B je vrhunski uređaj u kome je tim stručnjaka za razvoj i istraživanja iz kompanije Faro obezbedio elektroniku poslednje generacije SMT tehnologije.

Velika pažnja je posvećena prefinjenom i modernom dizajnu, koji omogućuje da se uređaj u potpunosti uklopi u izgled ordinacije, podižući sve ukupni utisak na izuzetani nivo.

LCD ekran vizualizuje informacije i instrukcije.

- Integrisani FARO bezbednosni sistem prati svaku fazu sterilizacije
- Integrisan printer
- Zapremina komore 16 l ili 21 l
- Tri police



Četiri ciklusa: B134C Standard, 134°C Prion, 134°C B brzi, 121°C Standard  
Četiri Test ciklusa: 134°C Helix Test, 121°C Helix Test, Vakum Test, Bowie & Dick  
zapremina rezervoara vode 3.65 l

## Mašina za pakovanje instrumenata SL13- FARO

**Ergonomski i praktičan dizajn, visoke performanse, vrhunska tehnologija!**

SL13 je namenjena za pakovanje instrumenata za sterilizaciju autoklavanjem i pogodan je za dnevne potrebe u medicinskoj oblasti. Dizajniran komad opreme koji štedi prostor i koji je korisna opcija za sve one korisnike koji zahtevaju profesionalnu opremu sa odličnim odnosom kvaliteta, cene i performansi. Ima ugrađen uređaj za zaštitu od pregrevanja i automatsku uštedu energije.

Garantovano će održati performanse za sterilizaciju



## Mašina za pakovanje instrumenata SELLA II - FARO

**Atraktivna, stabilna i jednostavna za rukovanje!**

Namenjena za pakovanje instrumenata za sterilizaciju autoklavanjem. PK ploča sa automatskom kontrolom temperature, dvosmerna ručka i zvučni signal. Telo od aluminijumske legure koje se lako održava, dolazi sa integrisanim sečivom sa garancijom za 100.000 sečenja.



## Fiter za demineralizaciju vode

U verzijama sa direktnim priključkom na vodu, može se postaviti mašina za demineralizaciju vode, kako bi se rešio problem kamenca u vodi. Time se povećava efikasnost i vek trajanja.



## Kompresori - CATTANI

CATTANI bezuljni kompresori (teflonski klipovi) zajedno sa sistemom sušenja kao i setom filtera, su sposobni za snabdevanje suvim kompresovanim vazduhom izuzetno visokog kvaliteta i čistoće. Sa filterom za sterilizaciju, vazduh se tretira sa efikasnošću 99.9999 +% na 0.01 mikronskim česticama. Plastični poklopac za izolaciju i kabinet smanjuju buku oko 10 ili 20 dB.

Odabrali smo kvalitet i pouzdanost kao naš amblem: ovo je razlog zašto vam možemo dati garanciju od 3 godine.



Tehničke karakteristike za sve vrste kompresora dostupne su na našoj WEB stranici.



## Sauger Cattani TURBO-SMART (vlažni)

Koristi se za dva radna mesta (Verzija A)  
Mogućnost proširenja na 3/4 radna mesta  
Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora.

**Najbolji u kategoriji !**



## VIŠE OD SAUGERA, VAŠ ASISTENT – CATTANI !

Cattani Vam nudi veliki izbor različitih modela saugera za pojedinačna stomatološka radna mesta, kao i modele centralizovane aspiracije za više radnih mesta. U ponudi takođe postoje vlažni i suvi saugeri.

Tehničke karakteristike za sve vrste saugera dostupne su na našoj WEB stranici.



# Ništa više nije teško

**GENDEX**

KaVo Group

## Gendex GXDP-700

Inovativni sistem  
- četiri modularne opcije:

**GENDEX GXDP- 700** Panoramski sistem za snimanje  
**GENDEX GXDP- 700 C** Panoramski i cefalometrijski sistem  
**GENDEX GXDP- 700 S** Panoramski i 3 D CBCT sistem slike  
**GENDEX GXDP- 700 SC** panoramski 3D CBCT i cefalometrijski sistem slike

Sada ili u budućnosti, sa opcijama koje vam pružaju mogućnost unapređenja, vi ste spremni da uz pomoć ovog uređaja pređete na novi nivo cefalometrije 3D standardne ili visoke rezolucije slike. Napravili smo sistem koji je baš po vašoj meri.

Rešenje koje u potpunosti štiti vaše investicije i opremu!



3D snimanje  
sada  
dostupno  
za svakoga !

Informacije i cene  
za specijalnu  
ponudu na upit!  
GENDEX PROMO u  
periodu od  
01.10 do 30.11.2015

## Invivo 5.3 - nagrađivani CBCT 3D softver za obradu

**Invivo 5.3** je moćna, jednostavna aplikacija 3D snimanja, specijalizovana za oblasti stomatologije kao što su implantologija, ortodoncija, oralna hirurgija i restaurativa. Invivo 5.3 nudi brzu i kvalitetnu interpretaciju i vizuelizaciju Cone Beam 3D skeniranja i kliničke alate za definisanje preciznih planova lečenja.



Za poslednje 3 godine, Invivo je proglašen za "Best 3D Imaging Software" kao dobitnik Dentaltown Townie Choice Award.



## Intra oralni rendgen Expert DC uređaj

Pouzdan uređaj modernog dizajna!

- Digitalna integracija slike povećava radni učinak.
- Modernizovano upravljanje uređajem.
- Nove elektronske kontrole i visok nivo pouzdanosti.
- Umetničko digitalno slikanje.
- Anatomski prekidač.
- Kompaktibilan sa PSP – om, senzorima i filmom
- 0,4 mm je širina fokalne tačke koja obezbeđuje jasnoću slike.
- Brža kontrola okreta nosača radi efikasnijeg radnog učinka.



## Intra oralna kamera GXC-300

Moderan i jednostavan alat za lakši rad sa pacijentom

USB priključak velike brzine koji omogućava konekciju. Virtualno eliminiše dezorijentaciju slike upotrebom realne optike. Prekidač za podešavanje fokusa slajdova radi postizanja maksimalnih performansi u intraoralnom i ekstraoralnom modu. Prekidač za slajd slike daje mogućnost Quad slikanja. 4-LED sijalice. Kontrolisano kretanje kamere, putem softverskog interfejsa i držača.



## Senzori Gendex GXS-700

Verzija koja će unaprediti kvalitet Vašeg rada!

Unapređena tehnologija CMOS senzora koja ističe kvalitet slike, usklađujući tehničke i dijagnostičke mogućnosti. Visoke performanse senzora za snimanje, visoka rezolucija slike, daju Vam više od 20 vidljivih linija na jednom milimetru. Radom sa širokim spektrom ekspozicija putem x zraka, dobija se konstantan kvalitet i mogućnost ponovnog prikaza slike. Dve ergonomski dizajnirane veličine senzora, direktna USB konekcija, ultra portabl senzor sa velikom brzinom konekcije 2.0 USB.



## PSP (Fotostimulisana tehnologija sa fosforom)

Digitalizacija je sve olakšala. One ordinacije koje žele da na lak i ekonomičan način zakorače u svet digitalnog snimanja treba da odaberu PSP.

- Koje su koristi PSP – a?
- Vrednost
  - Kraće vreme snimanja
  - Laka upotreba
  - Fleksibilnost
  - Investicija niskog rizika



Fosforne pločice dostupne u raznim dentalnim formatima.



Posetite nas  
Tehnodent Novi Sad

Rakovačka 7  
21000 Novi Sad, Serbia  
Tel.: +381 21 6432 183  
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33  
11000 Beograd, Serbia  
Tel.: +381 11 3981 837  
Fax.: +381 11 3981 823

e-mail: office@sakota.biz

www.sakota.biz