

# FREZ APARAT

af350

Osvetljenje bez senki sa dvostrukog LED svetla

- Opciona nadogradnja do mašine za podminirana mesta i merenja.
- Brzo i lako fiksiranje dvostrukog zgloba ručice jednom rukom.
- Automatska retrakcija artikulacijskog ramena preko memorijske funkcije.
- Modelni stočić može biti fiksiran automatski, magnetom, u potrebnu poziciju samo pritiskom na jedno dugme.
- Moguće je fiksirati modelni stočić MT3 pritiskom na dugme u bilo koji ugao sa patentiranim mahanizmom za fiksiranje.
- Otpor pružine ramena za vertikalnu manevarsku sposobnost.



TEHNODENT

www.sakota.biz



AMANN GIRRIBACH

# ARTIKULATORI



AMANNGIRRBACH

Protetske nadoknade  
izrađene u artikulatoru, moraju  
funkcionisati bez problema.



Artikulator je odličan način za preciznu izradu protetskih nadoknada, a pri tom omogućava da jednostavno sagledavate sve pozicije i pokrete vilica, štedite vreme pacijenta na stomatološkoj stolici i izbegavate bolne probe i korekcije. Artex artikulatorom možete otkriti, proveriti i ukloniti sve nedostatke manje od 20 µm.

Lagan, stabilan, ergonomskog oblika, pouzdan i veoma precizan Artex artikulator olakšava rad na modelu. Iz tih razloga brend Artex ima tako dobru reputaciju pa su ovi artikulatori među najpopularnijim na svetu i vrlo konkurentni sa cenama. Ovi artikulatori imaju široki opseg modularnog dizajna i fokusiraju se na prednosti i funkcije koje su zaista neophodne.



Artikulator  
AmannGirrbach CR



Artikulator  
AmannGirrbach CP



Artikulator  
AmannGirrbach BN



Artikulator  
AmannGirrbach CT



Artikulator  
AmannGirrbach CN



Transfer sa postoljem  
za ugipsavanje Amann Girrbach



Clinometer za artikulator  
AmannGirrbach (za tehničara)

