

KOMPRESORI DURR DENTAL - Srce Vaše prakse!

Snažni, pouzdani i suviše lepi za podrum.



Kompresor Durr Tornado 1

- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 67 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 48 x D 37cm

Cena: 181,440.00



Kompresor Durr Tornado 2

- Kompresor za 1-2 radna mesta (bezuljni bez sušača)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 124 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 48 x D 37cm

Cena: 308,160.00



Kompresor Durr Tornado 2 (sa sušačem)

- Kompresor za 1-2 radna mesta (sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 2 kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 110 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 64 x W 49 x D 43 cm

Cena: 459,360.00

Kompresor Durr Tornado 1 (sa sušačem)

- Kompresor za jedno radno mesto (bezuljni sa membranskim sušačem)
- Cilindar: 1kom
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara: 60 l/min
- Zapremina boce: 20l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 64 dB
- Dimenzije: H 66 x W 49 x D 43 cm

Cena: 313,920.00



Kompresor Durr Duo Tandem 2 (dva agregata i sušač)


- Opslužuje 3 radna mesta
- Agregat: 2 kom
- Cilindar: 4 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 230 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Buka u orig.ormanu: 54 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm

Cena: 879,500.00

Kompresor Durr Duo Tandem 2 (jedan agregat i sušač)

- Opslužuje 2 radna mesta
- Cilindar: 2 kom , bezuljni
- Napajanje: 400V, 50-60Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 115 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 68 dB
- Dimenzije: H 76 x W 79 x D 52 cm
- Težina: 64 kg

Cena: 728,900.00



Kompresor Durr TRIO (sa sušačem)

- Cilindar: 3 kom , bezuljni
- Napajanje: 220V, 50Hz
- Protok vazduha pri 5 bara : 160 l/min
- Zapremina boce: 50l
- Pritisak sklopke: 6-7,8 bar
- Buka pri 5 bara: 69 dB
- Dimenzije: H 76 x W 74 x D 52 cm

Cena: 788,990.00

Rakovačka 7 - 21000 Novi Sad, Serbia
Tel.: +381 21 6432 183
Fax.: +381 21 6431 906

Nebojšina 33 - 11000 Beograd, Serbia
Tel.: +381 11 3981 837
Fax.: +381 11 3981 823



f Tehnodent Novi Sad

e-mail: office@sakota.biz

www.sakota.biz

NAŠE INOVACIJE SU REZULTAT RAZMIŠLJANJA O BUDUĆNOSTI

KOMPRESORI I SAUGERI



**DÜRR
DENTAL** **TEHNOTENT**

www.sakota.biz

SAUGERI ZA STOMATOLOŠKU PRAKSU - Perfektna snaga sukcije Durr Dentala

Moćni suvi i vlažni sistemi sukcije!



Sauger Durr V300S

- Koristi se za jedno radno mesto
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- , 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 43 x W 38 x D 43 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)

Cena: 165,600.00



Sauger Durr VS600 – vlažni

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- , 50-60Hz
- Struja: 5,0 A / 1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 10 l/min
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kućišta)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)

Cena: 408,960.00



Sauger Durr VS300S - vlažni

- Koristi se za jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- , 50-60Hz
- Struja: 2,9-3,7A
- Snaga motora: 0,58-0,8 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 180 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 4 l/min
- Buka: 63-65 dB, sa kućištem 54-56 dB
- Dimenzije: H 37 x W 31 x D 31 cm (bez kućišta)
- H 51 x W 36 x D 36 cm (sa kućištem)


Cena: 218,880.00



Sauger Durr V900

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- , 50-60Hz
- Struja: 6,5 A
- Snaga motora: 1,48 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 55 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)

Cena: 408,960.00



Sauger Durr V600

- Koristi se za dva + jedno radno mesto
- Separator kondenzata
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- , 50-60Hz
- Struja: 5,0 A / 1,8-4 A
- Snaga motora: 1,1 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Buka: 63 dB, sa kućištem 55 dB
- Dimenzije: H 50 x W 42 x D 41 cm (bez kolektora kondenzata)
- H 57 x W 62 x D 41 cm (sa kolektorom kondenzata)
- H 50 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)

Cena: 321,840.00



Sauger Durr VS900 - vlažni

- Koristi se za tri + dva radna mesta
- Kontrolna elektronika
- Napajanje: 230V 1- / 400V 3-
- Struja: 7,6 A / 3,7-6,2 A
- Snaga motora: 1,8 kW / 1,9 kW
- Obrtaja: 2.850 (rpm)
- Vakum: 170 mbar
- Max. usisavanje tečnosti: 16 l/min
- Buka: 64 dB, sa kućištem 58 dB
- Dimenzije: H 52 x W 41 x D 42 cm (bez kućišta)
- H 55 x W 49 x D 53 cm (sa kućištem)
- Težina: 34 kg, sa kućištem 52 kg

Cena: 556,620.00

NEPOBEDIVO DVOSTRUKO DELOVANJE KAKO BI ZADRŽALI VAŠ SISTEM SUKCIJE U VRHUNSKOJ FORMI!



Sredstvo za dezinfekciju sistema sukcije - Orotol® plus


Izuzetno efikasan koncentrat za istovremeno održavanje, dezinfekciju, deodorizaciju i čišćenje svih sistema usisavanja, separatora amalgama kao i fontana, na bazi amonijumovih jedinjenja bez pene. Koristi se u koncentraciji 2 % . Pakovanje 2,5 l.

5.470,00

Sredstvo za čišćenje sistema sukcije - MD 555

Rastvor na bazi kiselina za usisavanje sisteme i odvođe dentalnih aparata koji ne peni. Sprečava nagomilavanje debrija u sistemu za usisavanje, a već stvoreni talog se rastvara. Posebno je pogodan za sisteme sa separatorima amalgama. Koristi se jednom ili 2 puta nedeljno. U slučaju izuzetne kontaminacije može se koristiti jednom dnevno. Najkraće vreme izlaganja je 30 min., optimalno 1 do 2 h. Koristi se u koncentraciji 5 % . Pakovanje je boca od 2,5 l

4.000,00



OroCup – sistem od 2 l

Preporuka: koristite Orotol® plus i MD 555


6.200,00

Nemačka kompanija DÜRR DENTAL AG je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za društvenu odgovornost, zdravstvene komunikacije, preduzetničke nagrade za biznis uspešnost i brojne nagrade za dizajn.

Pouzdan partner stomatologa i lekara više od 75 godina.



Bez Orotol® plus i MD 555 cleaner



Sa Orotol® plus i MD 555 cleaner

