



# TEHNODENT

## STOMATOLOŠKI APARATI

**KAVO**  
Dental Excellence

**GENDEX**  
KaVo Group



**TARO**  
DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO

**ELROCOMPRESS**



## STOMATOLOŠKA RADNA MESTA

- ESTETICA E30
- ESTETICA E50 life
- PRIMUS 1058 life
- ESTETICA E70 Vision
- ESTETICA E80 Vision
- Terapeutske stolice
- Reflektori

## STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI

- Turbine
- Kolenjaci i nasadnici
- Nasadnici
- Multiflex kuplunzi

## INSTRUMENTI ZA PREVENCIJU

- PROPHYflex 3 2018
- Skidač kamenca KaVo SONICflex 2003 L
- SONICflex nastavci

## RENDGEN SISTEMI GENDEX

- GXDP-300 – Digitalni 2D Rendgen za panoramsko snimanje
- Intraoralni rendgen GXIO-770
- Intra oralna kamera GXC-300
- PSP skener Gendex GXSP-500

## STOMATOLOŠKI APARATI

### HIRURGIJA

- EXPERTsurge
- MASTERsurge
- Hirurški instrumenti

### ODRŽAVANJE OPREME

- QUATTROcare PLUS 2124 A
- QUATTROcare sprej
- Kavo ulje 500ml
- Dekaseptol GEL
- Oxygenal 6

### STERILIZACIJA FARO

- Autoklav Faro SK07 - klasa B
- Destilator Droppy S
- Pakerice za pakovanje instrumenata SL13 i Sella II

### SAUGERI CATTANI

### KOMPRESORI EUROCOMPRESS I CATTANI

### DIJAGNOSTIKA DIAGNOCAM

### MIKROSKOP KAVO - LEICA M320



# STOMATOLOŠKA RADNA MESTA

Kavo Stomatološko radno mesto

## ESTETICA E70/ E80 vision

Vaše želje, naša inspiracija !

Sve inovacije na prvi pogled:

### Novi stomatološki aparat

- Potpuno novi operativni koncept za brz i direktan pristup svim važnim funkcijama, za uštedu vremena i jednostavan radni proces

### Komunikacija sa pacijentom.

- KaVo ERGOcam One, intraoralna kamera, najjednostavnija za upotrebu
- Novi ekrani visoke rezolucije: KaVo Screen HD u 22" i KaVo Screen One u 19"

### CONEXIO. Manje traženja. Više pronalazaka.

- Sistemski softver CONEXIO, inteligentni interfejs podataka u vašoj praksi, podržava vam korisne funkcije i pristup relevantnim podacima o pacijentu u svako doba

### Higijena. Automatski. Integrisano.

- Higijenski centar sa integrisanim, zamenljivim adapterom za creva za instrumente i aspiraciju za uštedu vremena, automatskim čišćenjem i dezinfekcijom

### Novi dizajn. Vidljivo moderno. Značajno elegantan.

### Isprobana i testirana stolica.

- Izbor novih boja
- Revidirani dizajn sa komponentama uređaja u modernoj beloj boji

### Hirurgija. Neograničeno. Integrisano.

- Nova hirurška funkcija sa specijalnim malim i prikladnim, svetlosnim hirurškim motorima i integrisanom pumpom.



- Težina pacijenta do 180kg
- Ergonomski koncept (AGR-nagrada za ergonomiju)
- Reflektor KaVoLUKS 540 LED sa 5 zvezdica
- Pacijentsko pozicioniranje prema Trendelenburgu
- Optimalna najviša / najniža pozicija
- Novi prilagođeni naston za ruke
- Osetljiv touch displej za brzi pristup svim važnim funkcijama i informacijama.
- ESTETICA E80 Vizija: dodatno horizontalno praćenje i podizanje sedišta



## Kavo Stomatološko radno mesto ESTETICA E 50 life

Osetite podršku  
stomatološkog  
aparata visokog  
kvaliteta koji  
optimalno  
podržava Vaše  
radne procedure!



- Anatomski dizajn stolice, produžena najviša / najniža pozicija
- Težina pacijenata max do 185 kg, optimizovana i mekana forma tapacirunga, sve komponente uređaja u modernoj stomatološkoj beloj boji
- Integrirani Trendelenburg pokret za udobnost pacijenta
- CONEXIO sistemski softver
- Priprema instalacije za KaVo ERGOcam One, Kavo DIAGNOcam 2170 U i Leica stomatološki mikroskop M320, mogućnost ENDO funkcije
- Kontrola softvera sa doktorskog dela, Plug & Play za povezivanje novih uređaja
- Automatski backup podataka
- Novi Kavo ekran visoke rezolucije HD, 19" i 22"

## Kavo Stomatološko radno mesto PRIMUS 1058 life



Dokazan kvalitet, pouzdan i prilagođen za svakog  
stomatologa!

- Dostupna u verziji sa visećim crevima i crevima od gore
- 20 multifunkcionalnih komandi
- Integrirani LCD displej
- USB CONEXIO sistem za pacijente
- Moderan i novi dizajn stomatološke stolice, visoka estetika, povećana
- izdržljivost težine do 185 kg
- Istovremeno se kreće gore i naginje
- Vaš asistent ima sve pod kontrolom zahvaljujući novom asistentskom delu
- Ergonomična i udobna nožna papuča Vam pruža mogućnost da se u potpunosti fokusirate na rad

## Kavo Stomatološko radno mesto ESTETICA E30



### Jednostavni sistem kreiran visokom tehnologijom!

- Mogućnost postavljanja na levu ili desnu stranu
- „SMARTdrive“ funkcija, kojom Vi stižete prednost
- Verzija „Table“ sa visećim crevima- KaVo ESTETICA E 30TM
- Verzija sa crevima - KaVo ESTETICA E 30 S
- Mek i udoban tapacirung omogućava odličan komfor pacijentima
- Laka , ergonomska upotreba
- KaVo multifunkcionalna nožna papuča Vam omogućava siguran i komforan rad



## TERAPEUTSKE STOLICE

Terapeutska stolica

### KaVo PHYSIO One

Za rad na opušteni način, morate sedeti ispravno!

Zahvaljujuć i različitim mogućnostima podešavanja, radna stolica KaVo PHYSIO One prilagođava se brzo i jednostavno vašim individualnim potrebama



Terapeutska stolica

### KaVo PHYSIO EVO

Savršeno se uklapa. Ergonomski dizajn!

Perfektna ergonomija sa maksimalnim komforom za zdravi rad bez zamaranja. Odličan koncept!

Terapeutoj stolici KaVo PHYSIO Evo je dodeljen pečat odobrenja od strane Nemačke kompanije "AGR". KaVo PHYSIO Evo je nagrađen od strane nezavisne, multidisciplinarne ekspertske komisije u skladu sa strogim kriterijumima u pogledu ispitivanja ergonomije i zdravlja.



## STOMATOLOŠKI REFLEKTORI

Perfektni uslovi osvetljavanja!



### Kavo LUX 540 LED

Savršenstvo: KaVo LUX 540 LED svetlo za rad najvišeg mogućeg kvaliteta

- Do 40,000 Lux
- Precizno definisano svetlosno polje za rad sa svetlosno polimerizujućim materijalima
- COMPOsave Mode i individualan izbor boje svetla
- Praktična i udobna upotreba
- Dugovečnost uređaja i minimalna potrošnja energije
- Dodatna rotacija i zaključavanje po 3. osi



### Faro MAIA LED sa polužjem (75cm)

Idealno radno polje sa profesionalnim FARO LED reflektorima!

- Patentirani optički projektor sa reflektovanim svetlom stvara apsolutno ujednačeno svetlo, tačnu i realističnu boju tokom celodnevnog rada.
- Precizna linija reflektora uklanja odsjaj, štiti oči vaših pacijenata.
- Progresivna regulacija intenziteta svetlosti, od 3.000 do 35.000 Lux, da bi se obezbedila konstantna temperatura boje (jednaka 5.000 K), bez prevremene polimerizacije na svakom nivou svetlosti.
- Hlađenje bez ventilatora
- Dve LED diode
- Efekat redukcije senke
- Fokus 170x85mm
- Lako skidajuće ručke (ručke se mogu sterilisati na 134°C)
- Rotacija po dve ili opciono po tri ose

# STOMATOLOŠKI INSTRUMENTI

- MASTER serija 24 meseci garancije
- EXPERT serija 18 meseci garancije
- SMART serija 12 meseci garancije
- Mogu se sterilisati u autoklavu na 134°C



## MASTERtorque M9000 L

- DST (direct STOP) zaustavljanje borera za 1 sek
- rad bez vibracija (57 dB), snaga za sve preparacije 23W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi



## EXPERTtorque E680 L

- rad bez vibracija (62 dB),
- optimalna snaga za sve preparacije 18W
- hlađenje sa četiri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima



## EXPERTtorque Mini LUX E677 L

- turbina sa svetlom, mini glava, rad bez vibracija (62 dB)
- optimalna snaga za sve preparacije 15W
- idealna kombinacija uglova (glava 100, koleno 19 stepeni) olakšava rad u teško pristupačnim područjima
- hlađenje sa tri mlaznice, integrisani filter za vodu
- keramički KaVo kuglični ležajevi



# TURBINE

## SMARTtorque S605 C

- mini glava
- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 15 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice



## SMARTtorque LUX S619 L sa svetlom 25000lux / S619 C bez svetla

- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 4 mlaznice



## SMARTtorque S609 C

- priključak midvest crevo
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 16 W, 370.000 obr/min
- KaVo pushbutton, hlađenje sa 4 mlaznice



## SMARTtorque S 615 L

- mini glava
- tiha (65 dB), bez vibracija
- snaga 12 W, 370.000 obr/min
- KaVo kuglični ležajevi
- KaVo pushbutton
- hlađenje sa 1 mlaznicom



## KOLENJACI



### MASTERmatic M25 L

- odličan ugao glave i tela kolenjaka 100/19 - crveni
- max.obrtaji 200.000 obr/min
- tih 55 dB
- promenljivi mikrofilter vode
- unutrašnji sprej
- keramički ležajevi



### MASTERmatic LUX M20 L

- plavo telo 1:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za standardne procedure kod uklanjanja karijesa
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama



### MASTERmatic LUX M07 L

- zeleno telo 2,7:1
- sa svetlom - 25.000 LUX
- za karijes i profilaksu
- maksimalna fleksibilnost kod tretmana sa mogućnošću promene 14 različitih glava
- kompatibilan sa svim INTRA LUKS glavama



### EXPERTmatic E25 L

- kolenjak Kavo crveni 1:5 sa svetlom
- max. obrtaji 200.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- integrisani filter za vodu
- keramički ležajevi



### EXPERTmatic E20 L

- kolenjak Kavo plavi 1:1 sa svetlom
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, unutrašnji sprej
- usmerivač nečistoća i ojačan sistem stezanja



### EXPERTmatic E15 L

- kolenjak Kavo zeleni 5,4:1 sa svetlom
- max.obrtaja 7.500 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme
- unutrašnji sprej



### INTRAmatic 20 ES

- kolenjak Kavo plavi 1:1 bez svetla
- max.obrtaji 40.000 obr/min
- sistem vadenja borera na dugme, spoljašnji sprej



### INTRAmatic 31 ES

- kolenjak za profilaksu
- redukcija 4:1
- ekstremno mala glava
- 100° je glava u odnosu na telo kolenjaka
- nema spreja
- može biti termički dezinfikovani





## INTRAmatic 14 ES

- kolenjak Kavo zeleni 4:1
- max.obrtaja 10.000 obr/min
- sistem vađenja borera na dugme
- spoljašnji sprej



## Glava kolenjaka KaVo L67

- zelena glava 2:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 20.000 obr/min



## Glava kolenjaka KaVo L68

- glava 1:1
- sistem vađenja borera na dugme
- maksimalni obrtaji 40.000 obr/min



## Glava kolenjaka KaVo L68 B

- plava glava 1:1
- koristi borere za kolenjak 2,35 i instrumente za kanale
- sistem vađenja borera na dugme
- idealan za endodonciju u kombinaciji sa M20 L i 20LP na aparatima sa ENDO funkcijom
- obrtaji od 100 - 40.000 obr/min

## NASADNICI



## MASTERmatic LUX M10 L

- nasadnik sa svetlom 25.000 LUX
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- mogućnost korišćenja borera za kolenjake i nasadnike
- prenos 1:1



## EXPERTmatic E10 C

- nasadnik KaVo 1:1
- max.obrtaja 40.000 obr/min
- ima unutrašnji sprej
- bez svetla



## INTRAmatic 10ES

- nasadnik Kavo plavi 1:1
- spoljašnji sprej
- bez svetla

## MULTIFLEX KUPLUNZI

### Kavo Multiflex 460 E

- adapter bez svetla
- bez regulacije vode

### Kavo Multiflex 460 LE

- adapter sa svetlom
- bez regulacije vode

### Kavo Multiflex 465 RN

- adapter bez svetla
- sa regulacijom vode

### Kavo Multiflex 465 LRN

- adapter sa svetlom
- sa regulacijom vode

### Kavo Multiflex 465 LED

- adapter sa LED svetlom
- sa regulacijom vode




# INSTRUMENTI ZA PREVENCIJU PROFESIONALNA PROFILAKSA!

## PROPHYflex 3 2018 - Instrument za uklanjanje mekih naslaga

**Blistavo i čisto - vrlo  
jednostavno, profesionalno,  
fokusirano i nežno čišćenje  
zuba!**

Uklanjanje mekih naslaga, biofilma  
i mrlja, čišćenje fisura pre zativanja,  
prevencija od karijesa.  
Primena u ortodontiji - čišćenja proteza,  
površina zuba pre nanošenja lepka.  
KaVo PROPHYflex perio nastavak - za  
subgingivalne tretmane, uklanja biofilm  
u džepovima, čisti implantate



## KaVo SONICflex set 2003 L - skidač kamena

Vaš moćan univerzalni instrument!  
Pneumatski skidač kamena KaVo SONICflex  
karakteriše najširi spektar upotrebe u  
mikrostomatologiji, od profilakse do mikrohirurgije.  
Odaberite svoje SONICflex nastavke!

- Pneumatski, na KaVo MULTIflex - kuplung
- Frekvencija: 6 kHz
- 3 amplitude rada  
(3 performanse) - 120µm, 160µm, 240µm
- Pravac kretanja: elipsasto
- Svetlosni, veoma tih
- Veliki broj nastavaka, široko polje rada.



## GXDP-300 – digitalni 2D Rendgen za panoramsko snimanje vilice

- četiri programa:
- standardni pan
- dečiji pan
- TMJ - snimanje zglobova
- Bitewing

### Paket obuhvata:

- panorama senzor
- kalibracioni set
- softver VixWin Platinum 2D



## Intraoralni rendgen GXIO-770

Idealno rešenje!



Pouzdan aparat za sve intraoralne potrebe za rentgenom.

Uvek blizu pacijenta.

Glatka kretanja i izuzetna stabilnost.

Konzistentne slike za sve dijagnostičke svrhe.

- Konstantni potencijal generatora (visokonaponski DC, 100-200 kHz),
- 60 kV, 70 kV selektivno, 7 mA
- Žična tačka 0,7 mm (IEC 60336)
- Ukupna filtracija 2,5 mm Al (70k)
- Vreme ekspozicije 0.02 do 3.2 sekundi
- SSD (Distanca pozicioniranja) 9 "(229 mm) standardni konus; 12 "(305 mm) dugi konus
- Linijski napon 115 - 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz
- Raspon 69 ", 75" i 85" / 176, 191 i 216 cm
- Težina (30 kg)
- Garancija 2 godine

## Intra oralna kamera GXC-300

- USB priključak velike brzine koji omogućava konekciju.
- Virtualno eliminiše dezorijentaciju slike potrebom realne optike.
- Podesiv fokus radi postizanja maksimalnih performansi kako u intraoralnom tako i u ekstraoralnom modu!
- Prekidač za slajd slike daje mogućnost Quad slikanja.
- 4-LED sijalice.
- Kontrolisano kretanje kamere, putem softverskog interfejsa i držača.





## PSP Skener - GXSP 500

### Digitalizacija je sve olakšala.

Ordinacije koje žele da na lak i ekonomičan način zakorače u svet digitalnog snimanja treba da odaberu PSP!

Koje su koristi PSP – a?

- Jasne, oštre slike sa rezolucijom 14lp/mm
- Kratko vreme skeniranja, za samo 5-7 sekundi prelazite na digitalizovan snimak
- Laka upotreba
- Fleksibilnost
- Investicija niskog rizika
- Fosforne pločice dostupne u raznim dentalnim formatima, a upotreba je kao tradicionalni film

## FIZIODISPENZERI



## Fiziodispenzer Kavo EXPERTsurg LUX

- Svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija, -rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolje performanse svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min



## Fiziodispenzer KaVo MASTERSurg Lux

- Bežična nožna pedala
- Tač displej, svetlosni LCD displej u boji, automatska kalibracija, -rotacije motora levo / desno, do 10 programa, svaka sa 10 programskih mogućnosti, najbolji performansi svetla u svetu - S600 LED, minimalna vibracija.
- Maksimalni tork : 80 Ncm
- Brzina: 0 – 40.000 obr/min
- Performansi pumpe 0-110 ml / min

## HIRURŠKI INSTRUMENTI

### Nasadnik KaVo SURGmatic S11 L lux

- Redukcija: 1:1
- Svetlosni, Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 5.5 Ncm



### Kolenjak KaVo SURGmatic S201 L / C

- Redukcija 20 : 1
- Glava i telo kolenjaka su razdvojivi za lako čišćenje
- EKSPERTgrip za bolje prijanjanje i higijenu
- Mala glava sa unutrašnjim sistemom ispiranja
- Spoljašnje hlađenje sa konektorom na glavi sa ili bez svetla



### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N1

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N2

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje
- Dužina borera: 62,5 mm (može se koristiti i 44,5 mm)
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm



### Nasadnik KaVo hiruški 3610 N3

- Redukcija: 1:1
- Spoljašnje hlađenje: dodatak za sprej
- Dužina borera: 70 mm
- Može se lako rastaviti radi čišćenja
- Ojačana stezna čaura
- Max. brzina: 40.000 obr/min
- Max. torque: 10 Ncm;



## ODRŽAVANJE OPREME



### QUATTROcare PLUS 2124 A

#### - aparat za čišćenje i podmazivanje instrumenata

KaVo QUATTROcare PLUS Vam nudi maksimalno brz i jednostavan način upotrebe. Podmazivanje četiri nasadna instrumenta u samo jednom minutu! Nakon postavljanja instrumenata i pritiska na komandu sve ostalo se odvija automatski!

#### Quattrocare sprej za mašinsko podmazivanje nasadnih instrumenata

- 100% sigurnost i kvalitet u mašinskom održavanju nasadnih instrumenata

#### KaVo ulje za podmazivanje nasadnih instrumenata

- 100% sigurnost i kvalitet u održavanju nasadnih instrumenata



### Dekaseptol Gel

Gel za dezinfekciju i čišćenje creva saugera i sisaljki, odvodnih creva fontana i samih fontana. Spektar delovanja: uspešno deluje protiv velikog spektra patogenih bakterija (uključujući i TBC) viruse (hepatitis B i HIV) adenoviruse i funge

- ekološki proizvod bio razgradiv- ne sadrži aldehide, fenole i hlor
- upotreba bez mešanja, štedi vreme , potrebna doza na pritisak dozera, a gel je aktivan momentalno



### Oxygenal 6

Voda u stomatološkim sistemima može postati zaražena mikroorganizmima. Zato se KaVo od 1986. oslanja na hidrogen peroksid, čiji efekat je sinergijski pojačan jonima srebra. Brojni testovi i laboratorijska ispitivanja su pokazala kompatibilnost ovih materijala. Koncentracija prilikom aplikacije ne predstavlja opasnost za pacijente i osoblje i razlaže se bez ostataka na vodu i kiseonik.



# STERILIZACIJA FARO - SIGURNOST U VAŠOJ ORDINACIJI

Bezbedni ciklus sterilizacije je važan u svakom segmentu stomatologije!



DAL 1948: ESPERIENZA  
E RINNOVAMENTO



## Autoklav Faro SK07 - klasa B

- Integriran printer -Uredaji za štampanje ili čuvanje podataka smešteni su unutar donjih vrata.
- Tri police
- Četiri ciklusa: B134C Standard, 134 C Prion, 134 C B brzi, 121 C Standard
- Četiri Test ciklusa: 134 C Helix Test, 121 C Helix Test, Vakum Test, Bowie & Dick
- Zapremina rezervoara vode 3.65 l
- Dimenzije 16 l: 690 x 450 x 489mm
- Dimenzije 21 l: 790 x 450 x 489mm
- Tip memorijske kartice: CD card
- Snimite ciklus pomoću specifičnog integrisanog softvera
- GARANCIJA 24 MESECA

## Destilator Droppy S

- Max. količina vode 3l
- Proizvede 3l destilovane vode do 5 sati
- 6 filtera
- Bokal 4l



## Mašina za pakovanje instrumenata SL13- FARO

Ergonomski i praktičan dizajn, visoke performanse, vrhunska


tehnologija! SL13 je namenjena za pakovanje instrumenata za sterilizaciju autoklaviranjem i pogodan je za dnevne potrebe u medicinskoj oblasti. Ekonomični grejač sa elektronskom kontrolom. Ima ugrađen uređaj za zaštitu od pregrevanja i automatsku uštedu energije. Može raditi sa papirom i polipropilenskim filmom. Garantovano će održati performanse za sterilizaciju



## Mašina za pakovanje instrumenata SELLA 2- FARO

Atraktivna , stabilna i jednostavna za rukovanje!

Namenjena za pakovanje instrumenata za sterilizaciju autoklaviranjem. PK ploča sa automatskom kontrolom temperature, dvosmerna ručka i zvučni signal statusa grejača. Telo od aluminijumske legure koje se lako održava, dolazi sa integrisanim sečivom sa garancijom za 100.000 sečenja.



## Ultrazvučna kadica

- Za pranje borera i instrumenata pre sterilizacije





## SAUGERI MONO-JET ALPHA I MONO JET BETA



**(VLAŽNI, JEDNO RADNO MESTO)**

- Koristi se za jedno radno mesto
- Kontrolna elektronika, 24V kontrola saugera
- Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora
- Pumpa za pražnjenje drenažne posude
- Kućište metalno
- Uz sauger se isporučuje crevo odvoda 1,5m i crevo sukcije 2m
- Snaga motora: 0,4 kW - 3,1 A
- Max. protok: 1250 l/min
- Buka: 59 dB
- Dimenzije: W=520mm D=285mm H=440mm

## SAUGER TURBO-SMART

**(VLAŽNI, A VERZIJA)**

- Koristi se za dva radna mesta
- Mogućnost proširenja na 3/4 radna mesta
- Kontrolna elektronika, 24V kontrola saugera
- Automatska drenaža sa automatskim stopiranjem motora
- Snaga motora: 1,22 kW - 7 A
- Max. protok: 1400 l/min
- Buka: 68,2 dB
- Dimenzije: W=400mm D=355mm H=650mm



## SAUGER UNI-JET 75

**SA KUTIJOM (SUVI, JEDNO  
RADNO MESTO)**

- Kontrolna elektronska ploča
- Motor: 0,4 kW, 3,1A
- Protok: 1250 l/min
- Vakum: 130 mbar
- Buka: 58 dB
- Dimenzije: W=315mm  
D=280mm H=330mm



## Separator MINI-SEPARATOR

Ovo je verzija koja se instalira unutar stomatološke jedinice.

Sastoji se od: mini separatora, odvodne jedinice, AC 45 P.B., Ø 25 ravnih držača cevi, Ø 30 ravnih držača cevi, Ø 25 savijenog držača cevi, Ø 30 savijenog držača cevi. Kanister V = 195 mm D = 135 mm H = 340 mm





## Kompresor 24/150V

- Zapremina boce 24 l
- Sva cilindra
- Protok vazduha od 125 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (1-2 radna mesta)
- Buka <65 dB
- 230/50Hz, 1,1kW
- Dimenzije: 61x41x43 cm



## Kompresor 50/230V

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5 kW
- Dim 46x52x92 cm



## Kompresor 50/230V sa sušačem

- Zapremina boce 50 l
- Dva cilindra
- Protok vazduha od 180 l/min pri opterećenju od 5 bara u boci (tri radna mesta)
- Buka <68 dB
- 220V / 50Hz, 1,5kW
- Dim 46x52x92 cm



## Kompresor Cattani AC200 (dva cilindra i sušač)


- Jedan motor 230V 50Hz 1,2 kW - 7,7A
- Protok vazduha pri opterećenju od 5 bara 160 l/min
- Zapremina boce: 30 litara
- Sušač
- Buka: 70 dB
- Dimenzije: W=620 mm D=460 mm H=720 mm



## Kompresor Cattani AC300 (tri cilindra sa sušačem)

- Zapremina boce: 45 litara
- Tri cilindra
- Sušač vazduha
- Hladnjak
- Jedan motor 230V 50Hz 1,5 kW - 10,2A
- Protok vazduha pri opterećenju od 5 bara 238 l/min
- Buka: 73,6 dB
- Dimenzije: W=580 mm D=600 mm H=940 mm
- -izlaz 3/8";

\* postoje i drugi modeli kompresora u našoj ponudi!



## DIJAGNOSTIKA I MIKROSKOPI



### DIAGNOcam

#### Učinite nevidljivo – vidljivim !

KaVo DIAGNOcam - kompletno razotkriva karijes, sasvim nova perspektiva u proučavanju karijesa.



KaVo DIAGNOcam koristi strukturu zuba kao svetlosni sprovodnik. Simultano digitalna video kamera snima površine.

Sa vašom KaVo DIAGNOcam dobićete slike koje vam daju dodatni uvid u unutrašnjost- sa još većom rengenom preciznošću.

- Značajno se poboljšava kvalitet dijagnostike - neprevaziđeni kvalitet slike.
- Idealan za informisanje pacijenata uz vrhunski monitoring.
- Jednostavna upotreba- jednostavna integracija.
- Brzo i bez zračenja.

Kompresivni karijes- detekcija na svim površinama zuba. Dijagnostička kompetencija: DIOFTI tehnologija ( DIAGNOcam).

- Okluzalni karijes: DA
- Aproksimalno karijes: DA
- Karijes na glatkim površinama: DA
- Sekundarni karijes: DA
- Pukotine: DA
- Esencijalno čišćenje zuba: NE



## LEICA M 320

Većim i bržim protokom informacija u stomatologiji se pojavila potreba za većim očekivanjima od stomatologa, a istovremeno se pružila mogućnost dokumentovanja ili razmene snimka toka procedure. Lajka M320 opciono ima integrisanu full HD kameru sa mogućnošću snimanja i kreiranja slike do 10 mega piksela, kao i video snimka u punom HD kvalitetu.

Šta čini dentalni mikroskop Lajka vrhunskim uredjajem:

- **Lajka optika:** nova paradigma posmatranja
- **Lajka led osvetljenje:** globalna novina u svetu medicine
- **Lajka Ful HD tehnologija slike:** reper za čuvanje i razmenu slike
- **Lajka ergonomija:** veća efikasnost uz praktičnost
- **Lajka dizajn:** estetika, higijena, inovacija, prefinjenost

**Sve to je vaš dentalni mikroskop Lajka!**



## LEICA M 320 High end

- Produžna ruka na pokretnoj ruci  $\pm 155^\circ$
- Nosač mikroskopa na produžnoj ruci
- Bočni nosač mikroskopa-pokret  $\pm 60^\circ$
- Full HD i foto kamera
- Binokularni tubus sa varijacijom od  $0^\circ$  do  $180^\circ$
- Okulari 12,5 x
- Fini objektiv f = 250 mm
- Narandzasti fokusiran filter
- Direktno i dugotrajno 2-LED osvetljenje, Prosečni životni vek od 60.000 sati za doživotni rad; klasa 1 LED Proizvod
- 5 zaštitnih naočara
- 1 video kabal HDMI 10 metara, USB kabal 3 metara,
- IR daljinski upravljač za integrisanu video kameru, sve postavke kamere sa podešavanjima na ekranu



**Multifoc** objektiv omogućava radno polje na razdaljini od 200 mm do 300 mm, brzo i lako fokusiranje. Sa Multifoc objektivom nema potrebe od repozicioniranje položaja mikroskopa za vreme rada.

# TEHNODENT

## NOVO IME ZA SIGURNOST !

**Naše dugogodišnje iskustvo neumorno investiramo kako bi zadovoljili Vaše potrebe i pronašli savršeno rešenje za Vas.**

Obezbeđen transport, montaža, instalacija, obuka i servis!



**Rakovačka 7, 21000 Novi Sad**

Tel.: +381 21 6432 183 | Fax.: +381 21 6431 906

**Nebojšina 33, 11000 Beograd**

Tel.: +381 11 3981 837 | Fax.: +381 11 3981 823

